

บทปฏิบัติการที่ 2

การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอจากเชลล์แบคทีเรีย

หลักการ

พลาสมิดเป็นดีเอ็นเอชนิดหนึ่งในเชลล์แบคทีเรีย ซึ่งอยู่ภายนอกโครโมโซม (extrachromosomal DNA) โดยทั่วไปแบคทีเรียจะมีโครโมโซม แต่แบคทีเรียบางชนิดจะมีห้องโครโมโซมและพลาสมิด ความแตกต่างของดีเอ็นเอทั้ง 2 ชนิด คือ โครโมโซมเป็นดีเอ็น เอเกลี่ยวนิรูปวงแหวน (circular DNA) ที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นส่วนที่มีการสร้างสังเคราะห์ โปรตีนต่างๆในเชลล์ ส่วนพลาสมิดเป็นดีเอ็นเอเกลี่ยวนิรูปวงแหวนที่มีขนาดเล็กกว่า โครโมโซมประมาณ 100-1,000 เท่า โครงสร้างของพลาสมิดเป็นวงแหวนเกลี่ยวนิรูป มีการ พันเกลี่ยวนิรูปแบบซ้อนเกลี่ยว (supercoiled) มีขนาดตั้งแต่ 1-200 กิโลเบส (kilobases; kb) หรือ ประมาณ 0.2-4% ของโครโมโซม พลาสมิดมีจุดเริ่มต้นของการลอกแบบ (origin of replication) ซึ่งเรียกว่าย ๆ ว่า ORI หรือ ori อุบัติภัย ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มจำนวน ได้ด้วยตนเอง พลาสมิดโดยทั่วไปจะมียีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะกรรมพันธุ์ (phenotype) สำคัญ ๆ อยู่ด้วย ซึ่งจะสร้างโปรตีนหรือเอนไซม์หรือสารที่มีประโยชน์กับ แบคทีเรียนในทางสymbiosis ทำให้แบคทีเรียที่เป็นเจ้าของพลาสมิดมีคุณสมบัติพิเศษบาง ประการ เช่น ทำให้เกิดความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ, ผลิตยาปฏิชีวนะได้, สร้างเอนไซม์ ตัดจำเพาะ (restriction enzymes) ที่จำเป็นต่อแบคทีเรียนนั้น ๆ, ผลิตสารโคลิซิน (colicin) ซึ่งจะฆ่าแบคทีเรียที่ไม่สามารถผลิตสารนี้, ต้านทานต่อโลหะหนัก, ใช้น้ำตาลบางชนิดเป็น แหล่งพลังงานได้ หรือชักนำให้เกิดปุ่มปั๊มขึ้นในพืช เป็นต้น พลาสมิดไม่ใช่สิ่งจำเป็นใน เชลล์ของแบคทีเรีย ยกเว้นในทางสymbiosisเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจจะพบหรือไม่พบพลาสมิด ในเชลล์แบคทีเรีย พลาสมิดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) พลาสมิดซึ่งถ่าย ทอดระหว่างเชลล์ (conjugate self transmissible plasmid) เป็นพลาสมิดขนาดใหญ่และ มีปริมาณจำนวนมาก 2) โมเลกุลต่อเชลล์ ส่วนใหญ่เป็น stringent plasmid ซึ่งมีการ จำลองตัวหรือลอกแบบภายใต้การควบคุมหรือควบคุมไปกับจำลองตัวของโครโมโซมของ แบคทีเรีย ในธรรมชาติเชลล์สามารถถ่ายทอดพลาสมิดนี้ไปยังอีกเชลล์หนึ่งที่ไม่มีพลาส-

มิได้โดยวิธี conjugation ทำให้มีการถ่ายทอดคุณสมบัติของพลาสมิดไปยังเชลล์ใหม่ได้ 2) พลาสมิดที่ไม่ถ่ายทอดระหว่างเชลล์ (non-conjugative plasmid) เป็นพลาสมิดขนาดเล็กและมีปริมาณหดายโมเลกุลในเชลล์แต่ละชนิด (30-50 หรือ 100 โมเลกุลต่อเชลล์) พลาสมิดประเภทนี้ไม่สามารถถ่ายทอดจากเชลล์เดิมไปยังเชลล์ใหม่ และเป็น relaxed plasmid ซึ่งมีการจำลองตัวได้ตลอดเวลาและไม่ขึ้นกับการจำลองตัวของโครโนโซม ในห้องปฏิบัติการสามารถถ่ายพลาสมิดประเภทนี้เข้าไปในเชลล์ที่ต้องการได้ โดยการแยกพลาสมิดนี้ออกจากเชลล์เดิมก่อนแล้วส่งถ่ายเข้าสู่เชลล์ใหม่ โดยทำให้เชลล์ผู้รับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังเชลล์ (competent cells) และสามารถรับเอาตีอีนเอหรือพลาสมิดจากภายนอกเข้าไปได้โดยกระบวนการทราบสฟอร์เมชัน (transformation)

จากคุณสมบัติของพลาสมิดที่สามารถจำลองตัวเองได้ในเชลล์ จึงนำพลาสมิดมาใช้เป็นตีอีนเอพาหะ (vector DNA) ในการสร้างตีอีนเอสายพสมสำหรับการโคลนยีน (gene cloning) หรือตีอีนเอ เพื่อให้ตีอีนเอสายพสมนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่เชลล์รุ่นลูกหลานได้ พลาสมิดที่พบในธรรมชาติมีข้อเสียหลักอย่างไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นตีอีนเอพาหะในการโคลนยีน เช่น มีตำแหน่งการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะไม่เหมาะสม หรือมีมากกว่า 1 ตำแหน่ง (เป็นตำแหน่งที่ใช้ในการสอดใส่ตีอีนเอหรือยีนที่ต้องการโคลน), ไม่มีลักษณะเฉพาะที่จะใช้จำแนกเชลล์ที่มีและไม่มีพลาสมิด (ตัวอย่างเช่น ขาดยีนต้านยาปฏิชีวนะ), มีขนาดใหญ่แยกออกจากเชลล์ได้ยากทำให้การสกัดและสกัดลับเข้าสู่เชลล์ผู้รับได้ยากและมีประสิทธิภาพต่ำ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการสร้างพลาสมิดขึ้นมาใหม่โดยตัดต่อมาจากพลาสมิดที่พบในธรรมชาติร่วมกับการสังเคราะห์หรือดัดแปลงเบสเพิ่มเติมตามต้องการ ตัวอย่างเช่น pBR 322, pUC18, pUC19 เป็นต้น

พลาสมิดที่ใช้ในการโคลนยีนในงานด้านพันธุวิศวกรรม นิยมใช้ที่มีขนาดเล็กและมีการจำลองตัวแบบ relaxed นอกจากนี้ต้องมียีนเครื่องหมาย (marker gene) ที่กำหนดลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ และมีตำแหน่งที่ตัดได้ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดใดชนิดหนึ่งเพียง 1 ตำแหน่ง (unique site) การใช้พลาสมิดที่มีขนาดเล็กจะทนต่อการขาดในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ แยกออกจากเชลล์ที่เป็นเจ้าของได้ง่าย และเมื่อนำไปเชื่อมต่อกับชิ้นตีอีนเอที่ต้องการโคลนแล้วขนาดต้องไม่ใหญ่มากนัก ถ้าขนาดใหญ่มากเวลานำไปถ่ายลงในเชลล์ผู้รับโดยวิธี transformation จะเกิดได้ยาก

ตารางที่ 2-1 คุณสมบัติของพลาสมิคบานงชันิด

| พลาสมิค | ขนาด ไมล์กุล | จำนวน ต่อเซลล์ | การส่งถ่าย ข้ามเซลล์ | คุณสมบัติ |
|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | (ล้านดัลลาร์) | | | |
| ColE1 | 4.2 | 10-15 | - | ผลิตโคลิซิน |
| RSF 1030 | 5.6 | 20-40 | - | ต้านทานแอมพิชิลิน |
| clo DF 13 | 6.0 | 10 | - | ผลิต cloacin |
| R6K | 25.0 | 13-38 | + | ต้านทานแอมพิชิลินและสเตรปโตเมย์ซิน |
| F | 62.0 | 1-2 | + | - |
| RI | 62.5 | 3-6 | + | ต้านทานยาหอยชันิด |
| Ent P307 | 65.0 | 1-3 | + | ผลิต enterotoxin |

เนื่องจากพลาสมิคเป็นดีเอ็นเอที่มีขนาดเล็กแยกออกจากดีเอ็นเอของโครโน่โซม ดังนั้นการสกัดแยกเฉพาะพลาสมิคออกจากดีเอ็นเอของโครโน่โซมจากเซลล์แบบที่เรียกว่าอาศัยหลักการของขนาดที่แตกต่างของดีเอ็นเอทั้ง 2 ชนิดนี้ วิธีการสกัดมีหลายวิธี แต่ที่นิยมกันมากคือ การใช้ด่าง (rapid alkaline extraction) และการทำให้ดีเอ็นเอน้ำกลับสู่สภาวะสายคุ้ตตั้งเดิม โดยทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วหรือปรับ pH ให้เป็นกลาง แต่เนื่องจากพลาสมิค มีขนาดเล็กกว่ามากและอยู่ในรูปวงแหวน ทำให้สามารถกลับสู่สภาวะเดิมของสายคุ้ตได้ แต่ดีเอ็นเอของโครโน่โซม มีขนาดใหญ่กว่ามาก ไม่สามารถกลับสู่สภาวะเดิมได้ จึงสูญเสียสภาพเป็นตะกอนขึ้น ดังนั้นจึงสามารถแยกເเอาส่วนของพลาสมิคออกจากดีเอ็นเอของโครโน่โซมได้ วิธีการสกัดแยกพลาสมิคได้แก่

1. การแยกโดยอาศัยความหนาแน่นโดยตัวไนเซียมคลอไรด์ (CsCl)

เมื่อแบคทีเรียถูกทำให้เซลล์แตก จะได้โครโน่โซมและพลาสมิคออกมาปะปนกัน โดยที่โครโน่โซมจะขาดเป็นดีเอ็นเอปีลดี (linear DNA) ส่วนพลาสมิคยังคงสภาพเป็นปีลดี (circular) ทำการแยกເเอาส่วนของโครโน่โซมออกไปพร้อมกับเซลล์ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ ทำให้ผนังเซลล์อ่อนตัวลงด้วยเอนไซม์ไลโซไซม์ (lysozyme) จากนั้น

ขาว แล้วจึงทำให้เซลล์แตกโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide, NaOH) และ sodium dodecyl sulfate (SDS) โดยโมโนมรรัมทั้งพลาสมิດถูกทำให้เสียสภาพ (denature) โดยพันธะไฮโดรเจน (H-bond) จะถูกทำลาย จากนั้นจึงปรับให้กลับสู่สภาพเดิม (renature) โดยทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วหรือปรับ pH ให้เป็นกลางโดยการเติมไปแต่โซเดียมหรือโซเดียมอะซีเททที่เป็นกรด โครโนซومมีขนาดใหญ่และอยู่ในรูปปลายเปิดยังคงเสียสภาพเกิดการจับกลุ่มและรวมตัวกันเป็นกลุ่มตกลาดไม่คล้าย ส่วนพลาสมิดมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ในรูปวงแหวน สามารถกลับสู่สภาพเดิมและยังคงมีคุณสมบัติในการละลายได้ ขณะเดียวกันโปเปเดตโซเดียมหรือโซเดียมอะซีเททที่มีความเข้มสูงนั้น ก็จะทำให้โปรตีนและอาร์เอ็นเอที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ ๆ จับตัวกับ SDS ตกลาดไปด้วย ในขั้นตอนที่ใช้ต่างนั้น สำคัญคุณความเป็นกรดเป็นด่างให้พอเหมาะสม พลาสมิดไม่เสียสภาพจึงไม่ตกลาด สามารถกำจัดสารโมเลกุลใหญ่ที่ตกลาดออกไปได้ โดยการปั่นแยกตกลาดแล้วจึงตกลาดพลาสมิดในส่วนลอยหรือส่วนเสียด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ แล้วนำไปทำให้หันริสูท์โดยปั่นเหวี่ยงให้ถึงจุดสมดุลย์ในตู้เชิงมคลอไรต์ที่มีเอธิเดียมบอร์ไรมิด (ethidium bromide; EtBr) อยู่ด้วย EtBr จะแทรกตัวเข้าไปในโมเลกุลของดีเอ็นเอได้เนื่องจากพลาสมิดมีโครงสร้างเป็นวงแหวนปลายปิด (covalently closed circular) ทำให้ EtBr แทรกตัวเข้าไปได้น้อย ส่วนโครโนซومที่แตกหักที่ปะปนอยู่มีโครงสร้างเป็นเส้นยาว EtBr จึงแทรกตัวเข้าไปในโมเลกุลได้มาก เนื่องจาก EtBr มีความหนาแน่นลอยตัวน้อยกว่าดีเอ็นเอ เมื่อ EtBr แทรกเข้าไปในโมเลกุลมาก ๆ จึงทำให้ความหนาแน่นลอยตัวของดีเอ็นเอนั้นลดลง เมื่อนำไปปั่นแยกความหนาแน่นในสารละลาย CsCl แบบของพลาสมิดจะปรากฏอยู่ต่ำกว่าแกนของดีเอ็นเอที่เจอบน สามารถแยกพลาสมิดหันริสูท์ได้

2. การแยกโดยอาศัยความร้อน

เมื่อผนังของแบคทีเรียถูกสลายด้วยเอ็นไซม์ไลโซไซม์และถูกความร้อนประมาณ 90-100°C โครโนซومและพลาสมิดจะปะปนอยู่ในสารละลาย โครโนซومซึ่งมีขนาดใหญ่และขนาดเป็นเส้นตรงจะถูกทำให้เสียสภาพไปด้วยความร้อน ส่วนพลาสมิดซึ่งมีขนาดเล็กและเป็นรูปวงแหวนอยู่ จะถูกทำให้เสียสภาพไปด้วยความร้อนชั่นกัน แต่เมื่อทำให้สารละลายดีเอ็นเอนี้เย็นลงอย่างรวดเร็ว (quick cool) พลาสมิดจะสามารถกลับสู่สภาพเดิม ส่วนโครโนซومซึ่งมีปลายเปิดและขนาดใหญ่จะรวมตัวกลับสู่สภาพเดิมไม่ได้ ก็จะตกเป็นตกลาดลงมา วิธีนี้จะแยกพลาสมิดได้ไม่บริสุทธิ์มาก

3. การแยกโดยวิธีต่าง (Rapid alkaline)

เมื่อใช้เอนไซม์ไลโซไซเมร์สลายหนังของแบคทีเรีย หลังจากนั้นทำให้เซลล์แตกโดยใช้ NaOH/SDS ในสภาวะที่เป็นด่างนี้ โครโมโซมรวมทั้งพลาสมิດถูกทำให้เสียสภาพ เนื่องจากพลาสมิດมีขนาดเล็กและยังคงเป็นรูปวงแหวน เมื่อทำให้กลับสู่สภาวะที่เป็นกลาง (neutral pH) โดยการเติมโซเดียมอะซีเตท pH 4.8 พลาสมิດจะสามารถกลับสู่สภาพเดิม ส่วนโครโมโซมยังคงเสียสภาพและรวมตัวกันเป็นกลุ่มตกรอกันลงมา ทำให้สามารถแยกพลาสมิດออกจากโครโมโซมได้

การเตรียมพลาสมิດโดยวิธีการใช้ด่างนี้เป็นการเตรียมอย่างหยาบๆ (crude preparation) พลาสมิດที่ได้อาจจะไม่บริสุทธิ์มากนัก ถ้าต้องการจะนำไปใช้งานที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงควรจะทำให้บริสุทธิ์เพิ่มยิ่งขึ้นเสียก่อน โดยทั่วไปการแยกพลาสมิດที่มีขนาดเล็กจะทำได้ง่ายและได้ผล (yield) สูงกว่าการแยกพลาสมิดขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพลาสมิດมีขนาดใหญ่ขึ้น จะมีคุณสมบัติคล้ายดีเอ็นเอในโครโมโซมมากขึ้น นอกจากการแยกจะทำได้ยากและได้ผลต่ำแล้ว ยังจะได้พลาสมิດที่มีความบริสุทธิ์ต่ำอีกด้วย เนื่องจากจะมีดีเอ็นเอของโครโมโซมปนเปื้อนมาก

รูปร่างของดีเอ็นเอหรือพลาสมิດจะมีลักษณะที่ขาดเป็นวงเกลียวแน่น (supercoiled), ปลายเปิดเป็นเส้นตรง (linear) และที่คลายเป็นวง (relaxed; polymeric หรือ nick) ดังนั้นการหานัดของพลาสมิດสามารถหาจากกราฟมาตรฐานที่เขียนขึ้นจากค่าระยะทางของการเคลื่อนที่และ log ของขนาดโมเลกุลของพลาสมิດมาตรฐานหรือดีเอ็นเอมาตรฐาน ซึ่งพลาสมิດที่ต้องการหานัดต้องอยู่ในรูปที่เป็นปลายเปิดเป็นเส้นตรง จึงสามารถที่จะหานัดของพลาสมิດได้


วัตถุประสงค์

- เพื่อให้วิธีการสกัดแยกพลาสมิດดีเอ็นเอจากแบคทีเรีย
- เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติ รูปร่าง ของพลาสมิດ


สารเคมีที่ใช้

- แบคทีเรีย *E. coli* ที่มีพลาสมิດ pBR322 ที่ตัดต่อใส่ยีนไวรัสตับอักเสบบีที่มีความยาว 3.2 กิโลเบส (pBR322 มีขนาด 4.36 กิโลเบส ประกอบด้วยยีนที่ทำให้เซลล์เจ้าบ้าน (host cells) ต้องอยาแอมพิซิลิน (ampicillin) และเตตราซัคคิน (tetracycline) และ

บนยีนเหล่านี้มีลำดับเบสที่เอ็นไซม์ตัดจำเพาะจะจำได้หนึ่งตำแหน่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดตัดเพื่อการสอดไส้ยีนที่สนใจในการแสดงออก) โดยทั่วไปเซลล์ของแบคทีเรียกรัมลบ (gram negative bacteria) จะแตกง่ายเมื่อถูก SDS ส่วนแบคทีเรียกรัมบวก (gram positive bacteria) จะต้องทำให้ผิวนั้นเซลล์ถูกความแข็งแรงก่อนโดยใช้เอ็นไซม์ไลโซไซม์ ก่อนที่จะทำให้เซลล์แตกโดยใช้ SDS



รูปที่ 2-1 พลาสมิด pBR322 (จาก Sambrook และคณ., 1989)



รูปที่ 2-2 พลasmid pUC18 และ pUC19 แสดงลำดับเบสปริเวณ multiple cloning site
(จาก Sambrook และคณา, 1989)

2. อาหารเลี้ยงแบคทีเรีย

LB-agar : 1% Bacto tryptone, 0.5% Yeast extract, 0.5% NaCl,
1.5% Bacto agar

LB-broth : 1% Bacto tryptone, 0.5% Yeast extract, 0.5% NaCl

3. แอมพิซิลิน 10 mg/ml (ละลายในน้ำกลั่น และนำไปปะรุงผ่านแผ่นกรองขนาด $0.45 \mu\text{m}$ และแบ่งส่วนย่อยๆเก็บไว้ที่ -20°C)
4. TGE solution : 50 mM Glucose, 25 mM Tris, 10 mM EDTA, pH 8.0
5. Lysis solution : 0.2 N NaOH, 1% SDS ส่วนผสมนี้ให้เตรียมก่อนใช้ (เตรียม 0.4 N NaOH และ 2% SDS ผสมสารละลายทั้ง 2 ในปริมาตรที่เท่ากัน)
6. Neutralize solution : 3 M NaOAc, pH 4.8 (ปรับ pH ด้วย glacial acetic acid)
7. Absolute ethanol และ 70% ethanol
8. TE buffer : 10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8.0


หมายเหตุ : อาหารเลี้ยงเชื้อและสารละลายที่นำมาใช้ต้องทำให้ปราศจากเชื้อโดยการนำไป autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C และความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที

อุปกรณ์

1. ตู้อบ 37°C พร้อมเครื่องเขย่า (shaker incubator)
2. เครื่องปั่นหัวใจ microtube (microcentrifuge)
3. เครื่องผสมสาร (vortex mixer)
4. Microtube หรือ microcentrifuge tube
5. Micropipette พร้อม tips

วิธีทำการทดลอง

1. สตรีค (streak) เชื้อแบคทีเรียที่มีพลาสมิดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง LB-agar ที่มี แอมพิซิลิน $100 \mu\text{g}/\text{ml}$ นำไปบ่มที่ 37°C ข้ามคืน (15-17 ชั่วโมง)
2. เยี่ยเชื้อจากโคลนเดียวที่เลี้ยงไว้ในข้อ 1 ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว LB-broth ที่ มีแอมพิซิลิน $100 \mu\text{g}/\text{ml}$ ในปริมาตร 2 ml เขย่าที่ 37°C ข้ามคืน
3. นำแบคทีเรียที่เลี้ยงข้ามคืนแล้วจำนวน 1.5 ml มาปั่นตกรอกอนด้วยเครื่องหัวใจที่ ความเร็ว $3,000 \times g$ เป็นเวลา 5 นาที
4. นำตะกอนมาเติม $150 \mu\text{l}$ ของ TGE solution เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที



รูปที่ 2-3 แสดงขั้นตอนการสกัดพลาสมิດ (จาก Turner และคณะ, 1997)

5. เติม 300 μl ของ Lysis solution เข้าไปให้เข้ากันเบาๆโดยจับหลอดพลิกคว่ำหงายประมาณ 2-3 ครั้ง ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที
6. เติม 250 μl ของ Neutralize solution เข้าไปให้เข้ากันเบาๆ จะเห็นตะกอนสีขาวๆเกิดขึ้น นำหลอดไปแช่น้ำแข็งอีก 30 นาที
7. นำหลอดทดลงไปปั๊นแยกເອາະກອນทิ้งไปที่ความเร็ว $3,000 \times g$ เป็นเวลา 10 นาที
8. ดูดเอาส่วนใส (supernate) ที่ได้ซึ่งมีดีเอ็นเอของพลาสมิດออกมาใส่ในหลอดใหม่

9. เติม absolute alcohol ที่เย็น จำนวน 2 เท่าปริมาตรของส่วนใส่ที่ได้ ผสมให้เข้ากัน
10. นำไปปั่นที่ความเร็ว $3,000 \times g$ เป็นเวลา 10 นาที จะเห็นตะกอนสีขาวเล็กๆ
11. เทหรือดูดสารละลายส่วนใส่ออกให้หมด เหลือแต่ตะกอนไว้
12. เติม 500 μl ของ 70% ethanol เพื่อล้างตะกอนพลาสมิดให้บริสุทธิ์
13. นำไปปั่นที่ความเร็ว $3,000 \times g$ เป็นเวลา 5 นาที
14. เทหรือดูดสารละลายส่วนใส่ออกให้หมด ตั้งหลอดไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือนำไป vacuum ในเครื่องดูดความชื้น (desiccator) จนตะกอนดีเย็นเอ出ของพลาสมิดแห้ง
15. นำตะกอนที่ได้มาระลายใน TE buffer 30 μl
16. ดูด 10 μl ของสารละลายดีเย็นเอผสมกับ 2 μl ของ 6x loading dye นำไปวิเคราะห์บนอะกราโนสิลิโตรโพร์ซิสที่ 1% agarose ใช้กราฟฟิค 100 โวลต์ จนกระหั้งสีน้ำเงินฟื้นอ่อนลงถ้วงจากขั้วลบไปขั้วบวกก่อนถึงปลายประมาณ 1-2 ซม.
17. หยุดการแยกด้วยกราฟฟิค นำแผ่นเจลไปย้อมในสารเอธิเดียมไบโรไมด์ 0.5 $\mu g/ml$ เป็นเวลา 10 นาที ล้างอะกราโนสตด้วยน้ำกลั่น
18. ตรวจดูแบบดีเย็นเอบนอะกราโนสเจล โดยส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลต หรือเครื่องวิเคราะห์ภาพเจล (Gel Imaging)
19. บันทึกผลการทดลองด้วยการถ่ายรูป
ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันอันตรายจากแสงอัลตราไวโอเลตที่จะเกิดกับตา ควรสวมแว่นตาหรือใช้แผ่นพลาสติกใสปิดครอบอะกราโนสเจล

การแยกดีเย็นเอด้วยกราฟฟิค

การแยกสารด้วยกราฟฟิคหรือเทคนิคօลิเคนโทรโพร์ซิส (electrophoresis) อาศัยหลักการของอนุภาคที่มีประจุ เช่น โปรตีนและกรดนิวคลีอิกเคลื่อนที่ไปในกราฟฟิคโดยอนุภาคที่มีประจุสุทธิแตกต่างกันจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วไฟฟ้าที่มีประจุตรงกันข้าม ด้วยความเร็วไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นกับความแตกต่างของชนิดและปริมาณของประจุ ขนาดและรูปร่าง (shape) ของโมเลกุลของสารที่ต้องการจะแยกนั้น ในการนี้ของดีเย็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากหมู่ฟอสเฟติกจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวก เทคนิคօลิเคนโทรโพร์ซิสสามารถใช้แยกสารให้บริสุทธิ์ และสามารถใช้คำนวณหน้างานไม่ยากได้ เช่น การหาหนังสือ

ไม่เลกุลงองดีเอ็นเอ โดยใช้ดีเอ็นเอที่ทราบน้ำหนักโมเลกุล (DNA marker) วิ่งควบคู่กันไป เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากโดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่

1. สารที่ต้องการแยก
2. ตัวกลาง (medium) สำหรับให้ออนามากเคลื่อนที่ผ่าน
3. บัฟเฟอร์เพื่อทำให้ครบวงจรไฟฟ้า
4. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (power supply)

ส่วนประกอบหลักเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและลักษณะงานโดยเฉพาะ ชนิดของสารที่ต้องการแยก สำหรับการแยกดีเอ็นเอตัวกลางที่ใช้มากที่สุดคือ อะ加โรส (agarose) และโพลีอะคริลามิด (polyacrylamide)

อะกาโรสเจลอิเลคโทรโฟรีซิส (Agarose gel electrophoresis)


เป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้ในการแยก วิเคราะห์ และทำให้ดีเอ็นแอบริสูทธิ์จึงเป็น เทคนิคที่สำคัญมากในการศึกษาและวิจัยด้านพันธุวิศวกรรม อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่ทำได้ ง่าย รวดเร็ว และประหยัด ใช้แยกดีเอ็นเอขนาด 0.2-50 กิโลเบต นอกจานั้นยังมีข้อดีที่ สำคัญคือสามารถใช้แยกดีเอ็นเอที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมากได้ โดยที่เทคนิคอื่น ๆ เช่น การหมุนเหวี่ยงในเกรเดียนต์ของความหนาแน่น (density gradient centrifugation) ไม่ สามารถแยกได้ การตรวจหาตำแหน่งดีเอ็นเอ (DNA fragments) บนเจลหลังแยกด้วย กระแสไฟฟ้าแล้ว ทำได้ค่อนข้างง่ายและมีความไวสูง ซึ่งทำโดยการย้อมอะกาโรสเจลด้วย เอธิดิเมบอร์ไมด์ที่ความเข้มข้นต่ำๆ ซึ่งเอธิดิเมบอร์ไมด์จะสอดแทรก (intercalate) ระหว่างเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ ตรวจหาสารเชิงช้อนของเอธิดิเมบอร์ไมด์และดีเอ็นเอ (ethidium bromide-DNA complex) โดยดูการเรืองแสง (fluorescence) ในช่วงคลื่น ของแสงอัลตราไวโอเลต โดยวิธีนี้สามารถที่จะตรวจพบดีเอ็นเอที่มีปริมาณต่ำมากขนาด 1 นาโนกรัมได้

อะกาโรสเป็น purified linear galactan hydrocolloid ที่สกัดแยกจากผนังเซลล์ ของสาหร่ายทะเล มีโครงสร้างทางเคมีอย่างง่ายทำให้มีขนาดของรู (pore size) ค่อนข้าง ใหญ่ อะกาโรสเป็นสายโพลีแซคคาไรด์ที่ประกอบไปด้วยgalactose และ อนุพันธ์ของgalactose (3,6-anhydro L-galactose) โดยอาศัยพันธะไฮโดรเจนระหว่าง หมู่ไฮดรอกซิลลิสระของน้ำตาลดังกล่าว ทำให้สายอะกาโรสพันไขว้ (crosslinked) กันได้


เป็นเหตุให้อาการสิ้นสารและลายกล้ายเป็นเจลที่มีลักษณะเป็นรูพรุน ความเข้มข้นของอะก้าร์สในสารละลายจะเป็นตัวกำหนดขนาดของรูพรุน การเตรียมอะก้าร์สเจลทำได้ง่าย เนื่องจากลายได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 100°C และแข็งตัวได้เมื่ออุณหภูมิห้อง แต่เป็นเจลที่มีความเปราะ เพราะโมเลกุลของเจลจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนที่อ่อน การแยกดีเอ็นเอในอะก้าร์สเจลให้ได้ผลดีขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

1. ขนาดของดีเอ็นเอ (**size of DNA**) ดีเอ็นเอขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าดีเอ็นเอขนาดใหญ่ และระยำทางในการเคลื่อนที่จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะผกผันกับค่า \log_{10} ของน้ำหนักโมเลกุลของดีเอ็นเอ

2. รูปร่างของดีเอ็นเอ (**conformation of DNA**) ภายใต้สภาวะเดียวกัน DNA ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากันจะเคลื่อนที่ได้ต่างกันถ้ามีรูปร่างหรือโครงรูปแตกต่างกันโดยอัตราความเร็วจะเป็นดังนี้ ดีเอ็นเอที่ขดเป็นวงเกลียวแน่น (supercoiled DNA) จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าดีเอ็นเอปลายเปิดเป็นเส้นตรง (linear DNA) และดีเอ็นเอที่คลายเป็นวง (relaxed DNA) หรือวงกลมเปิด (open circular หรือ nicked circular)




รูปที่ 2-4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของดีเอ็นเอ (\log_{10} Molecular Weight) และระยำทางของการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอปลายเปิดเส้นตรงในอะก้าร์สเจล



รูปที่ 2-5 แสดงการเคลื่อนที่ของพลาสมิดชีงอยู่ในโครงรูปต่าง ๆ กัน 3 แบบ
คือ supercoiled, relaxed และ linear (จาก ศิริพร, 2531)

3. ความเข้มข้นของอะการอยส์ (agarose concentration) ในขณะทำอิเลคโทรฟอร์ซซิสติก (electrophoresis) เอจะต้องเคลื่อนที่ผ่านรูพรุน (pore) ภายในเจล ถ้ารูพรุนมีขนาดใหญ่อัตราการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอก็จะสูง ขนาดของรูพรุน (pore size) ภายในเจลจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นของอะการอยส์ที่ใช้เตรียมเจล กล่าวคือเมื่อใช้อะการอยส์ความเข้มข้นสูงๆ ขนาดรูพรุนก็จะเล็กกว่าเมื่อใช้อะการอยส์ความเข้มข้นต่ำ ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัตราการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอในอะการอยส์จะระหว่างอิเลคโทรฟอร์ซซิส จะขึ้นกับความเข้มข้นของอะการอยส์ ดังนั้นการแยกดีเอ็นเอที่มีขนาดแตกต่างกันจำเป็นต้องเลือกใช้อะการอยส์เจลที่มีความเข้มข้นเหมาะสม ความเข้มข้นส่วนใหญ่ที่นิยมใช้คือ 0.5-2%



รูปที่ 2-6 (a) ตัวอย่างการแยกดีเอ็นเอด้วยวิธีเจลอิเลคโทรฟอร์เซส
 (b และ c) การเขียนกราฟมาตรฐานระหว่างขนาดของดีเอ็นเอมาตรฐาน
 (base pairs; bp) กับระยะทาง (distance) (จาก Hoefer Scientific
 Instruments)

ตารางที่ 2-2 ความเข้มข้นของอะก้าโรสเจล กับการแยกขนาดของดีเอ็นเอ

| ความเข้มข้นของอะก้าโรสเจล (%W/V) | ขนาดของดีเอ็นเอปัจจุบันเปิดเส้นตรง (kb) |
|-------------------------------------|--|
| 0.3 | 5-60 |
| 0.6 | 1-20 |
| 0.7 | 0.8-10 |
| 0.9 | 0.5-7 |
| 1.2 | 0.4-6 |
| 1.5 | 0.2-3 |
| 2.0 | 0.1-2 |

ตารางที่ 2-3 แสดงความเข้มข้นของบัฟเฟอร์ที่ใช้

| บัฟเฟอร์ | ความเข้มข้นที่ใช้ | ความเข้มข้นที่เตรียมไว้ต่อลิตร |
|---------------------|--|--|
| Tris-acetate (TAE) | 1x : 0.04 M Tris-acetate 0.002 M EDTA | 50x : 342 g Tris base, 57.1 ml glacial acetic acid, 100 ml 0.5 M EDTA (pH8.0) หรือ 37.2 g Na ₂ EDTA |
| Tris-borate (TBE) | 0.5x : 0.045 M Tris-borate 0.001 M EDTA | 5x : 54 g Tris base, 27.5 g boric acid, 20 ml 0.5 M EDTA (pH8.0) หรือ 4.65 g Na ₂ EDTA |
| Tris-phosphate (TP) | 1x : 0.09 M Tris-phosphate 0.002 M EDTA | 10x : 108 g Tris base, 15.5 ml 85% phosphoric acid, 540 ml 0.5 M EDTA (pH8.0) หรือ 9.3 g Na ₂ EDTA |

พลาสมิดโดยทั่วไปจะมีรูปร่าง 3 แบบ คือ

1. ขดเป็นวงเกลียวแน่น (supercoiled DNA) โดยทั่วไปพลาสมิดจะอยู่ในสภาพขดเป็นวง เพราะเป็นสภาวะที่มีเสถียรภาพมากที่สุด รูปร่างเช่นนี้ทำให้สามารถเคลื่อนที่ในอะการโสเจลได้เร็วที่สุด

2. คลายเป็นวง (relaxed DNA) เป็นลักษณะเกลียวคู่ของดีเอ็นเอเกิดขดเพียงเล็กน้อย เส้นห่วง ทำให้คลายจากดอกรมา ลักษณะนี้ทำให้สามารถเคลื่อนที่ในอะการโสเจลได้ช้าที่สุด

3. ปลายเปิดเป็นเส้นตรง (linear NDA) เป็นลักษณะที่เกลียวคู่ของดีเอ็นเอขาดออกหัวส่องเส้น ดีเอ็นเอลักษณะนี้จะเคลื่อนที่ได้ปานกลาง

ความสัมพันธ์ของดีเอ็นเอเคลื่อนที่ในอะการโสเจลจะใช้ได้เฉพาะรูปร่างที่คลายเป็นเส้นตรงเท่านั้น

4. **บัฟเฟอร์ (buffer)** บัฟเฟอร์ที่นิยมใช้ในการทำการโอลิเคนโทรฟอร์ซมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบของอิโอนและ ionic strength ที่แตกต่างกันทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอ โดยปกติเมื่อทำอิเลคโทรฟอร์ซไประยะเวลาหนึ่ง ขั้นบวกจะเพิ่มความเป็นด่าง (pH สูงขึ้น) ส่วนขั้ลบจะเพิ่มความเป็นกรด (pH ต่ำลง) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง pH ซึ่งจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด จึงนิยมใช้บัฟเฟอร์ที่มีความจุ (capacity) สูง แต่เมื่อจำเป็นที่จะต้องใช้บัฟเฟอร์ที่มีความจุต่ำระหว่างอิเลคโทรฟอร์ซ จะ

ต้องทำการผสมบัฟเฟอร์ระหว่างข้าวทั้งสองเข้าด้วยกันโดยสม่ำเสมอหรือตลอดเวลาเพื่อปรับให้ pH ของบัฟเฟอร์ที่ข้าวทั้งสองเท่ากัน บัฟเฟอร์ที่ใช้ในการทำเจลอิเลคโทรforeชิสของดีเอ็นเอจะใช้บัฟเฟอร์ pH 8 เช่น Tris-acetate, Tris-borate และ Tris-phosphate buffer และมักจะเตรียมในรูปสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าความเข้มข้นที่จะใช้จริง 10 เท่า (10x) ขึ้นไป เมื่อต้องการใช้จึงจะนำมาทำให้เจือจากลง บัฟเฟอร์ทั้ง 3 ชนิด มีความแตกต่างกันคือ

Tris-acetate (TAE) เป็นบัฟเฟอร์ที่มีความจุของบัฟเฟอร์ (buffer capacity) ต่ำที่สุด จึงจำเป็นต้องอาศัยการถ่ายเทหมุนเวียน (recirculation) ระหว่าง 2 ขั้วอยู่ตลอดเวลาในการวิเคราะห์เจลยาๆ หรือนานๆ เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญในบัฟเฟอร์ชนิดนี้ได้ ดังนั้นการที่จะช่วยให้เก็บบัฟเฟอร์นี้ได้นานขึ้นจะนำไปอบฆ่าเชื้อ (autoclave) ก่อนที่จะนำไปเก็บที่ 4 °C การใช้บัฟเฟอร์ชนิดนี้มีข้อดีคือ สามารถทำอิเลคโทรforeชิสโดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง ๆ ได้โดยที่อะกราโนสเจลจะไม่ร้อน

Tris-borate (TBE) เป็นบัฟเฟอร์ที่มีความจุของบัฟเฟอร์สูง แต่ดีเอ็นเอที่แยกได้จะเล็กและคมชัด เนื่องจากการตอบอิริคเป็นตัวยับยั้งการเจริญเดิบໂຕของเชื้อจุลินทรีย์ จึงทำให้เก็บบัฟเฟอร์นี้ได้นานๆ ที่อุณหภูมิห้อง จึงเป็นบัฟเฟอร์ที่นิยมใช้ในงานประจำโดยทั่วไป บัฟเฟอร์ชนิดนี้ถ้าเตรียมไว้ในความเข้มข้นที่สูงมาก ๆ จะทำให้เกิดการตกผลึกได้

Tris-phosphate (TP) เป็นบัฟเฟอร์ที่มีความจุสูงคล้าย TBE แต่ดีเอ็นเอที่แยกโดยใช้บัฟเฟอร์นี้จะคมชัดดี แต่จุลินทรีย์สามารถเจริญเดิบໂຕได้จึงเก็บไว้ไม่ได้นาน นอกจากนี้ TP เป็นบัฟเฟอร์ที่ให้ความสะทวကกว่า TBE ในกรณีที่จะนำเจลนั้นไปปลายโดยใช้ไปแต่สเซียมไออกไซด์ หรือโซเดียมเบอคลอเรท

5. ค่าความต่างศักย์ (Voltage) โดยปกติอะกราโนสอิเลคโทรforeชิสจะทำโดยใช้ความต่างศักย์อยู่ในช่วง 0.5-5 โวลต์/เซนติเมตร แต่ความต่างศักย์ที่นิยมใช้มักจะมีค่าต่ำ ๆ ประมาณ 1 โวลต์/เซนติเมตร ที่ใช้ทั่วไปประมาณ 1-5 โวลต์/เซนติเมตร (เซนติเมตรคือระยะห่างระหว่างข้าวไฟฟ้าเป็นเซนติเมตร) ที่ความต่างศักย์ต่ำๆ อัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอปล่ายเปิดเส้นตรงจะเป็นสัดส่วนกับความต่างศักย์ แต่ถ้าใช้ความต่างศักย์สูงขึ้น การเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอปล่ายเปิดโมเลกุลใหญ่ ๆ จะเพิ่มขึ้นมากกว่าพวงที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก เป็นเหตุให้เมื่อใช้ความต่างศักย์สูงๆ ช่วงขนาดของดีเอ็นเอปล่ายเปิดที่แยก

ได้จะแคนลงสำหรับดีเอ็นเอที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่ใหญ่กว่า 70 กิโลเบส การที่จะทำให้แยกจากกันได้จะต้องใช้ความต่างศักย์ต่ำ (0.5 โวลต์/เซนติเมตร)

การใช้ความต่างศักย์ต่ำ ๆ (1 โวลต์/เซนติเมตร) จะใช้เวลานานในการแยกดีเอ็นเอ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเพรช่องແນบดีเอ็นเอที่มีขนาดเล็กได้มาก ทำให้ดีเอ็นเอที่แยกได้ไม่คุณภาพในกรณีที่ขนาดโมเลกุลไม่ต่างกันมากจะไม่สามารถแยกจากกันได้เลย ดังนั้นดีเอ็นเอที่มีขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 2 กิโลเบส) จะใช้ความต่างศักย์สูง ๆ เพื่อลดการเพรช่องແນบดีเอ็นเอลง

อะการอสอิเลคโทรโพเรชิสมักจะทำในแนวราบและนิยมทำที่อุณหภูมิห้อง อัตราเร็วสัมพัทธ์ของการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอปลายเปิดขนาดต่างๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 4-30°C แต่ถ้าความเข้มข้นของเจลต่ำกว่า 0.5% จะทำอิเลคโทรโพเรชิสที่ 4°C เพราะความเข้มข้นของเจลต่ำจะอยู่ในสภาพนิ่ม ในที่เย็นจะช่วยให้เจลคงรูปมากขึ้น

นอกจากนี้แล้วการเตรียมเจลก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการแยกดีเอ็นเอเช่นกัน โดยปกติเจลที่เตรียมควรหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร และควรวางหวี (comb) ที่ใช้เตรียมช่องใส่ดีเอ็นเอให้สูงจากพื้นถาดประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร ส่วนปริมาณดีเอ็นเอที่จะส่องในหلامจะขึ้นกับจำนวนและขนาดของดีเอ็นเอ

การหยดสารตัวอย่างดีเอ็นเอ

เมื่อเตรียมอะการอสเจลได้แล้วในเจลแชมเบอร์ (gel chamber) ในการเดิมหรือหยดดีเอ็นเอลงในหลุม (well) ของเจล เพื่อป้องกันไม่ให้สารตัวอย่างดีเอ็นเอที่หยดลงในหลุมซึ่งกันมา และเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของสารที่มีประจุลบและมีขนาดโมเลกุลเล็กในสามไฟฟาระหว่างอิเลคโทรโพเรชิส จะผสมสารตัวอย่างดีเอ็นเอลงใน gel loading buffer ที่มีส่วนประกอบเป็นสีติดตาม (tracking dye) 2 ชนิด คือ บромฟีโนอลบลู (bromphenol blue) และไซเลนไซยานอลเอฟ (xylene cyanol FF) กับสารที่ช่วยเพิ่มความหนาแน่นและความหนืดของดีเอ็นเอ ซึ่งอาจจะเป็นกลีเซอรอล (glycerol) ซูครอส (sucrose) หรือไฟคอตอล (ficoll) นอกจากนี้อาจจะใส่สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและมีประจุลบ ซึ่งเป็นสารที่ทำให้โปรตีนเสียสภาพ เช่น SDS หรือยูเรีย (urea) โดยทั่วไป gel loading buffer มักจะเตรียมอยู่ในรูปสารละลายที่เข้มข้นประมาณ 6 เท่า เมื่อต้องการใช้


จะผสมกับสารตัวอย่างดีเอ็นเอในอัตราส่วน 1:5 แล้วจึงนำไปหยดลงในหลุมบนกระดาษโรสเจลที่เตรียมไว้

สีที่ผสมนี้เป็นโมเลกุลที่มีประจุลบ ดังนั้นจะเคลื่อนที่เข้าหาประจุบวกด้วยความเร็วที่แน่นอน จึงช่วยให้คาดคะเนการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอได้ สิ่งรวมพื้นอ่อนบลูจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในสนาમไฟฟ้าเมื่อเทียบกับโมเลกุลของดีเอ็นเอ ซึ่งจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าไซลินไชยานอลเอฟเอฟ 2.2 เท่า และจะเคลื่อนที่ผ่านอะกราโนโรสเจลใน 0.5x TBE บัฟเฟอร์ในอัตราเทียบเท่ากับดีเอ็นเอเส้นคู่ปลายเปิดเส้นตรง (linear double-stranded DNA) ขนาด 300 คู่เบส (base pairs, bp) ความสัมพันธ์นี้จะไม่ซึ่งกับความเข้มข้นของเจลโดยเฉพาะของการโรสเจล


การตรวจสอบดีเอ็นเอ

หลังจากทำอิเลคโทรโฟรีซิสแล้ว เจลจะถูกนำไปย้อมด้วยสีฟลูออเรสเซนต์คือเอชีเดียมโบร์ไมด์ ที่ความเข้มข้น 0.5 $\mu\text{g/ml}$ นานประมาณ 15-30 นาที แล้วนำมาล้างในน้ำกลั่นหรือน้ำประปาเพื่อลด background สีย้อมนี้จะสอดแทรกเข้าไปอยู่ระหว่างคู่เบสในโมเลกุลของดีเอ็นเอ เมื่อเอชีเดียมโบร์ไมด์จับอยู่กับดีเอ็นเอจะเรืองแสงมากกว่าขณะที่อยู่เป็นสีอิสระ (การใช้สีนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวังและสวมถุงมือทุกครั้งเนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็งหรือ carcinogen) การใส่อธีเดียมโบร์ไมด์นี้สามารถใส่ไปพร้อมกับการเตรียมของการโรสเจลและบัฟเฟอร์ และติดตามการเคลื่อนที่ของแคนดีเอ็นเอโดยนำมามดูภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต


เมื่อดีเอ็นเอถูกย้อมเรียบร้อยแล้ว นำเจลมาส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นประมาณ 260-360 นาโนเมตร (nanometer, nm) ดีเอ็นเอจะดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร และปล่อยแสงออกมากที่ 302 และ 366 นาโนเมตร สีที่แทรกอยู่กับดีเอ็นเอจะดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 302 และ 366 นาโนเมตร ทั้งดีเอ็นเอและสีจะปล่อยพลังงานออกมากที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร ซึ่งเป็นบริเวณสีแดงเข้ม (red-orange) ของスペกตรัมที่มองเห็นได้ จึงสามารถตรวจสอบดีเอ็นเอที่ความเข้มข้นต่ำๆ ได้ ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถเห็นการเรืองแสงได้ประมาณ 1-2 นาโนกรัม



รูปที่ 2-7 โครงสร้างของเอธิเดียมไบโรมีดและการแทรกเข้าไปในชั้นเบสของดีเอ็นเอ
(จาก Turner และคณะ, 1997)




รูปที่ 2-8 เครื่อง Gel imaging หรือ Gel Doc (Syngene) ใช้สำหรับตรวจดูและวิเคราะห์แบบดีเอ็นเอที่แยกด้วยวิธีอิเลคโทรโฟเรซิส





รูปที่ 2-9 เครื่องกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต (UV transilluminator, Spectroline)

สารเคมีที่ใช้


1. 0.5x Tris-borate buffer (TBE) : 45 mM Tris, 45 mM boric acid, 1 mM EDTA
2. Agarose gel : 1% agarose ใน 0.5xTBE
3. 6x Loading dye : 10% glycerol, 0.25% bromphenol blue ใน TE buffer หรือน้ำก泠น
4. Staining solution : 0.5 μ g/ml ethidium bromide (สารเอธิเดียมไบโรมายด์เป็นสารอันตรายต้องใส่ถุงมือทุกครั้ง)
5. สารละลายดีเอ็นเอมาตรฐาน : λ DNA HindIII (ชิ้นดีเอ็นเอที่ได้จากการตัดดีเอ็นเอของเพจแเเมบ์ดาด้วย HindIII ซึ่งประกอบด้วยชิ้นดีเอ็นเอขนาด 23.4, 9.6, 6.6, 4.4, 2.3, 2.1 และ 0.6 กิโลเบส)




High performance thin wall and standard tubes precision molded of virgin polypropylene




รูปที่ 2-10 Micropipettes, microtubes และ tips ในขนาดปริมาตรต่างๆ สำหรับใช้ใน
งานพันธุวิศวกรรม (จาก Continental Lab Products และ Eppendorf)




รูปที่ 2-11 เครื่องปั่นเหวี่ยง microtube (Microcentrifuge, Eppendorf)




รูปที่ 2-12 เครื่องแยกปริมาณสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบแนวตั้งและแนวอน (Electrophoresis; SCIE-PLAS)




(1)




(2)




(3)



(4)




(5)




(6)


รูปที่ 2-13 ภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆของเจลแซมเบอร์และการเทองการโรสเจลลงในแซมเบอร์




รูปที่ 2-14 การเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอบนเจลอะลีเคนโดยไฟฟ้าจากขั้วลบไปขั้วนอก
(จาก Bloom และคณะ, 1996)




รูปที่ 2-15 วิธีการหยดตัวอย่างดีเอ็นเอลงในหลุมอะกาโรสเจล
(จาก Bloom และคณะ, 1996)




Ideal Gel



Short Run
Bands compressed; short time
electrophoresing.




Overloaded
Bands smeared in all lanes; too much
DNA in digests.



Punctured Wells
Bands faint in lanes B and H; DNA lost
through hole punched in bottom of well
with pipet tip.



Long Run
Bands spread; long time elec-
trophoresing.




Underloaded
Bands faint in all lanes; too little DNA in
digests.


รูปที่ 2-16 แสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของ λ DNA ที่เกิดจาก Electrophoresis Effect
บน 0.8% agarose gel electrophoresis และย้อมด้วยเอธิเดียมโบรมีด,
(-) : ไม่ได้ตัดด้วยเอนไซม์, (B) : ตัดด้วย BamHI, (E) : ตัดด้วย EcoRI,
(H) : ตัดด้วย HindIII (จาก Bloom และคณ., 1996)




Poorly Formed Wells
Wavy bands in all lanes; comb removed before gel was completely set.




Enzymes Mixed
Extra bands in Lane H; BamHI and HindIII mixed in digest.




Precipitate
Precipitate in TBE buffer used to make gel.



Bubble in Lane
Bump in band in lane B; bubble in lane H.



Incomplete Digest
Bands faint in lane H; very little HindIII in digest. Also, extra bands are present in lanes B and E.



Gel Made with Water
Bands smeared in all lanes; gel made with water or wrong concentration of TBE buffer.

รูปที่ 2-17 แสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของ λ DNA ที่เกิดจาก Electrophoresis Effect
บน 0.8% agarose gel electrophoresis และย้อมด้วยเออชีเดียมโนร์ไมร์,
(-) : ไม่ตัดด้วยเอนไซม์, (B) : ตัดด้วย BamHI, (E) : ตัดด้วย EcoRI,
(H) : ตัดด้วย HindIII (จาก Bloom และคณะ, 1996)

อุปกรณ์

- เจลแซมเบอร์ (gel chamber) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (power supply)
- เครื่องกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต (UV transilluminator)
- พิปเปต (pipette) หรือไมโครพิปเปต (micropipette) พร้อม tips
- ไมโครเวฟ (microwave)
- กล่องพลาสติก (เพื่อใช้สำหรับย้อมเจล) และที่ตักเจล
- กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม หรือเครื่องวิเคราะห์ภาพเจล (Gel Imaging)

วิธีทำการทดลอง

- เตรียม 1% agarose gel (ชั้นอะกาโรส 1 กรัม ลงใน 100 ml 0.5xTBE) นำไปหลอมละลายในไมโครเวฟ
- เทอะกาโรสที่ละลายแล้วและเย็นลงที่ประมาณ 55°C ลงในเจลแซมเบอร์พร้อมหวี (comb)
- รอจนอะกาโรสเย็นลงจนแข็งตัว จึงดึงหวีออก
- เท 0.5x TBE ลงบนอะกาโรสเจลที่แข็งตัวให้ท่วมเจลประมาณ 1-3 มิลลิลิตร เรียกว่า เป็นวิธีใต้น้ำ (submerine)
- นำดีเอ็นเอตัวอย่างผสมกับ 6x loading dye ในอัตราส่วน 5:1 บนกระดาษพาราฟิล์ม (parafilm paper) จากนั้นจึงหยดลงในหลุมอะกาโรสเจลด้วยไมโครพิปเปต และหยดสารละลายดีเอ็นเอมาตຽานในความเข้มข้น $0.5 \mu\text{g}$ ที่ผสมกับ 6x loading dye ลงในหลุมอะกาโรสเจลอีกหลุมด้วย
- ต่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองบันแซมเบอร์เข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยให้ดีเอ็นเอวิ่งจากขั้วลบไปขั้วบวก
- เปิดกระแสไฟฟ้าโดยตั้งโวลต์ (Volt) คงที่ที่ 100 โวลต์
- ปิดกระแสไฟฟ้าเมื่อสิ้นนำเงินของบرومฟินอลบลูเคลื่อนที่มาใกล้ถึงขอบเจโลีกด้านหนึ่ง (ห่างจากขอบประมาณ 1-2 ซม.)
- นำอะกาโรสเจลไปแช่ในกล่องพลาสติกที่มี staining solution ประมาณ 10 นาที ถังอะกาโรสด้วยน้ำกลัน แล้วนำไปส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
- บันทึกผลด้วยการถ่ายรูป

ผลการทดลอง

1. การเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอโครงรูปต่างๆ

รูป supercoiled เคลื่อนที่ได้ ชม.

รูป linear เคลื่อนที่ได้ ชม.

รูป relaxed เคลื่อนที่ได้ ชม.

2. ขนาดของดีเอ็นเอรูป linear กิโลเบต

สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

แบบฝึกหัดบกปฏิบัติการที่ 2

- รูปร่างของพลาสมิດนิดได้ที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด
- ในการสกัดแยกพลาสมิด สาร SDS และเอนไซม์ไลโซไซม์ ใส่ลงไปในขันตอนสกัด เพื่ออะไร
- พลาสมิດนิดได้ที่มีการแบ่งตัวไม่เข้มกับการแบ่งตัวของโครโนโซมในเซลล์แบคทีเรีย