

## บทปฎิบัติการที่ 4

### การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิก

#### หลักการ

ดีเอ็นเอเป็นสารชีวโมเลกุลที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมและถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลาน ส่วนใหญ่จะพบที่นิวเคลียสของเซลล์เรียกว่า genomic DNA มีบางส่วนที่พบในไมโตคอนเดรียเรียกว่า mitochondrial DNA ดังนั้นจึงพบดีเอ็นเอในเซลล์ทุกชนิด ยกเว้นเม็ดเลือดแดงของคนที่ไม่มีนิวเคลียสและไมโตคอนเดรีย

กรดนิวคลีอิกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งแตกต่างกันที่น้ำตาล กรดนิวคลีอิกที่มีน้ำตาลไรโบส (ribose) เป็นส่วนประกอบเรียกว่า กรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid) หรือ RNA และพวกที่ประกอบด้วยน้ำตาลดีออกซิไรโบส ( $2'$ -deoxyribose) เรียกว่า กรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) หรือ DNA


โมเลกุlnิวคลีโอไซด์ (nucleoside) เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ประกอบด้วยเบสและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบ ส่วนนิวคลีโอไซด์ (nucleotide) เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เบส น้ำตาล และฟอสฟे�ต กรดนิวคลีอิกประกอบด้วยนิวคลีโอไซด์หลายหน่วยต่อกัน (polynucleotides) เป็นเส้นยาว มีทั้งเส้นเดี่ยว (single stranded) และเส้นคู่ (double stranded) โดยปกติดีเอ็นเอประกอบด้วยโพลินิวคลีโอไซด์ 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่ (double helix) และอาร์เอ็นเอพบเป็นโพลินิวคลีโอไซด์เส้นเดี่ยว

ไนโตรเจนสเปส (nitrogenous base) ที่พบในกรดนิวคลีอิกมีอยู่ 2 ชนิด คือ พิริมิดิน (pyrimidine) ได้แก่ ไซโตซีน (Cytosine = C) ยูราซิล (Uracil = U) และไซเม็น (Thymine = T) และอีกชนิดคือ เพียร์วีน (purine) ได้แก่ ออดีนีน (Adenine = A) และ瓜นีน (Guanine = G) ดีเอ็นเอพบเบส 4 ชนิด คือ A, T, C และ G ในอาร์เอ็นเอพบเบส 4 ชนิด เหมือนกันคือ A, U, C และ G ไม่พบเบส T สารไนโตรเจนสเปสนี้เป็นสารประกอบพวกอะโรเมติก (aromatic compound) จึงสามารถดูดกลืนแสงเห็นม่วงหรืออัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 260-280 นาโนเมตร ได้ ดังนั้นดีเอ็นเอจึงสามารถดูด


กลีนแสงได้ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร และตีอิเล็กตรอนเดี่ยวจะดูดกลีนแสงที่ความยาวคลื่นนี้ได้ถ้าวัดตีอิเล็กตรอนเดี่ยว

การเรียนรู้องค์ประกอบ คุณสมบัติ และลำดับเบสของตีอิเล็กตรอนเดี่ยวที่ประกอบกันขึ้น เป็นยืนที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อความทางพันธุกรรมนั้น ทำให้มนุษย์มีความเข้าใจเรื่อง กับกลไกการทำงานของสารชีวโมเลกุลเหล่านี้ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ เก็บ การถ่ายทอด และการแปลงรหัสพันธุกรรม รวมทั้งการแสดงออกของยีนที่ถูกควบคุม ในระดับต่างๆ เช่น งานด้านการแพทย์ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค และอาจช่วยในการรักษา โรคทางพันธุกรรม


การวัดปริมาณและคุณภาพของกรดนิวคลีอิกสามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆ โดยวิธี การวัดค่าการดูดกลีนแสงด้วยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี โดยอาศัยหลักการที่กรดนิวคลีอิก สามารถดูดกลีนแสงอัลตราไวโอเลตได้ดี ซึ่งนำมาใช้วิเคราะห์หาได้ทั้งปริมาณและความ บริสุทธิ์ของกรดนิวคลีอิก ตีอิเล็กตรอนเดี่ยวเป็นสารชีวโมเลกุลที่ประกอบด้วยนิวคลีอิท์ ซึ่งมีคุณ สมบัติในการดูดกลีนแสงที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร จากคุณสมบัตินี้สามารถ คำนวณหาปริมาณของตีอิเล็กตรอนเดี่ยวในสารละลายได้



รูปที่ 4-1 โครงสร้างของตีอิเล็กตรอนเดี่ยวแบบเกลียวคู่ ซึ่งจับกันด้วยเบสคู่สม (complementary bases) (จาก Turner และคณะ, 1997)



รูปที่ 4-2 การจับกันระหว่างเบสคู่สมด้วยพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond)  
โดยเบส A : T และ C : G (จาก Turner และคณะ, 1997)



รูปที่ 4-3 แสดงช่วงการดูดกลืนแสงของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ  
(จาก Turner และคณะ, 1997)

### 1. การวัดด้วย Optical method

#### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิกโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสง
- สามารถวัดปริมาณและความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ

## สารเคมีที่ใช้

1. TE buffer สำหรับใช้เจือจางกรดนิวคลีอิกหรือดีเอ็นเอ (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA)
2. น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ
3. ตัวอย่างของกรดนิวคลีอิกหรือดีเอ็นเอที่ต้องการวัดปริมาณ

## อุปกรณ์

1. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectrophotometer)
2. คิวเวต (cuvette)
3. Micropipette พร้อม tips
4. Microtube

## วิธีการทดลอง

1. เจือจางตัวอย่างของดีเอ็นเอ, อาร์เอ็นเอ หรือโอลิโแกนิวคลีโอไทด์ (oligonucleotides) ด้วย TE buffer หรือน้ำกลั่นปราศจากเชื้อในอัตราส่วนที่เหมาะสม
2. วัดการดูดกลืนแสง( absorbance ; A ) ของสารละลายตัวอย่างนี้ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร ( $A_{260}$ ) และ 280 นาโนเมตร ( $A_{280}$ )
3. นำค่าที่วัดได้ไปคำนวนหาปริมาณ ดีเอ็นเอ, อาร์เอ็นเอ หรือโอลิโแกนิวคลีโอไทด์ สำหรับดีเอ็นเอใช้ค่า  $A_{260}$  = 1 หมายถึงมีความเข้มข้นของดีเอ็นเอ = 50  $\mu\text{g/ml}$
- สำหรับอาร์เอ็นเอใช้ค่า  $A_{260}$  = 1 หมายถึงมีความเข้มข้นของอาร์เอ็นเอ = 40  $\mu\text{g/ml}$

สำหรับโอลิโแกนิวคลีโอไทด์ใช้ค่า  $A_{260}$  = 1 หมายถึงมีความเข้มข้นของ

โอลิโแกนิวคลีโอไทด์ = 20  $\mu\text{g/ml}$

การตรวจสอบคุณภาพของกรดนิวคลีอิกที่ได้โดยการหาอัตราส่วนของค่า  $A_{260}/A_{280}$  ที่ได้ทราบว่าได้ดีเอ็นเอสายคู่กับบริสุทธิ์ ถ้าหากได้ค่ามากกว่า 1.85 แสดงว่าในการเตรียมดีเอ็นเอมีอาร์เอ็นเอปะปนอยู่ ถ้าค่าน้อยกว่า 1.65 แสดงว่ามีโปรตีนหรือพีโนอล (ที่ใช้ในขั้นตอนการสกัด) ปะปนอยู่ สำหรับอาร์เอ็นเอที่บริสุทธิ์ควรจะได้ค่า  $A_{260}/A_{280} = 2$

นอกจากนี้การตรวจสอบคุณภาพยังกระทำได้โดยการทำ scanning วัดความเข้มข้นตั้งแต่ความยาวคลื่น 230-320 นาโนเมตร ซึ่งควรจะได้ peak เดียวที่ความยาวคลื่น (wavelength) ประมาณ 260 นาโนเมตร

### **ผลการทดลอง**

#### **วิธีคำนวณ**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### **สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## 2. การวัดด้วย Fluorescence method

วิธีการนี้สามารถใช้วัดปริมาณของดีเอ็นเอโดยเทียบกับดีเอ็นเออื่นที่รู้ความเข้มข้นโดยอาศัยสารเอนไซด์เอมบอร์ไมต์ ซึ่งจะเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างสายของดีเอ็นเอและเมื่อนำไปดูภายใต้แสงอัลตราไวโอล็อก ก็จะปล่อยแสงออกมายังห้องเด็นได้

### วัสดุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิกโดยวิธีการใช้แสงอัลตราไวโอล็อก (UV light)
- สามารถวัดปริมาณและความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ

### สารเคมีที่ใช้

- ดีเอ็นเอที่ทราบความเข้มข้น
- ตัวอย่างของดีเอ็นเอที่ต้องการวัดปริมาณ
- แผ่นพลาสติกบางๆ เช่น saran wrap
- TE buffer ที่มีเอนไซด์เอมบอร์ไมต์ 1  $\mu\text{g/ml}$  ผสมอยู่

### อุปกรณ์

- เครื่องกำเนิดแสงอัลตราไวโอล็อก (UV transilluminator)
- Micropipette พร้อม tips
- Microtube

### วิธีการทดลอง

- วางแผ่น saran wrap ลงบน UV transilluminator
- เจือจางสารละลายดีเอ็นเอมาตระหานด้วย TE buffer ที่มีเอนไซด์เอมบอร์ไมต์ โดยเจือจางดีเอ็นเอให้มีความเข้มข้น 5, 2.5, 1.25, 0.5 และ 0.25  $\text{ng/ml}$  หยดดีเอ็นเอกันวนตัวอย่างละ 20  $\mu\text{l}$  ลงบน saran wrap ซึ่งจะได้ปริมาณดีเอ็นเอตัวอย่างละ 100, 50, 25, 10 และ 5  $\text{ng}$  ตามลำดับ
- หยดสารละลายดีเอ็นเอที่ต้องการทราบความเข้มข้นซึ่งเจือจางด้วย TE buffer ที่มีเอนไซด์เอมบอร์ไมต์ จำนวน 20  $\mu\text{l}$  ลงบน saran wrap ประมาณ 2-3 ตัวอย่าง
- เปรียบเทียบความเข้มข้นของดีเอ็นเอตัวอย่างที่ต้องการวัดปริมาณกับดีเอ็นเอมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นที่เตรียมไว้ในข้อ 2 โดยเปรียบเทียบความเข้มของการเรือง

แสง (fluorescence) ที่ไกล์เคียงกัน ค่าที่ได้จะเป็นค่าที่แม่นยำพอสมควร (การดูต้องป้องกันสายตาไม่ให้ถูกแสงอัลตราไวโอเลต เครื่อง UV transilluminator รุ่นใหม่ๆ จะมีแผ่น plexiglass ป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตไว้ไม่ให้ออกมาถูกผู้ใช้เครื่อง)

อย่างไรก็ตามค่าที่ได้โดยวิธีนี้อาจคลาดเคลื่อนเมื่อนำตัวอินเอิบแยกใน gel electrophoresis ซึ่งปริมาณดีเอ็นเอที่ปรากฏบนเจลอาจน้อยกว่าที่คำนวณได้ ทั้งนี้อาจเกิดจากสารละลายดีเอ็นเอที่มี SDS หรือสารอื่นๆ ปะปน หรือแม้แต่อาร์เอ็นเอก็สามารถทำให้เกิดการเรืองแสงได้มีอีกเดียวโนร์ไม้ดอยู่ในสารละลาย เพราะอาร์เอ็นเอก็สามารถทำให้เกิดการเรืองแสงได้มีอีกเดียวโนร์ไม้ดอยู่ในสารละลาย เพราะอาร์เอ็นเอมักมี secondary structure (บางส่วนของโมเลกุลเกิดการจับคู่ได้เป็น D/S) ดังนั้นวิธีการนี้จึงใช้ได้เฉพาะการวัดปริมาณดีเอ็นเอที่สะอาดเท่านั้น

นอกจากนี้สามารถใช้ดีเอ็นเอมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นแล้วนำมาแยกด้วย agarose gel electrophoresis เพียงกับดีเอ็นเอที่ต้องการทราบความเข้มข้น เมื่อแยกดีเอ็นเอด้วยกระแทฟฟ้าแล้ว นำเจลไปย้อมด้วยเอชเดียมโนร์ไมด์ และนำไปส่องดูภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต แล้วเปรียบเทียบดูความเข้มของการเรืองแสงระหว่างแถบของดีเอ็นเอมาตรฐานกับดีเอ็นเอตัวอย่าง การดูสามารถดูโดยตรงจากเจลหรือดูจากรูปถ่ายของเจลก็ได้

ตัวอย่างเช่น ใช้ λDNA ที่ทราบความเข้มข้น หรือ 100 bp ladder DNA ที่ทราบความเข้มข้น หรือ λDNA/HindIII ที่ทราบความเข้มข้น

ถ้าใช้ 100 bp ladder DNA มีแถบดีเอ็นเอหั้งหมด 11 แถบ และแถบดีเอ็นเอ 500 bp มีความเข้มข้นเป็น 3 เท่าของแถบอื่นๆ ดังนั้นถ้าใช้ดีเอ็นเอมาตรฐาน 500 ng

เพราะจะนั้น 1 แถบ มีปริมาณดีเอ็นเอประมาณ 46 ng นั่นคือที่ 500 bp มีความเข้มข้นประมาณ 138 ng

เปรียบเทียบการเรืองแสงของดีเอ็นเอโดยประมาณ

## ผลการทดลอง

ปริมาณดีเอ็นเอที่อ่านได้ = ..... ng

## **สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### **แบบฝึกหัดบทปฏิบัติการที่ 4**

1. ทำไกกรดนิวเคลียร์สามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร
2. ถ้าตรวจสอบคุณภาพของกรดนิวเคลียร์ได้อัตราส่วนค่า  $A_{260}/A_{280}$  มากกว่า 1.85 จะมีวิธีการทำอย่างไรให้กรดนิวเคลียร์มีความบริสุทธิ์มากขึ้น
3. ข้อดีของการวัดปริมาณกรดนิวเคลียร์ด้วยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตري มีอะไรบ้าง