


บทที่ 8

ปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตรของสารประกอบอะโรเมติก : การเตรียม o- และ p-Nitrophenol

8.1 บทนำ


สารประกอบอะโรเมติกทำปฏิกิริยากับกรดในตริกที่ผสมอยู่กับกรดซัลฟูริกได้สารประกอบในโตรดังสมการ




ปฏิกิริยาเกิดจากการแทนที่ไฮโตรเจนที่วงอะโรเมติก (aromatic ring) ด้วยหมู่ในโตร ($-\text{NO}_2$) ปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตร (nitration) เป็นปฏิกิริยาแทนที่ชนิดอิเล็กโตรพิลิก (electrophilic substitution reaction) ที่สำคัญปฏิกิริยานี้ของสารประกอบอะโรเมติก

กลไกของปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตรมีดังนี้


ขั้นที่ 1 การเกิดในโตรเนียมไออกอน (nitronium ion, NO_2^+) ซึ่งเป็นอิเล็กโตรไฟล์ จากปฏิกิริยาเพิ่ม proton ของกรดในตริกด้วยกรดซัลฟูริกตามด้วยการหลุดออกของน้ำ



ขั้นที่ 2 ใบโตรเนียม “ขออนเข้าที่วังเบนซีน



ขั้นที่ 3 การหลุดของโปรตอน 1 ตัวได้ในไนโตรเบนซีน (nitrobenzene)



ปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในไตรินabenซีนที่มีอะตอมหรือหมู่ของอะตอมหนึ่งหมู่ เกาะอยู่แล้ว (monosubstituted benzene) ตำแหน่งที่หมู่ในไตรจะเข้าหากับabenซีน และการแทนที่ของหมู่ในไตรจะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือยาก (เมื่อเทียบกับabenซีน) ขึ้นอยู่กับชนิดของอะตอมหรือชนิดของหมู่ของอะตอมที่เกาะอยู่แล้ว ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้คือ

1. หมู่ของอะตอมที่ทำให้วงเบนซีนมีความไวต่อปฏิกิริยามากขึ้น และเป็นตัวกำหนดให้หมู่ที่สองเข้าเกาะกับเบนซีนที่ตำแหน่งออร์โท และพารา (ortho, para directing และ activating group) หมู่ของอะตอมเหล่านี้ได้แก่

- R (alkyl, aryl)
 - NR₂ (amines)
 - OH (phenols)
 - NRCOR (amides)
 - OR (ethers)

2. หมู่ของอะตอมที่ทำให้วงเบนซีนมีความไวต่อปฏิกิริยาลดลง และเป็นตัวกำหนดให้หมู่ที่สองเข้าเกาะกับเบนซีนที่ตำแหน่งออร์โท และพารา (ortho, para directing และ deactivating group) หมู่ของอะตอมเหล่านี้ได้แก่

- F, -Cl, -Br, -I (arylhalides)


3. หมู่ของอะตอมที่ทำให้วงเบนซีนมีความไวต่อปฏิกิริยาลดลง และเป็นตัวกำหนดให้หมู่ที่สองเข้าเกาะกับเบนซีนที่ตำแหน่งเมตา (meta directing และ deactivating group) หมู่ของอะตอมเหล่านี้ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|--|
| – COR (aldehydes, ketones) | – CONR ₂ (amides) |
| – NR ₃ (ammonium salts) | – CO ₂ H (carboxylic acids) |
| – CO ₂ R (esters) | – CN (nitriles) |
| – NO ₂ (nitro compounds) | – SO ₃ H (sulfonic acids) |


ภาวะที่ใช้สำหรับปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตรเข็นกับชนิดของสารประกอบอะโรเมติก เช่น กรดไนตริกเจือจางใช้สำหรับสารประกอบที่ว่องไวต่อปฏิกิริยามาก เช่น พีโนล กรดไนตริกเข้มข้นและกรดซัลฟูริกเข้มข้นใช้สำหรับสารประกอบที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาน้อย เช่น เบนซีน ส่วนกรดไนตริก (fuming) และกรดซัลฟูริก (fuming) ใช้สำหรับสารประกอบที่ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา เช่น ในโตรเบนซีน

8.2 การเตรียม o- และ p-nitrophenol จากพีโนลกับกรดไนตริกเจือจาง

หมู่ – OH ของพีโนลทำให้ความไวต่อปฏิกิริยาแทนที่ชัดเจนมากขึ้น (เมื่อเทียบกับเบนซีน) และเป็นตัวกำหนดให้อเล็กโตรไฟล์เข้าเกาะกับวงพีโนลที่ตำแหน่งออร์โท และพารา ดังนั้นปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตรของพีโนลจึงเกิดภายใต้ภาวะที่ไม่รุนแรง (กล่าวคือในการดไนตริกเจือจางและกำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง) และได้ผลผลิตผสมของ o- และ p-nitrophenol โดยมีอัตราส่วนของออร์โทต่อพารา ไอโซเมอร์ประมาณ 2 : 1 ดังสมการ




อย่างไรตามปฏิกริยาข้างเคียงที่มักจะเกิดขึ้นภายใต้ภาวะน้ำได้แก่การเกิดของ dinitrophenol ซึ่งปฏิกริยาที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้



ถ้าใช้กรดไนตริกเข้มข้นและการดูดฟุริกเข้มข้นทำปฏิกริยากับฟีโนลจะได้ 2,4,6-trinitrophenol เป็นผลผลิตส่วนใหญ่ จึงไม่เหมาะสมสำหรับใช้เตรียม o- และ p-nitrophenol


เนื่องจากการดไนตริกเป็นตัวออกซิไดส์ที่แรงและฟีโนลสามารถถูกออกซิไดส์ได้ง่าย ดังนั้นปฏิกริยาแทนที่ด้วยหมู่ในไนโตรของฟีโนลจึงมักได้ผลผลิตข้างเคียงที่เกิดจากปฏิกริยาออกซิเดชันของฟีโนลปะปนอยู่ด้วย ผลผลิตข้างเคียงเหล่านี้มีลักษณะเป็นน้ำมันข้นและมีสีคล้ำ

o- และ p-nitrophenol ที่เตรียมได้สามารถแยกออกจากกันได้โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพที่ต่างกันของไอโซเมอร์ทั้งสอง คือ o-nitrophenol เป็นของแข็งที่มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำและสามารถละลายน้ำได้น้อยเมื่อเทียบกับพาราไนโตรเมอร์ สาเหตุเนื่องมาจากการ o-nitrophenol สร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอื่นของ o-nitrophenol และน้ำได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการสร้างพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุล (intramolecular hydrogen bonding) ซึ่งเกิดจากการกระทำระหว่างหมู่ -OH กับหมู่ -NO₂ ที่อยู่ใกล้กัน




พันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุล

ส่วน p-nitrophenol ซึ่งมีหมุน $-OH$ และหมุน $-NO_2$ อยู่ห่างกัน ทำให้หมุนของอะตอมทั้งสองสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนเฉพาะกับโมเลกุลอื่นของ p-nitrophenol หรือน้ำเท่านั้น การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล (intermolecular hydrogen bonding) ดังแสดงข้างล่างนี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้ p-nitrophenol หลอมเหลวหรือเดือดที่อุณหภูมิสูง และละลายน้ำได้ดีกว่าออร์โทไอโซเมอร์



พันธะไฮโดรเจนกับน้ำ



Pure *p*-nitrophenol

พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล

ในการทดลองนี้ o-nitrophenol จะถูกแยกออกจาก p-nitrophenol โดยการกลั่นแบบใช้ไอน้ำ ซึ่ง o-nitrophenol จะเป็นผลผลิตที่ถูกกลั่นออกมากับไอน้ำ เพราะมีจุดเดือดต่ำ ส่วน para-ไอโซเมอร์จะคงอยู่ในขวดกลั่น

8.2.1 วิธีทดลอง

ใส่น้ำ 35 มล.ลงในขวดคอแคบขนาด 250 มล. เติมกรดไนตริกเข้มข้นลงไป 10 มล. เนย่าให้สมกัน แล้วใช้หลอดหยด ๆ สารละลายนีโนล (ซึ่งเตรียมได้จากการละลายฟีนอลรูปผลึก 8 กรัมในน้ำ 2 มล. ในบีคเกอร์ขนาด 50 มล.) ลงในขวดคอแคบที่มีกรดไนตริกอยู่ล่อนอย สังเกตการเกิดปฏิกิริยาจากสีของสารละลายที่เข้มข้นและความร้อนที่เกิดขึ้น ระหว่างหยดสารละลายฟีนอลต้องควบคุมอุณหภูมิของสารละลายในขวดคอแคบให้อยู่ระหว่าง $45-50^{\circ}\text{C}$ เมื่อเติมสารละลาย

พืนอลทั้งหมดในขวดคอเคน ให้ล้างบีคเกอร์ด้วยน้ำ 1 มล. และเทรวมในขวดคอเคน เขย่าขวดคอเคนประมาณ 5 นาที แล้วปิดอยู่ให้อุณหภูมิของ reaction mixture ลดลงจนเหลือเท่าอุณหภูมิห้อง

เท reaction mixture ลงในกรวยแยก ไขชั้นสารอินทรีย์ซึ่งอยู่ชั้nl่างลงในขวดกันกลมขนาด 500 มล. จัดเครื่องมือสำหรับกลั่นแบบใช้ไอน้ำดังรูปที่ 2.14 และ 2.15 ชั้นสารอินทรีย์ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำมันจะประกอบด้วย o-nitrophenol และ p-nitrophenol เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ได้แก่ ผลผลิตจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน

เติมน้ำประมาณ 150 มล.ลงในขวดกันกลม ใส่เศษกระเบื้อง 2-3 ชิ้น แล้วทำการกลั่นจนกระทั่งไม่มี o-nitrophenol ออกมากับ distillate ถ้า o-nitrophenol (จุดหลอมเหลว = 45°ซ) ที่กลั่นออกมานั้นควรรองรับไม่ตกเป็นผลึก ให้เติมน้ำแข็งลงไปเล็กน้อย กรองผลึกที่ได้ ทำให้แห้งโดยตั้งทิ้งไว้ในอากาศ ชั่งน้ำหนัก หากจุดหลอมเหลว และคำนวนผลได้เป็นร้อยละ

p-nitrophenol ซึ่งไม่ถูกกลั่นออกมากับไอน้ำ จะยังคงอยู่ในขวดกันกลั่นโดยมีบางส่วนละลายในน้ำร้อน และบางส่วนอยู่ในสภาพน้ำมันสีเข้ม ปรับปริมาตรของสารละลายที่เหลือ (residue) ในขวดกันกลมให้ได้ประมาณ 200 มล. โดยการเติมน้ำ หรือกลั่นเอาน้ำออกถ้ามีปริมาตรเกิน 200 มล. เทสารละลายที่ยังร้อนผ่านกรวยแก้วที่มีกระดาษกรองพับเป็นจีบวางอยู่ เติมผงถ่านประมาณ 1-2 กรัมลงใน filtrate เติมเศษกระเบื้อง 1-2 ชิ้น แล้วต้มจนเดือดอีกครั้ง กรองผงถ่านออก

แซบีคเกอร์เปล่าขนาด 400 มล. ในน้ำแข็งป่นน้ำ เติมสารละลายที่ยังร้อนประมาณ 2-3 มล. ลงไปในบีคเกอร์ ใช้แท่งแก้วคนจน p-nitrophenol ตกผลึก (บริสุทธิ์จะช่วยป้องกันไม่ให้ p-nitrophenol แยกตัวออกมานั้นในลักษณะของน้ำมัน ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อปล่อยสารละลายให้เย็นลงอย่างช้า ๆ) เมื่อ p-nitrophenol ส่วนแรกที่เหลงในบีคเกอร์ตกผลึกแล้ว ให้สารละลายที่เหลือประมาณ 2-5 มล. ลงไปในบีคเกอร์พร้อมคนด้วยแท่งแก้วจนส่วนที่สองตกผลึกอีก ทำการตกรผลึกซ้ำในลักษณะเช่นนี้จนสารละลายหมด กรองผลึกที่ได้โดยใช้เครื่องกรองดูด ถ้าต้องการตกรผลึกใหม่ ให้ทำในอุณหภูมิห้อง ทำให้ผลึกแห้งโดยอบในตู้อบที่ตั้งอุณหภูมิไว้ 60° ซ ชั่งน้ำหนัก หากจุดหลอมเหลว และคำนวนผลได้เป็นร้อยละ (p-nitrophenol มีจุดหลอมเหลว 114° ซ)

ข้อควรระวัง

- อย่าให้พืนอลถูกผิวน้ำ

2. ถ้ากรดในตริกเข้มข้นถูกผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังบริเวณนั้นให้ทิ่งด้วยน้ำเย็น เพราะกรดจะทำให้เกิดรอยไหม้ขึ้น

8.3 วิธีทดสอบสารที่เตรียมได้

ให้ทดสอบปฏิกิริยาต่อไปนี้กับ o-nitrophenol และ p-nitrophenol ที่เตรียมได้ โดยทำการทดสอบแยกกัน

8.3.1 ปฏิกิริยา กับน้ำบอร์มีน (bromine water)

ละลายสารที่เตรียมได้ปริมาณเท่าหัวไม้ขีดไฟในน้ำ 1 มล. เติมน้ำบอร์มีนลงไปช้า ๆ จนสีของบอร์มีนไม่จางหายไปเมื่อเขย่า สังเกตและบันทึกผล

8.3.2 ปฏิกิริยา กับสารละลายเฟอริกคลอไรด์

ละลายสารที่เตรียมได้ปริมาณเท่าหัวไม้ขีดไฟในน้ำ 1 มล. หยดสารละลาย 1% FeCl_3 ในน้ำลงไป 2-3 หยด เขย่า สังเกตและบันทึกผล


ในการทดสอบนี้ ถ้าสารที่เตรียมได้ไม่ละลายน้ำ ให้ละลายสารในคลอโรฟอร์ม 2-3 มล. แทนน้ำ ถ้ายังไม่ละลายให้อุ่นหลอดทดลองเล็กน้อย ทำให้เย็นลงเทาอุณหภูมิห้อง และเติมสารละลาย 1% FeCl_3 ในคลอโรฟอร์มลงไป 2 หยดตามด้วยไฟรีดีน 3 หยด เขย่าให้สมกัน สังเกตและบันทึกผล

8.3.3 ปฏิกิริยา กับเฟอรัสไออกไซด์


ใส่สารละลาย 5% เฟอรัสซัลเฟตในน้ำ 1 มล. (ที่เตรียมขึ้นใหม่ ๆ) กับสารที่เตรียมได้ปริมาณเท่าหัวไม้ขีดไฟลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย 15% KOH ในอทานอลลงไป 1 มล. ผ่านแก๊สเนื้อยหรือแก๊สรรมชาติเข้าไปในสารละลายในหลอดทดลองประมาณ 30 วินาทีเพื่อไล่อากาศออกจากสารละลาย ใช้จุกปิดปากหลอดทดลองพร้อมเขย่าอย่างแรง สังเกตสีของตะกอนที่เกิดขึ้นภายหลัง 1 นาที ควรทำการทดสอบไวร์สิ่งตัวอย่าง (blank test) เพื่อยืนยันคุณภาพของสารละลายเฟอรัสซัลเฟตที่ใช้

8.4 คำถ้ามทัยบท


1. ทำไม่เจิงต้องเติมสารละลายนีโนลลงไปในสารละลายกรดในตริกอย่างช้าๆ พร้อมทั้งควบคุมอุณหภูมิของปฏิกิริยาให้อยู่ในระหว่าง $45\text{--}50^\circ\text{C}$
2. เหตุใดปริมาณของ p-nitrophenol ที่ได้จากการทดลองนี้จึงมากกว่า o-nitrophenol
3. ทำไมกรด o-hydroxybenzoic (จุดหลอมเหลว = 157°C) จึงมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่ากรด p-hydroxybenzoic (จุดหลอมเหลว = 213°C)
4. ในปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมูไนโตรของสารผสม $1 : 1$ ไมลของเบนซีนกับกรดเบนโซิกโดยใช้กรดในตริกเข้มข้น 1 ไมลผสมกับกรดซัลฟูริกเข้มข้น ผลผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคืออะไร
5. เขียนผลผลิตหลักที่ได้จากปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมูไนโตรเพียง 1 หมู (mononitration) ของสารประกอบต่อไปนี้



6. เรียงลำดับความไวต่อปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมูไนโตรของสารประกอบต่อไปนี้



7. เรียงลำดับความเป็นกรดของสารประกอบต่อไปนี้ พร้อมกับให้เหตุผลสั้นๆ ของการจัดลำดับความเป็นกรดของสารประกอบเหล่านี้



8. จงบอกลักษณะของสารประกอบที่สามารถทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นแบบใช้ไอ้น้ำ
9. เขียนสมการแสดงการเตรียมสารประกอบต่อไปนี้จาก o-nitrophenol หรือ p-nitrophenol และรีเอเจนต์ที่เหมาะสม
- ก. o-nitrophenyl acetate ข. o-anisidine
- ค. p-nitrophenetole ก. p-phenetidine

ผลการทดลองบทที่ 8
การเตรียม o- และ p-Nitrophenol

วันที่ทำการทดลอง.....

1. สารเคมีที่ใช้และผลผลิต

| สาร | น้ำหนัก- ไมล์กุล | น้ำหนัก (กรัม) หรือ ปริมาตร (มล.) | ความหนาแน่น | จำนวนโมล |
|-----|---------------------|---|-------------|----------|
| | | | | |

2. วิธีทดลอง

| ขั้นตอนการทดลอง | การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น |
|-----------------|---------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

3. สมบัติทางกายภาพของผลผลิต

o-nitrophenol ที่ได้มีลักษณะดังนี้:

สถานะ สี

จุดหลอมเหลว °ซ น้ำหนัก กรัม

p-nitrophenol ที่ได้มีลักษณะดังนี้ :

สถานะ สี

จุดหลอมเหลว °ซ น้ำหนัก กรัม

4. วิธีทดสอบสารที่เตรียมได้

| รีเอเจนต์ที่ใช้ | ผลการทดสอบ | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>o-nitrophenol</i> | <i>p-nitrophenol</i> |
| 1. น้ำบอร์มีน | | |
| 2. สารละลาย FeCl_3 | | |
| 3. สารละลาย Fe(OH)_2 | | |

สรุปผลการทดสอบสารที่เตรียมได้.....