

## บทที่ 10

### การวิเคราะห์หาปริมาณ

- ก. ไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม
- ข. ไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

**วัตถุประสงค์** เมื่อทำปฏิบัติการทดลองนี้จบแล้วควรจะสามารถ

1. วิเคราะห์หาปริมาณไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสมได้ทั้ง 2 วิธี
2. วิเคราะห์หาปริมาณไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสมได้ทั้ง 2 วิธี
3. เขียนขั้นตอนของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการไทเทรตได้
4. บอกข้อแตกต่างของการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ เมธิลออเรนจ์ และฟีนอล์ฟทาลีนในการไทเทรตของการทดลองบทนี้ได้
5. คำนวณหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม
6. คำนวณหาความเข้มข้นของไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

## บทที่ 10

### การวิเคราะห์หาปริมาณ

ก. ไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม



ข. ไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

ในการทดลองบทที่ 10 นี้ ยังคงเกี่ยวข้องกับการไทเทรต กรด-เบส เช่นเดียวกับ การทดลองบทที่ 9 จากความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วในบทที่ 9 จะทำให้สามารถเข้าใจหลัก การวิเคราะห์สารละลายผสมทั้ง 2 ชนิดในบทนี้ได้ดีขึ้น เนื่องจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ปฏิิกิริยากรด-เบส และการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ได้ถูกกล่าวไว้แล้วในบทที่ 9 ดังนั้น ในบทนี้จึงขอกกล่าวถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองวิเคราะห์สารผสม 2 ชนิดนี้เท่านั้น

#### 1. การวิเคราะห์หาปริมาณไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม

การวิเคราะห์สามารถทำได้ 2 วิธี และแต่ละวิธีมี 2 ขั้นตอน ดังนี้คือ

วิธีที่ 1 ตอนที่ 1 นำสารละลายตัวอย่างผสมของคาร์บอเนตและไฮดรอกไซด์ มาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดเกลือโดยใช้เมธิลออเรนจ์เป็นอินดิเคเตอร์ ผลที่ได้คือ กรดจะ ทำปฏิกิริยาพอดีกับคาร์บอเนตและไฮดรอกไซด์ ทั้งหมดในสารละลาย ดังนี้



นั่นคือ

$$\text{mole HCl} = \text{mole OH}^- + 2\text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.1)$$

ถ้าปริมาตรของกรดที่ใช้ไปในการไทเทรตเท่ากับ V ลบ.ซม.

$$\therefore \frac{V \times M_{\text{HCl}}}{1,000} = \text{mole OH}^- + 2\text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.2)$$

**วิธีที่ 1 ตอนที่ 2** นำสารละลายตัวอย่างมาตกตะกอนคาร์บอเนต โดยเติมแบเรียม-คลอไรด์จะได้ตะกอนขาวของแบเรียมคาร์บอเนต หลังจากนั้นไทเทรตสารละลายด้วยสารละลายมาตรฐานกรดเกลือโดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีน เป็นอินดิเคเตอร์ ผลที่ได้คือ กรดเกลือจะทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮดรอกไซด์ในสารละลายตัวอย่าง

$$\text{mole HCl} = \text{mole OH}^- \quad \dots\dots\dots (10.3)$$

ถ้าปริมาตรของกรดเกลือที่ใช้ไปมีค่าเท่ากับ X ลบ.ซม. จะได้

$$\frac{X \times M_{\text{HCl}}}{1,000} = \text{mole OH}^- \quad \dots\dots\dots (10.4)$$



สมการที่ (10.2) – (10.4)

$$\frac{V \times M_{\text{HCl}}}{1,000} - \frac{X \times M_{\text{HCl}}}{1,000} = 2 \text{mole CO}_3^{2-}$$

$$\therefore \frac{(V - X) \cdot M_{\text{HCl}}}{2 \cdot 1000} = \text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.5)$$

**วิธีที่ 2 ตอนที่ 1** ทำการทดลองเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 ตอนที่ 1 ผลการทดลองที่ได้ คือ สมการที่ 10.1

**วิธีที่ 2 ตอนที่ 2** นำสารละลายตัวอย่างผสมมาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ ผลที่ได้คือ กรดจะทำปฏิกิริยากับไฮดรอกไซด์ ที่มีอยู่ทั้งหมด และคาร์บอเนต โดยเกิดปฏิกิริยาให้ไบคาร์บอเนตเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีได้ เมื่อสารละลายเป็นสารละลายของไบคาร์บอเนต ซึ่งมี pH ประมาณ 8.3



นั่นคือ  $\text{mole HCl} = \text{mole OH}^- + \text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.6)$

ถ้าปริมาตรของกรดที่ใช้ไปในการไทเทรตเท่ากับ Y ลบ.ซม. จะได้

$$\frac{Y \times M_{\text{HCl}}}{1,000} = \text{mole OH}^- + \text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.7)$$

สมการที่ (10.2) – (10.7)

$$\frac{(V - Y) \times M_{\text{HCl}}}{1,000} = \text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.8)$$



แทนค่าสมการที่ 10.8 ลงในสมการที่ 10.7 จะได้

$$\frac{(2Y - V) \times M_{\text{HCl}}}{1,000} = \text{mole OH}^- \quad \dots\dots\dots (10.9)$$

## 2. การวิเคราะห์หาปริมาณไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

การวิเคราะห์สามารถทำได้ 2 วิธี และแต่ละวิธีมี 2 ขั้นตอนเช่นกัน ซึ่งแต่ละวิธีมีวิธีการคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอเนตผสมกับไฮดรอกไซด์ จะแตกต่างกันที่วิธีที่ 1 ตอนที่ 2 เท่านั้น

**วิธีที่ 1 ตอนที่ 1** นำสารละลายตัวอย่างผสมของไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตมาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ โดยใช้เมธิลออเรนจ์เป็นอินดิเคเตอร์ ผลที่ได้คือกรดจะทำปฏิกิริยาพอดีกับไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนต ดังนี้




นั่นคือ  $\text{mole HCl} = \text{mole HCO}_3^- + 2\text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.10)$

ถ้าให้ปริมาตรของกรด HCl ที่ใช้ในการไทเทรตมีค่าเท่ากับ a ลบ.ซม.

$$\therefore \frac{a \times M_{\text{HCl}}}{1,000} = \text{mole HCO}_3^- + 2\text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.11)$$

**วิธีที่ 1 ตอนที่ 2** นำสารละลายผสมมาเติมสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้มากเกินไปโดยให้ทราบปริมาณแน่นอน (เช่น เติมไป = m ลบ.ซม.) สารละลายมาตรฐาน NaOH จะทำปฏิกิริยากับไบคาร์บอเนตได้คาร์บอเนตเกิดขึ้น



จากนั้น ตกตะกอนคาร์บอเนตที่มีอยู่ทั้งหมด ( $\text{CO}_3^{2-}$  ที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง + คาร์บอเนตที่เกิดจากไบคาร์บอเนต) ด้วยสารละลายแบเรียมคลอไรด์ แล้วไทเทรตสารละลายด้วยสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ (สมมติว่าใช้ HCl ไปเท่ากับ n ลบ.ซม.) ผลที่ได้จากการไทเทรตคือ ปริมาณของ HCl ที่ใช้ไปจะเท่ากับปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ส่วนที่เหลือจากทำปฏิกิริยากับไบคาร์บอเนต นั่นคือ

$$\text{mole OH}^- = \text{mole HCO}_3^- + \text{mole HCl} \quad \dots\dots\dots (10.12)$$


$$\begin{aligned} \text{mole HCO}_3^- &= \text{mole OH}^- - \text{mole HCl} \\ &= \frac{m \times M_{\text{NaOH}}}{1,000} - \frac{n \times M_{\text{HCl}}}{1,000} \quad \dots\dots\dots (10.13) \end{aligned}$$

แทนค่าสมการที่ 10.13 ลงในสมการที่ 10.11

$$\begin{aligned} \frac{a \times M_{\text{HCl}}}{1,000} &= \frac{m \times M_{\text{NaOH}}}{1,000} - \frac{n \times M_{\text{HCl}}}{1,000} + 2 \text{mole CO}_3^{2-} \\ 2 \text{mole CO}_3^{2-} &= \frac{(a+n) \times M_{\text{HCl}}}{1,000} - \frac{m \times M_{\text{NaOH}}}{1,000} \quad \dots\dots\dots (10.14) \end{aligned}$$

วิธีที่ 2 ตอนที่ 1 ทำการทดลองเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 ตอนที่ 1 ผลของการทดลองที่ได้คือ สมการที่ 10.11

วิธีที่ 2 ตอนที่ 2 นำสารละลายตัวอย่างผสมมาทำการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ ผลที่ได้คือ กรดเกลือจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตให้ไบคาร์บอเนตเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะสารละลายไบคาร์บอเนตที่เกิดขึ้น จะมี pH อยู่ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของฟีนอล์ฟทาลีนพอดี



นั่นคือ  $\text{mole HCl} = \text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.15)$

ถ้าให้ปริมาตรของกรดที่ใช้ไป = b ลบ.ซม. จะได้

$$\frac{b \times M_{\text{HCl}}}{1,000} = \text{mole CO}_3^{2-} \quad \dots\dots\dots (10.16)$$

แทนค่าสมการที่ (10.16) ลงในสมการ (10.11)

$$\begin{aligned} \frac{a \times M_{\text{HCl}}}{1,000} &= \text{mole HCO}_3^- + \frac{2 \times b \times M_{\text{HCl}}}{1,000} \\ \therefore \frac{(a-2b) \times M_{\text{HCl}}}{1,000} &= \text{mole HCO}_3^- \quad \dots\dots\dots (10.17) \end{aligned}$$

จากวิธีการหาปริมาณสารตัวอย่างในสารละลายผสมทั้งสองชนิดที่กล่าวมา จะเห็นได้ชัดเจนว่าอินดิเคเตอร์มีผลต่อการไทเทรต ในการทดลองวิธีที่ 2 จะมีวิธีการวิเคราะห์แบบเดียวกันทั้ง 2 ตอน แตกต่างกันที่อินดิเคเตอร์ ปรากฏว่าจะให้ผลที่สามารถคำนวณหาปริมาณของสารที่สนใจในสารผสมได้

## ปฏิบัติการทดลอง

การทดลองสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### 1. เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทดลอง

#### 1.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่

- ก. กรดเกลือเข้มข้น
- ข. โซเดียมไฮดรอกไซด์
- ค. โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลต
- ง. สารตัวอย่างผสมของคาร์บอนเนตและไฮดรอกไซด์
- จ. สารตัวอย่างผสมของคาร์บอนเนตและไบคาร์บอนเนต
- ฉ. แบเรียมคลอไรด์ 1% และ 10%
- ช. เมริลลอเรนจ์
- ญ. ฟีนอลพทาลิน

#### 1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่

- ก. บีเปต
- ข. บิวเรต พร้อมที่ตั้ง
- ค. ขวดรูปกรวย
- ง. ขวดวัดปริมาตร

### 2. วิธีการทดลอง

2.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดเกลือและโซเดียมไฮดรอกไซด์ พร้อมกับหาความเข้มข้นที่แน่นอน ให้ทำเช่นเดียวกับปฏิบัติการทดลองบทที่ 9 ข้อ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 และ 2.5

2.2 ทำการหาปริมาณไฮดรอกไซด์และคาร์บอนเนตในสารละลายผสม การทดลองมี 2 วิธี แต่ละวิธีมี 2 ตอน ดังนี้คือ

#### วิธีที่ 1

ตอนที่ 1 บีเปตสารละลายตัวอย่างมา 25.0 ลบ.ซม. ใส่ลงในขวดรูปกรวยขนาด 250 ลบ.ซม. เติมสารละลาย M.O. 2-3 หยด แล้วนำมาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ จนได้สารละลายเป็นสีส้มแดง ทำการทดลองซ้ำอีก 2 ครั้งแล้วบันทึกผลการทดลอง

## กิจกรรมที่ 10.1

เพื่อความถูกต้องของการไทเทรต ให้ทำมาตรฐานของสีไว้เปรียบเทียบสีที่จุดยุติ โดยนำน้ำกลั่นที่อ้อมตัวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ มาเติมอินดิเคเตอร์เมธิล-ออเรนจ์ 2–3 หยด เขย่าให้ทั่ว แล้วนำไปเทียบสีที่จุดยุติของการไทเทรตตอนที่ 1 นี้

ตอนที่ 2 บีบเปิดสารละลายตัวอย่างมาอีก 25.0 ลบ.ซม. อุณหภูมิ 70° C แล้วเติมสารละลาย 1%  $\text{BaCl}_2$  จากบีบเปิดอย่างช้า ๆ จนมากเกินพอเล็กน้อย (สังเกตได้จากการที่ไม่มีตะกอน  $\text{BaCO}_3$  เกิดขึ้นอีก เมื่อหยด  $\text{BaCl}_2$  ลงไป) ทำสารละลายในขวดรูปกรวยให้เย็นเท่าอุณหภูมิห้อง เติมฟีนอลฟทาไลน์ 2–3 หยด แล้วไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดเกลืออย่างช้า ๆ จนกระทั่งสีของอินดิเคเตอร์เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นไม่มีสี ทำการทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง แล้วบันทึกผล

จากการทดลองทั้ง 2 ตอน สามารถคำนวณหาปริมาณของคาร์บอเนตและไฮดรอกไซด์ในสารละลายผสมนี้ได้ตามที่กล่าวมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากการทดลองนี้ จะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย เนื่องจาก  $\text{BaCO}_3$  ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในสารละลายที่มี  $\text{OH}^-$  อยู่ ถ้าต้องการให้ผลการทดลองถูกต้องขึ้น จะต้องเติม  $\text{HCl}$  ลงในสารละลายให้มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณ  $\text{OH}^-$  ในสารตัวอย่าง (อย่างมากกว่า) สังเกตจากการทดลองที่ทำในตอนที่ 2 โดยให้เติม  $\text{HCl}$  เกือบเท่ากับปริมาตรที่ใช้ในตอนที่ 2 แล้วจดปริมาตรของ  $\text{HCl}$  ไว้ แล้วจึงค่อยเติม  $\text{BaCl}_2$  ลงในสารละลายที่อุ่น เพื่อตกตะกอน  $\text{CO}_3^{2-}$  หลังจากนั้นจึงไทเทรตกับ  $\text{HCl}$  อีกครั้งหนึ่ง นำปริมาตรที่จดไว้รวมกับปริมาตรสุดท้ายนี้ ก็จะเป็นปริมาตรของ  $\text{HCl}$  ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับ  $\text{OH}^-$  ที่ถูกต้องกว่า

### วิธีที่ 2

ตอนที่ 1 ทำการทดลองเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 บีบเปิดสารละลายตัวอย่างมา 25.0 ลบ.ซม. ทำให้เจือจางให้มีปริมาตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว โดยเติมน้ำกลั่นอีก 25.0 ลบ.ซม. หยดอินดิเคเตอร์ฟีนอลฟทาไลน์อีก 2–3 หยด แล้วไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน  $\text{HCl}$  ทำการทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง แล้วบันทึกผล

### กิจกรรมที่ 10.2

เตรียมสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต เข้มข้นประมาณ 0.05 M จากนั้นนำมาประมาณ 50 ลบ.ซม. เติมอินดิเคเตอร์ฟีนอล์ฟทาลีน 2–3 หยด เขย่าให้ทั่ว แล้วนำไปไว้เทียบสีที่จุดยุติของการไทเทรต ตอนที่ 2 นี้

### 3. การวิเคราะห์หาปริมาณไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

การทดลองมี 2 วิธี และแต่ละวิธีมี 2 ตอนเช่นกัน คือ

**วิธีที่ 1** วิธีนี้เหมาะสำหรับสารละลายผสมที่มีคาร์บอเนตมาก แต่ไบคาร์บอเนตน้อย

**ตอนที่ 1** ปิเปิดสารละลายตัวอย่างมา 25.0 ลบ.ซม. ใส่ลงในขวดรูปกรวยขนาด 250 ลบ.ซม. เติมเมธิลออเรนจ์ 2–3 หยด แล้วไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ ทำการทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง แล้วบันทึกผล นำกิจกรรมที่ 10.1 มาเทียบสีที่จุดยุติด้วย

**ตอนที่ 2** ปิเปิดสารละลายตัวอย่างมา 25.0 ลบ.ซม. เติมสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้มากเกินพอ โดยต้องทราบปริมาณแน่นอนด้วยการใช้ปิเปต (ให้ใช้ปริมาณใกล้เคียงกับกรด HCl ที่ใช้ไปในตอนที่ 1) จากนั้นเติม 10% BaCl<sub>2</sub> ให้มากเกินพอ เพื่อตกตะกอนคาร์บอเนตให้หมด เติมฟีนอล์ฟทาลีน 2–3 หยด แล้วไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ ทำการทดลองซ้ำอีก 2 ครั้งแล้วบันทึกผล

**วิธีที่ 2**

**ตอนที่ 1** ทำการทดลองเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 ตอนที่ 1

**ตอนที่ 2** ปิเปิดสารละลายตัวอย่างมา 25.0 ลบ.ซม. ใส่ลงในขวดรูปกรวย เติมฟีนอล์ฟทาลีน 2–3 หยด แล้วไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน HCl อย่างช้า ๆ ทำการทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง แล้วบันทึกผลการทดลอง นำกิจกรรมที่ 10.2 มาเทียบสีที่จุดยุติด้วย

ผลที่ได้จากการทดลองทั้งหมด ต้องจดบันทึกลงในตารางข้อมูลที่ได้เตรียมไว้แล้วล่วงหน้าจากการวางแผนงาน ดังตัวอย่างที่ 10.1

**ตัวอย่างที่ 10.1** การบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองลงในตารางข้อมูล ที่ได้เตรียมไว้แล้วล่วงหน้า

การบันทึกข้อมูล เตรียมสารละลายมาตรฐานและหาความเข้มข้นที่แน่นอน กระทำ



เช่นเดียวกับข้อ 1-4 ในตัวอย่างที่ 9.1

1. หาปริมาณไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม

วิธีที่ 1 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.	27.90	<del>28.00</del>	27.90	27.90	M.O.	เหลือง → ส้มแดง

ตอนที่ 2

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.	16.60	16.50	16.55	16.55	p.p.	แดง → ไม่มีสี

วิธีที่ 2 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.	27.90	<del>28.00</del>	27.90	27.90	M.O.	เหลือง → ส้มแดง

ตอนที่ 2

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.	22.20	22.25	<del>21.50</del>	22.23	p.p.	แดง → ชมพูอ่อน มาก ๆ

2. หาปริมาณไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

วิธีที่ 1 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.	29.10	29.00	29.05	29.05	M.O.	เหลือง → ส้มแดง

ตอนที่ 2 เติม NaOH มากเกินไป = 30.0 ลบ.ชม.

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.	28.30	28.35	28.30	28.32	p.p.	แดง → ไม่มีสี

วิธีที่ 2 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.	29.10	29.00	29.05	29.05	M.O.	เหลือง → ส้มแดง

ตอนที่ 2

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.	13.60	13.55	13.55	13.57	p.p.	แดง → ชมพูอ่อน มาก ๆ

3. การคำนวณผล ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง สามารถนำมาคำนวณหาปริมาณของไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนต และไบคาร์บอเนตกับคาร์บอเนตในสารละลายผสมได้ จากตัวอย่างของข้อมูลในตารางตัวอย่างที่ 10.1 สามารถทำการคำนวณได้ดังต่อไปนี้

3.1 การคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดเกลือให้ทำตามตัวอย่างที่แสดงในปฏิบัติการทดลองที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 ของบทที่ 9 ซึ่งได้ข้อสรุปว่า กรดเกลือมีความเข้มข้นเท่ากับ 0.0987 M และโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นเท่ากับ 0.0998 M ซึ่งความเข้มข้นทั้งสองนี้ จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณต่อไป

### 3.2 การคำนวณหาปริมาณไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม

#### วิธีที่ 1

ตอนที่ 1 สารละลายตัวอย่าง 25.0 ลบ.ซม. ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายมาตรฐาน HCl จำนวน 27.92 ลบ.ซม.

จากสมการที่ 10.2 จะได้

$$\begin{aligned} \text{mole OH}^- + 2\text{mole CO}_3^{2-} &= \frac{27.92 \times 0.0987}{1,000} \\ &= 2.756 \times 10^{-3} \text{ โมล} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (1)$$

ตอนที่ 2 สารละลายตัวอย่าง 25.0 ลบ.ซม. เมื่อนำมาเติม 1% BaCl<sub>2</sub> แล้วไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน HCl ปรากฏว่าใช้ HCl = 16.55 ลบ.ซม.

จากสมการที่ 10.3

$$\begin{aligned} \text{mole OH}^- &= \frac{16.55 \times 0.0987}{1,000} \\ &= 1.633 \times 10^{-3} \text{ โมล} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (2)$$

สมการที่ (1) - (2)

$$\begin{aligned} 2\text{mole CO}_3^{2-} &= (2.756 - 1.633) \times 10^{-3} \\ &= 1.123 \times 10^{-3} \text{ โมล} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{mole CO}_3^{2-} = \frac{1.123 \times 10^{-3}}{2} = 0.5615 \times 10^{-3}$$

จำนวนโมลของ CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> และ OH<sup>-</sup> ที่คำนวณได้ คือ จำนวนโมลที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง 25.0 ลบ.ซม. สามารถคำนวณหาเป็นความเข้มข้นของ CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> และ OH<sup>-</sup> ในสารละลายตัวอย่างได้ดังนี้

$$M_{\text{OH}^-} = \frac{1.633 \times 10^{-3}}{25} \times 1,000$$

$$= 0.0653$$

$$M_{\text{CO}_3^{2-}} = \frac{0.5615 \times 10^{-3}}{25} \times 1,000$$

$$= 0.0225$$

## วิธีที่ 2

ตอนที่ 1 ได้ผลเช่นเดียวกับสมการที่ (1)

ตอนที่ 2 สารละลายตัวอย่าง 25.0 ลบ.ซม. ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายมาตรฐาน HCl จำนวน 22.23 ลบ.ซม.

จากสมการที่ 10.6 จะได้

$$\text{mole OH}^- + \text{mole CO}_3^{2-} = \frac{22.30 \times 0.0987}{1,000}$$

$$= 2.201 \times 10^{-3} \text{ โมล} \quad \dots\dots\dots (3)$$

สมการที่ (1) - (3)

$$\text{mole CO}_3^{2-} = (2.756 - 2.201) \times 10^{-3}$$

$$= 0.555 \times 10^{-3}$$

แทนค่า mole CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> ลงในสมการที่ (3)

$$\therefore \text{mole OH}^- = (2.201 - 0.555) \times 10^{-3}$$

$$= 1.646 \times 10^{-3}$$

$$\therefore M_{\text{OH}^-} = \frac{1.646 \times 10^{-3} \times 1,000}{25}$$

$$= 0.0658$$

$$M_{\text{CO}_3^{2-}} = \frac{0.555 \times 10^{-3}}{25} \times 1,000$$

$$= 0.0222$$

### 3.8 กำหนดหาปริมาณไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

#### วิธีที่ 1

ตอนที่ 1 สารละลายตัวอย่าง 25.0 ลบ.ซม. ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายมาตรฐาน

ฐาน HCl จำนวน 29.05 ลบ.ซม.

จากสมการที่ 10.10 จะได้

$$\begin{aligned} \text{mole HCO}_3^- + 2\text{mole CO}_3^{2-} &= \frac{29.05 \times 0.0987}{1,000} \\ &= 2.867 \times 10^{-3} \text{ โมล} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (1)$$

ตอนที่ 2 สารละลายตัวอย่าง 25.0 ลบ.ซม. นำมาเติมสารละลายมาตรฐาน NaOH 30 ลบ.ซม. แล้วตกตะกอนด้วย 10% BaCl<sub>2</sub> จากนั้นไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐาน HCl ปรากฏว่าใช้ HCl = 28.32 ลบ.ซม.

จากสมการที่ 10.12 จะได้

$$\begin{aligned} \text{mole HCO}_3^- + \frac{28.32 \times 0.0987}{1,000} &= \frac{30 \times 0.0998}{1,000} \\ \text{mole HCO}_3^- &= (2.994 - 2.795) \times 10^{-3} \\ &= 0.1988 \times 10^{-3} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (2)$$

แทนค่าสมการที่ (2) ลงใน (1)

$$\begin{aligned} 2 \text{ mole CO}_3^{2-} &= (2.867 - 0.1988) \times 10^{-3} \\ &= 2.668 \times 10^{-3} \\ \text{mole CO}_3^{2-} &= 1.334 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

นั่นคือ

$$\begin{aligned} M_{\text{HCO}_3^-} &= \frac{0.1988 \times 10^{-3}}{25} \times 1,000 \\ &= 0.0079 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{\text{CO}_3^{2-}} &= \frac{1.334 \times 10^{-3}}{25} \times 1,000 \\ &= 0.0534 \end{aligned}$$

## วิธีที่ 2

ตอนที่ 1 ได้ผลเช่นเดียวกับสมการที่ (1)

ตอนที่ 2 สารละลายตัวอย่าง 25.0 ลบ.ซม. ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายมาตรฐาน HCl จำนวน 13.57 ลบ.ซม.

จากสมการที่ 10.15 จะได้

$$\begin{aligned} \text{mole CO}_3^{2-} &= \frac{13.57 \times 0.0987}{1,000} \\ &= 1.339 \times 10^{-3} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (3)$$

แทนค่า (3) ลงใน (1) จะได้

$$\begin{aligned} \text{mole HCO}_3^- &= 2.867 \times 10^{-3} - 2 \times 1.339 \times 10^{-3} \\ &= 0.189 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore M_{\text{CO}_3^{2-}} &= \frac{1.339 \times 10^{-3} \times 1,000}{25} \\ &= 0.0536 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{\text{HCO}_3^-} &= \frac{0.189 \times 10^{-3} \times 1,000}{25} \\ &= 0.0076 \end{aligned}$$

### สรุปผลการคำนวณ

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน HCl = 0.0987 M

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน NaOH

p.p. formality = 0.1002 M

M.O. formality = 0.0998 M

วิธี	สารตัวอย่างผสม ของคาร์บอเนตและไฮดรอกไซด์		สารตัวอย่างผสมของ คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต	
	จำนวนโมล/ สารละลาย 25 ลบ.ซม.	ความเข้มข้น (M)	จำนวนโมล/ สารละลาย 25 ลบ.ซม.	ความเข้มข้น (M)
วิธีที่ 1	OH <sup>-</sup> = 1.633 × 10 <sup>-3</sup> CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> = 0.5615 × 10 <sup>-3</sup>	[OH <sup>-</sup> ] = 0.0653 [CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> ] = 0.0225	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> = 0.1988 × 10 <sup>-3</sup> CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> = 1.334 × 10 <sup>-3</sup>	[HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ] = 0.0079 [CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> ] = 0.0534
วิธีที่ 2	OH <sup>-</sup> = 1.646 × 10 <sup>-3</sup> CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> = 0.555 × 10 <sup>-3</sup>	[OH <sup>-</sup> ] = 0.0658 [CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> ] = 0.0222	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> = 0.189 × 10 <sup>-3</sup> CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> = 1.339 × 10 <sup>-3</sup>	[HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ] = 0.0076 [CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> ] = 0.0536

## บทสรุป

สารละลายของไฮดรอกไซด์ คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต มีคุณสมบัติเป็นเบส ซึ่งคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตมีฤทธิ์เป็นเบสอ่อน ดังนั้น ในสารละลายผสมของเบสเหล่านี้ จึงควรไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดแก่ จึงจะทำให้สามารถหาจุดยุติจากการเลือกใช้ อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมได้ จากการทดลองข้างต้น พบว่าวิธีที่ 2 ของสารละลายผสมทั้ง 2 ชนิด จะมีวิธีการทดลองตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เหมือนกัน แตกต่างกันที่การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ ตอนที่ 1 ใช้เมธิลออเรนจ์เป็นอินดิเคเตอร์ ผลที่ได้คือ สารละลายมาตรฐานกรดเกลือทำปฏิกิริยากับเบสทั้งหมดในสารละลายผสม โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ที่จุดยุติจาก สีเหลืองไปเป็นสีส้มแดง การตัดสินใจว่าจุดใดคือ จุดยุติเป็นสิ่งที่ยุ่งยากพอควร เพราะสีส้มแดงที่เกิดขึ้นมีได้หลายขนาด ถ้าต้องการทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น ควรทำมาตรฐานของสีขึ้นเทียบ ซึ่งทำได้โดยใช้เมธิลออเรนจ์หยดลงในน้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่อิ่มตัว เพราะผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นจากการไทเทรตสารละลายผสม คือ กรด  $H_2CO_3$  ( $H_2O + CO_2$ ) หลังจากนั้นเทียบสีของการไทเทรตกับสีที่เตรียมขึ้นเป็นมาตรฐานให้เป็นสีเดียวกัน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อินดิเคเตอร์ โบรโมฟีนอลบลู (Bromophenol blue) และอินดิเคเตอร์ผสมเมธิลออเรนจ์-อินดิโกคาร์มีน (methyl orange-indicocarmine) แทนเมธิลออเรนจ์ได้ด้วย ซึ่งการใช้อินดิเคเตอร์ชนิดหลังสามารถ สังเกตสีที่จุดยุติได้ง่ายมาก สำหรับตอนที่ 2 ใช้ฟีนอลฟทาไลน์เป็นอินดิเคเตอร์ ผลที่ได้คือ สารละลายมาตรฐานกรดเกลือจะทำปฏิกิริยากับเบสคาร์บอเนตให้ไบคาร์บอเนตที่จุดยุติ ซึ่งสารละลายของไบคาร์บอเนตมีคุณสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ ทำให้การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ไม่คมชัด เพราะ pH ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมไทแทรนต์หยดต่อ ๆ ไป ดังนั้น ถ้าสังเกตการเปลี่ยนสีจากสีแดงไปเป็นไม่มีสี พบว่าการไทเทรตจะเกินจุดสมมูลไปมาก ควรสังเกตจุดยุติให้มีสีชมพูอ่อน ๆ ซึ่งการตัดสินใจว่า ควรเป็นสีชมพูอ่อนขนาดใดก็ยุ่งยากเช่นกัน ดังนั้น ควรทำมาตรฐานของสีขึ้นเทียบเช่นกัน โดยใช้เกลือโซเดียมไบคาร์บอเนตละลายในน้ำ กลั่น ให้มีความเข้มข้นใกล้เคียงกับสารตัวอย่างแล้วเติมฟีนอลฟทาไลน์ลงไป 2-3 หยด จะได้สารละลายเป็นสีชมพูอ่อนไว้เทียบสีกับการไทเทรต พบว่า ถ้าทำการทดลองโดยเทียบสีที่จุดยุติกับมาตรฐานของสี จะทำให้การทดลองได้ผลดีขึ้น นอกจากใช้ฟีนอลฟทาไลน์ในการหาจุดยุติ ในตอนที่ 2 แล้ว ยังสามารถใช้ไทมอลบลู (Thymol blue) ได้ โดยเตรียมมาตรฐานของสีไว้เปรียบเทียบเช่นกัน แต่ถ้าจะให้การทดลองง่ายขึ้นโดยไม่ต้องทำมาตรฐานของสีไว้เปรียบเทียบ

ก็ให้ใช้อินดิเคเตอร์ผสมระหว่าง 6 ส่วนของไซมอลบลูและ 1 ส่วนของคลีซอลเรดซึ่งจะให้สีม่วงที่ pH 8.4 น้ำเงินที่ pH 8.3 และสีแดงกุหลาบที่ pH 8.2 ในตอนเริ่มต้นของการไทเทรต สารละลาย ตัวอย่างจะมีสีม่วง เมื่อไทเทรตถึงจุดสมมูลสารละลายจะเป็นสีน้ำเงิน ถ้ามีการเติมไทแทรนด์ต่อไป จะได้สารละลายเป็นสีแดง



## คำถามท้ายบท

1. การไทเทรตประเภทใดควรเลือกใช้อินดิเคเตอร์เมธิลออเรนจ์ และประเภทใดควรเลือกใช้อินดิเคเตอร์ฟีนอล์ฟทาลีน
2. สารละลาย  $\text{HCO}_3^-$  มี pH เท่าไร
3. สารละลายผสมของไฮดรอกไซด์กับคาร์บอเนต เมื่อนำมาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ โดยใช้เมธิลออเรนจ์เป็นอินดิเคเตอร์ จะให้ผลอย่างไร
4. สารละลาย  $\text{BaCl}_2$  ที่ใช้ในการทดลองมีหน้าที่อย่างไร
5. ทำไมต้องเติมสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้มากเกินไปในตอนที่ 2 วิธีที่ 1 ของการวิเคราะห์หาปริมาณสารละลายผสมไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนต
6. ในการวิเคราะห์หาปริมาณไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนต หรือไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม นอกจากใช้อินดิเคเตอร์เมธิลออเรนจ์และฟีนอล์ฟทาลีนแล้ว ยังสามารถใช้อินดิเคเตอร์ชนิดใดได้อีก
7. จงอธิบายวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนต ในสารละลายผสม
8. 2.50 ลบ.ซม. ของเบส  $\text{NaOH}$  ใช้ทำปฏิกิริยาพอดีกับกรด  $\text{HCl}$  ที่มากเกินไปจากการไทเทรตย้อนกลับของการเติม 40.00 ลบ.ซม. ของ 0.500 N  $\text{HCl}$  ลงในสารละลายตัวอย่าง  $\text{CaO}$ หนัก 1.500 กรัม ถ้ากรดที่ใช้ 1.00 ลบ.ซม. ทำปฏิกิริยาพอดีกับเบส 1.25 ลบ.ซม. จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของ  $\text{CaO}$  ในสารตัวอย่าง
9. โซเดียมคาร์บอเนตที่ไม่บริสุทธิ์จำนวน 0.185 กรัม ถูกนำมาละลายในน้ำ ปรากฏว่าเมื่อเติม  $\text{HCl}$  เข้มข้น 0.120 N จำนวน 25.5 ลบ.ซม. จะทำให้สีของอินดิเคเตอร์เมธิลเรดเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมด จากนั้นนำสารละลายมาต้มแล้วทำให้เย็น และไทเทรตต่อด้วย 0.095 N  $\text{NaOH}$  จนกระทั่งอินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีเหลือง ซึ่งใช้  $\text{NaOH}$  ไปเท่ากับ 1.4 ลบ.ซม. จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ในสารละลายตัวอย่าง (สมมติว่าไม่มีไบคาร์บอเนตและไฮดรอกไซด์ในสารตัวอย่างโซเดียมคาร์บอเนต)
10. โซเดียมคาร์บอเนตที่บริสุทธิ์ 0.216 กรัม ถูกนำมาไทเทรตด้วยวิธีเดียวกับโจทย์ข้อ 9 โดยเติมกรด  $\text{HCl}$  เท่ากับ 40.0 ลบ.ซม. จากนั้น นำสารละลายมาต้ม ทำให้เย็นแล้วไทเทรตย้อนกลับด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปรากฏว่าใช้ไปเท่ากับ 4.35 ลบ.ซม.

ในการไทเทรตอีกส่วนหนึ่ง โดยนำ  $\text{HCl}$  ไทเทรตกับ  $\text{NaOH}$  พบว่าถ้าใช้  $\text{HCl}$

- 25.00 ลบ.ซม. จะทำปฏิกิริยาพอดีกับ NaOH 21.2 ลบ.ซม. จากการไทเทรตทั้ง 2 ครั้งนี้  
จงคำนวณหาความเข้มข้นของ HCl และ NaOH
11. 100 ลบ.ซม. ของน้ำตัวอย่างถูกนำมาไทเทรตกับ 0.0200 N NaOH โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีน  
เป็นอินดิเคเตอร์ ปรากฏว่าต้องใช้ NaOH 1.45 ลบ.ซม. เพื่อให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนเป็น  
สีชมพู จงคำนวณหาความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำตัวอย่างเป็น ppm.

# ตารางสำหรับบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

## ผลการทดลองบทที่ 10

### การวิเคราะห์หาปริมาณ

- ก. ไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม
- ข. ไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

ผู้ทดลอง 1. .... รหัส .....

2. .... รหัส .....

3. .... รหัส .....

ตอนที่ ..... กลุ่มที่ .....

ทำการทดลองวันที่.....

#### 1) ชั่งสารปฐมภูมิ KHP

	ขวดที่ 1	ขวดที่ 2	ขวดที่ 3
น.น.ขวดชั่ง + น.น. KHP (กรัม)			
น.น.ขวดชั่ง (กรัม)			
น.น. KHP (กรัม)			

#### 2) หาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย NaOH โดยไทเทรตกับสารปฐมภูมิ KHP

น้ำหนัก KHP ในขวด	ปริมาณไทเทรนต์ NaOH (ลบ.ชม.)	อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
1)                    กรัม			
2)                    กรัม			
3)                    กรัม			

ตารางสำหรับบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

ผลการทดลองบทที่ 10

การวิเคราะห์หาปริมาณ

- ก. ไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม
- ข. ไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

ผู้ทดลอง 1. .... รหัส .....

2. .... รหัส .....

3. .... รหัส .....

ตอนที่ ..... กลุ่มที่ .....

ทำการทดลองวันที่ .....

1) ชั่งสารปฐุมภูมิ KHP

	ขวดที่ 1	ขวดที่ 2	ขวดที่ 3
น.น.ขวดชั่ง + น.น. KHP (กรัม)			
น.น.ขวดชั่ง (กรัม)			
น.น. KHP (กรัม)			

2) หาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย NaOH โดยไทเทรตกับสารปฐุมภูมิ KHP

น้ำหนัก KHP ในขวด	ปริมาณไทเทรนต์ NaOH (ลบ.ชม.)	อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
1)                    กรัม			
2)                    กรัม			
3)                    กรัม			

3) หาคความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย HCl โดยไทเทรตกับสารละลาย NaOH ในข้อ (2)

สารละลายในขวด	ไทเทรนต์ NaOH (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
HCl 25.0 ลบ.ชม.						

4) หาคความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย NaOH โดยไทเทรตกับสารละลาย HCl ในข้อ (3)

สารละลายในขวด	ไทเทรนต์ NaOH (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
HCl 25.0 ลบ.ชม.						

5) หาปริมาณไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม

วิธีที่ 1 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทเทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

ตอนที่ 2

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทเทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

3) หาคความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย HCl โดยไทเทรตกับสารละลาย NaOH ในข้อ (2)

สารละลายในขวด	ไทแทรนต์ NaOH (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
HCl 25.0 ลบ.ชม.						

4) หาคความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย NaOH โดยไทเทรตกับสารละลาย HCl ในข้อ (3)

สารละลายในขวด	ไทแทรนต์ NaOH (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
HCl 25.0 ลบ.ชม.						

5) หาปริมาณไฮดรอกไซด์และคาร์บอเนตในสารละลายผสม

วิธีที่ 1 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

ตอนที่ 2

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

วิธีที่ 2 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทเทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

ตอนที่ 2

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทเทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

6) หาปริมาณไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

วิธีที่ 1 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทเทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

ตอนที่ 2 เติม NaOH มากเกินไป = ..... ลบ.ชม.

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทเทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

วิธีที่ 2 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

ตอนที่ .2

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

6) หาปริมาณไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตในสารละลายผสม

วิธีที่ 1 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

ตอนที่ 2 เติม NaOH มากเกินไป = ..... ลบ.ชม.

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						



วิธีที่ 2 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทเทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

ตอนที่ 2

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทเทรนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

วิธีที่ 2 ตอนที่ 1

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						

ตอนที่ 2

ปริมาณสารตัวอย่าง	ไทแทนต์ HCl (ลบ.ชม.)				อินดิเคเตอร์	การเปลี่ยนแปลงสี ของอินดิเคเตอร์
	1	2	3	เฉลี่ย		
25.0 ลบ.ชม.						