

ตอนที่ 1

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (Paper Chromatography)

1

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
2. สามารถใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษแยกสารผสม

ทฤษฎี

โครมาโทกราฟี (chromatography) เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแยกสารประกอบ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยชาวรัสเซียชื่อ Mikhail Tsvet ในปี ค.ศ.1906 โดยเรียกเทคนิคนี้ว่า โครมาโทกราฟี (*chromatography = writing with color*) มาจากภาษากรีก (*khroma = สี, graphein = วาดกราฟ, เขียน*) เนื่องจากใช้ครั้งแรกในการแยกสารสีของพืช (pigments)

การแยกสารผสมโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีนั้นจะอาศัยการกระจายตัวของสารตัวอย่างระหว่างเฟสสองเฟส คือ เฟสอยู่กับที่ (*stationary phase*) และ เฟสเคลื่อนที่ (*mobile phase*) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน และมีกลไก (*mechanism*) ที่เกิดขึ้นในโครมาโทกราฟี 2 กระบวนการ คือ

1. กระบวนการดูดซับ (*adsorption*) กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อเฟสอยู่กับที่เป็นของแข็งที่เรียกว่า *LSC (liquid-solid chromatography)* เช่น อลูมินา ซิลิกา เจล การดูดซับที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของของแข็ง

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

2. กระบวนการแบ่งส่วน (partition) กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อเฟสอยู่กับที่เป็นของเหลวเรียกว่า LLC (liquid-liquid chromatography) การแยกส่วนของสารขึ้นอยู่กับสภาพละลายได้สัมพัทธ์ (relative solubility) ของโมเลกุลต่างๆในของเหลวที่เป็นเฟสอยู่กับที่และเฟสเคลื่อนที่

เทคนิคโครมาโทกราฟีสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้ส่วนผสมของสารตัวอย่างแยกตัวออกจากกันเป็นโซนๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการขึ้นมาวิเคราะห์หลายวิธีการด้วยกัน ถ้าจัดแบ่งตามลักษณะของวิธีการทำโครมาโทกราฟี จะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ


1. โครมาโทกราฟีแบบแผ่น (plane chromatography) โครมาโทกราฟีประเภทนี้มีทั้งเฟสอยู่กับที่เป็นของเหลวเรียกว่า LLC, liquid-liquid chromatography เช่น การทำโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ และเฟสอยู่กับที่เป็นของแข็งเรียกว่า LSC, liquid-solid chromatography เช่น การทำทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (thin layer chromatography, TLC)

2. โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ (column chromatography) การเคลื่อนที่ของเฟสเคลื่อนที่ของโครมาโทกราฟีประเภทนี้จะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งปัจจุบันพัฒนาขึ้นโดยใช้ความดันช่วย สามารถใช้ได้ทั้งเฟสอยู่กับที่เป็นของเหลว (LLC) และเฟสอยู่กับที่เป็นของแข็ง (LSC)

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (Paper Chromatography)

จัดเป็นโครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วน ที่ใช้เทคนิคของโครมาโทกราฟีที่เกิดบนแผ่นที่ใช้ความชื้น (H_2O) ในกระดาษเป็นเฟสอยู่กับที่ โครมาโทกราฟีแบบกระดาษมักนิยมใช้กันงานทางด้านชีวเคมี ใช้วิเคราะห์ได้ทั้งสารตัวอย่างที่มีสีและไม่มีสี ที่นิยมใช้วิเคราะห์ได้แก่ กรดอะมิโน (amino acid) สารสีธรรมชาติ (natural pigment) และน้ำตาล เป็นต้น โดยหยดสารตัวอย่างลงบนแผ่นกระดาษ ซึ่งปกติแผ่นกระดาษที่ใช้จะมีส่วนประกอบของน้ำ (ประมาณ 6-12%) และเซลลูโลส (cellulose) ภายใน

เซลลูโลสจะมีโครงสร้างที่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลด้วยตัวเอง น้ำจะช่วยให้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของเซลลูโลสน้อยลง




เนื่องจากโครงสร้างที่สามารถเกิดพันธะได้ระหว่างน้ำและเซลลูโลส ที่บริเวณที่มีขั้วของโมเลกุล (-OH) สำหรับเฟสเคลื่อนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายสารตัวอย่างและเป็นตัวพาให้หยดของสารตัวอย่างเคลื่อนที่ไปตามแผ่นกระดาษ แต่ละองค์ประกอบในสารตัวอย่างจะถูกพาจากเฟสเคลื่อนที่และถูกดูดซับจากเฟสอยู่กับที่แตกต่างกัน ทำให้ระยะทางที่ตัวถูกละลาย (องค์ประกอบในสารตัวอย่าง) แต่ละชนิดเคลื่อนที่ต่างกันและแยกออกจากกันได้มากที่สุด สำหรับระยะทางที่สารตัวอย่างเคลื่อนที่หรือตัวถูกละลายเคลื่อนที่ (วัดจากจุดกึ่งกลางของหยดสารถึงจุดเริ่มต้น) ต่อระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ (วัดจากจุดที่ตัวทำละลายเริ่มพาตัวถูกละลายเคลื่อนที่ไปจนถึงจุดที่ตัวทำละลายหยุดเคลื่อนที่ เรียกว่า *solvent front*) ซึ่งเป็นค่าคงที่สำหรับสารแต่ละชนิด ที่อุณหภูมิและตัวทำละลายหนึ่ง ๆ เท่านั้น

ค่าคงที่ดังกล่าวจะเขียนอยู่ในเทอมของ R_f (Retention factor)

$$R_f = \frac{\text{ระยะทางที่ตัวถูกละลายเคลื่อนที่}}{\text{ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่}}$$

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ



ค่า R_f สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าตัวถูกละลายชนิดนั้นเป็นสารใด แต่เนื่องจากตัวทำละลาย (เฟสเคลื่อนที่) ที่ใช้ในโครมาโทกราฟีแบบกระดาษมีหลายชนิด ดังนั้นค่า R_f ของสารแต่ละชนิดในตัวทำละลายต่างๆอาจเท่ากันได้ จึงต้องมีสารมาตรฐานมาเทียบ โดยการใช้สภาวะเดียวกันกับสารตัวอย่างและพิจารณาว่าค่า R_f เท่ากันหรือไม่ ถ้าได้ค่าเดียวกันก็ยืนยันได้ว่าสารตัวอย่างนั้นเป็นสารชนิดเดียวกันกับสารมาตรฐาน

สำหรับเฟสเคลื่อนที่ (ตัวทำละลาย) ปกติจะใช้ตัวทำละลายที่มีขั้ว (polar) น้อยกว่าน้ำ เพื่อน้ำจะได้ช่วยยึดเหนี่ยวกับกระดาษได้ดี เมื่อหย่อนกระดาษลงในตัวทำละลายผสม ทั้งนี้เพราะกระบวนการที่เฟสเคลื่อนที่พาตัวถูกละลายเคลื่อนที่ เรียกว่า *การทำให้เกิดภาพ (developing)* ซึ่งทำในภาชนะปิดที่อ้อมตัวด้วยไอของตัวทำละลาย ตัวทำละลายที่นิยมใช้กันคือ สารละลายผสมของอัลกอฮอล์กับน้ำ โมเลกุลของน้ำในตัวทำละลายจะเคลื่อนที่ไปยึดติดกับโมเลกุลของเซลลูโลสในกระดาษ ถ้าสารตัวอย่างใดมีโมเลกุลที่สามารถละลายน้ำได้ โมเลกุลของสารนั้นจะเคลื่อนที่ตามไปด้วย เราจึงใช้เทคนิคของโครมาโทกราฟีแบบกระดาษมาวิเคราะห์แยกสีของสีย้อมได้

เทคนิคการทำโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

1. การจุดสารละลาย (spot) จุดสารตัวอย่างให้มีขนาดเล็กที่สุด จากนั้นทำให้แห้งก่อน เพื่อให้ตัวทำละลายที่มีอยู่ในสารตัวอย่างระเหย
2. การทำให้เกิดภาพ (developing) ให้ใส่กระดาษลงในภาชนะปิด (chamber) ที่อิ่มตัวไปด้วยไอของตัวทำละลายและมีตัวทำละลายบรรจุอยู่ ตัวทำละลายจะพาตัวถูกละลายเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบน
3. การตรวจหา (detection) การทำเครื่องหมายการเคลื่อนที่ของตัวทำละลาย (solvent front) และตัวถูกละลาย ให้ทำเครื่องหมายไว้ก่อนที่ตัวทำละลายจะระเหยไปหมด จะใช้ดินสอในการทำเครื่องหมาย ไม่ใช่ปากกา เนื่องจากในปากกาจะมีสีที่สามารถละลายในตัวทำละลายได้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis) การหาค่า R_f เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ทำให้สามารถวิเคราะห์ทางคุณภาพได้

คำถามก่อนการทดลอง

1. เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษอาศัยหลักการใดในการแยกสาร
2. ก) “เฟสอยู่กับที่” ในการทดลองโครมาโทกราฟีแบบกระดาษคืออะไร
ข) “เฟสเคลื่อนที่” ในการทดลองโครมาโทกราฟีแบบกระดาษคืออะไร
3. ค่า R_f คือค่าอะไร
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจุดสารคืออะไร

อุปกรณ์และสารเคมี

1. สีส้มอาหาร สีเขียว สีเหลือง สีน้ำเงิน ปากกามึกซึมสีดำ
2. ตัวทำละลายไอโซโพรพานอล : น้ำกลั่น (2:1)
3. หลอดคะปิลลารี
4. บีกเกอร์
5. กระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาด 4x10

ข้อควรระวังและปฏิบัติ


1. ห้ามวางกระดาษกรองบนโต๊ะโดยตรงขณะที่จุดสารตัวอย่าง ให้วางกระดาษกรองบนกระดาษที่สะอาดก่อน
2. ระวังไม่ให้จุดสารตัวอย่างใหญ่เกิน 2 มิลลิเมตร
3. ก่อนจุดสารตัวอย่างซ้ำ ต้องให้จุดสารตัวอย่างเดิมแห้งก่อน
4. ห้ามใช้หลอดคะปิลลารีของแต่ละสารตัวอย่างปนกัน



วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สีผสมอาหาร

1. นำกระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาด 4x10 ซม. ชีดเส้นเริ่มต้นของสารตัวอย่างให้สูงจากขอบล่าง 1 ซม. แบ่งจุดที่หยดสารเป็น 3 ส่วน ให้ห่างกันประมาณ 1 ซม. ดังรูปที่ 1.1 ด้วยดินสอ ห้ามใช้ปากกาโดยเด็ดขาด เนื่องจากสีของน้ำหมึก สามารถถูกละลายได้ด้วยตัวทำละลาย



รูปที่ 1.1 กระดาษกรองที่เตรียมไว้สำหรับหยดสาร


2. วางกระดาษกรองที่เตรียมไว้บนกระดาษที่สะอาด ใช้หลอดคะปิลลารี spot สารตัวอย่างลงบนกระดาษกรองที่ตำแหน่งต่างๆ อย่างระมัดระวัง ดังนี้

a - สีเหลือง b - สีเขียว c - สีน้ำเงิน

โดยแยกใช้คะปิลลารีแต่ละสี ทิ้งไว้ให้แห้ง ทำการ spot ซ้ำอีกครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้ง

3. เทตัวทำละลาย (ไอโซโพรพานอล:น้ำ 2:1) 30 มล. ลงในภาชนะที่เตรียมให้ (chamber) ปิดฝาภาชนะ

4. จุ่มกระดาษกรองในภาชนะที่เตรียมไว้ในข้อ 3 โดยให้ส่วนปลายของกระดาษกรองอยู่ต่ำกว่าตัวทำละลายในภาชนะประมาณ 0.5 ซม. ระวังอย่าให้จุดที่หยดสารตัวอย่าง สัมผัสกับตัวทำละลายและอย่าให้กระดาษเอียง ปิดฝาภาชนะ ดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 ภาชนะที่ใส่ตัวทำละลายและกระดาษกรอง


5. ทิ้งไว้ให้ตัวทำละลายเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งสังเกตเห็นการแยกของแต่ละองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างชัดเจน ระวังไม่ให้ตัวทำละลายเคลื่อนที่เลยส่วนบนของกระดาษกรอง นำกระดาษขึ้นจากภาชนะที่ใส่ ทำเครื่องหมาย solvent front ด้วยดินสอและวงตำแหน่งของสีที่ปรากฏอยู่บนกระดาษกรอง แล้วทิ้งไว้ให้แห้งในตู้ดูดควัน

6. วัดระยะที่ตัวถูกละลายเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นของจุดสารตัวอย่างถึงจุดกึ่งกลางของจุดที่ปรากฏ และวัดระยะที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นของสารตัวอย่างถึง solvent front

7. หาค่า R_f ของแต่ละจุด (สารตัวอย่างที่เป็นของผสมจะมีหลายจุด ค่า R_f ของสารตัวอย่างนั้นจะมีหลายค่าด้วย)

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

ผลการทดลอง




ตารางสรุปผลการทดลอง

สารตัวอย่าง	สีที่ปรากฏ	ระยะที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ (ซม.) (x)	ระยะที่ตัวถูกละลายเคลื่อนที่ (ซม.) (y)	R_f (y/x)
สีเหลือง
สีเขียว
จุดที่ 1
จุดที่ 2
สีนํ้าเงิน

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของหมึกสีดำ

- นำกระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาด 4x10 ซม. ขีดเส้นเริ่มต้นของสารตัวอย่างให้สูงจากขอบล่าง 1 ซม. ด้วยดินสอ แล้วจุดปากกาสีดำลงบนกระดาษ ทิ้งไว้ให้แห้ง
- เทตัวทำละลาย (ไอโซโพรพานอล:น้ำ 2:1) 30 มล. ลงในภาชนะที่เตรียมให้ (chamber) ปิดฝาภาชนะ
- จุ่มกระดาษกรองในภาชนะที่เตรียมไว้ในข้อ 2 โดยให้ส่วนปลายของกระดาษกรองอยู่ต่ำกว่าตัวทำละลายในภาชนะประมาณ 0.5 ซม. ระวังอย่าให้จุดที่หยดสารตัวอย่างสัมผัสกับตัวทำละลายและอย่าให้กระดาษเอียง ปิดฝาภาชนะ ดังรูปที่ 1.2
- ทิ้งไว้ให้ตัวทำละลายเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งสังเกตเห็นการแยกของแต่ละองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างชัดเจน ระวังไม่ให้ตัวทำละลายเคลื่อนที่เลยส่วนบนของกระดาษกรอง นำกระดาษขึ้นจากภาชนะที่ใส่ ทำเครื่องหมาย solvent front ด้วยดินสอและวงตำแหน่งของสีที่ปรากฏอยู่บนกระดาษกรอง ทิ้งไว้ให้แห้งในตู้ดูดควัน
- วัดระยะที่ตัวถูกละลายเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นของจุดสารตัวอย่างถึงจุดกึ่งกลางของจุดที่ปรากฏ และวัดระยะที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นของสารตัวอย่างถึง solvent front
- หาค่า R_f ของแต่ละจุด (สารตัวอย่างที่เป็นของผสมจะมีหลายจุด ค่า R_f ของสารตัวอย่างนั้นจะมีหลายค่าด้วย)

ผลการทดลอง



ตารางสรุปผลการทดลอง

สีที่ปรากฏ	ระยะที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ (ซม.) (x)	ระยะที่ตัวถูกละลายเคลื่อนที่ (ซม.) (y)	R_f (y/x)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ตอบคำถาม

1. นักศึกษาคิดว่าสีเขียวมมีส่วนผสมของสีเหลืองหรือไม่ เพราะเหตุใด
2. ถ้าสารผสมที่แยกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นสารผสมไม่มีสี เราสามารถหาดำแหน่งของจุดต่างๆบนกระดาษได้หรือไม่ โดยวิธีใด
3. เปรียบเทียบสารตัวอย่าง สีเหลืองและสีน้ำเงิน ว่าสารใดที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเพราะเหตุใด
4. สารตัวอย่างหมึกสีดำมีส่วนผสมของสีใดบ้าง

