

*Chromatographic method*

---

## บทที่ 12

### วิธีโคมากอกราฟี

### Chromatographic Method

#### หลักการ ( Principle)

โคมากอกราฟีเป็นวิธีการแยกสาร โดยให้องค์ประกอบที่ถูกแยกกระจายอยู่ระหว่างเฟส (phase) ที่แตกต่างกัน เฟสหนึ่งเป็นเฟสที่อยู่นิ่งเรียกว่า stationary phase อีกเฟสหนึ่งเป็นเฟสเคลื่อนที่ ได้เรียกว่า mobile phase เมื่อมวลของสารที่ต้องการแยกเกิดการแบ่งส่วนกันระหว่าง stationary phase กับ mobile phase ที่เป็นของเหลวทั้งสองชนิด โดยมีตัวช่วยสนับสนุนที่เป็นของแข็ง (solid support) จะเรียกขบวนการนี้ว่า partition chromatography ถ้ามูลของสารที่ถูกแยกสามารถถูกดูดซับด้วยเฟส อีกเฟสหนึ่งที่เป็นของแข็งเรียกขบวนการนี้ว่า adsorption chromatography จะเห็นได้ว่าวิธีการ โคมากอกราฟีเป็นการแยกสาร โดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น การแบ่งส่วน (partition) และ การดูดซับ (adsorption) ของสารระหว่างเฟสทั้งสองซึ่งแตกต่างไปจากการแยกโดยวิธีการตقطตอน ที่อาศัยการเก็บปฏิกิริยาเคมี วิธีการ โคมากอกราฟีถูกกันพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Michael Tswett ในปี ค.ศ. 1906 ใน การแยกสารมีสี (pigment) ในพืช โดยให้สารมีสีละลายในปิโตรเลียมแล้วผ่านลง ในคอลัมน์ที่บรรจุแคลเซียมคาร์บอนेटพบว่าสารมีสีที่ถูกดูดซับได้จะเป็นแถบสีที่อยู่บนสุดของ คอลัมน์และสารที่ถูกดูดซับได้ leuk กว่าจะเป็นแถบสีที่ต่ำลงมา เมื่อผ่านปิโตรเลียมลงในคอลัมน์เรื่อยๆ พบว่าแถบสีแต่ละแถบสามารถเคลื่อนที่ต่ำลงมาได้ซึ่ง Tswett ได้เรียกวิธีการนี้ว่า โคมากอกราฟี และชื่อนี้ก็ถูกใช้มาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะได้มีการพัฒนาวิธีการนี้ต่อมาอีกหลายแบบ

วิธีการของ โกรนาโทกราฟีได้พัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนสามารถจัดแบ่งประเภทของวิธีการ วิเคราะห์ได้หลายแบบตามชนิดของเฟสอยู่กับที่และเฟสเคลื่อนที่ โดยปกติเฟสที่อยู่กับที่อาจเป็น ได้ ทั้งของแข็งหรือของเหลวส่วนเฟสเคลื่อนที่จะเป็นของเหลวหรือก๊าซ ดังนั้นวิธีการของ โกรนาโทกราฟีจึงแบ่ง ได้เป็น 4 วิธีคือ

1. **Liquid-Solid Chromatography** เป็นวิธีที่ใช้เฟสอยู่กับที่เป็นของแข็ง เฟสเคลื่อนที่ เป็นของเหลว เช่น การแยกสารมีสีของพืชโดยผ่านลงใน kolamn ที่มีตัวคุณซับ เช่น  $\text{CaCO}_3$  บรรจุอยู่ แล้วใช้ปั๊มต่อเดินเป็นเฟสเคลื่อนที่ได้

2. **Gas-Solid Chromatography** หรือเรียกย่อๆ ว่า GSC วิธีนี้ใช้ก๊าซเป็นเฟสเคลื่อนที่ ในการพาราสารตัวอย่างที่เป็นก๊าซและถูกคุณซับไว้ด้วยของแข็งที่บรรจุใน kolamn ออกจาก kolamn สู่ ตัวตรวจวัด

3. **Liquid-Liquid Chromatography** การแยกโดยวิธีนี้ทำได้ทั้งในรูปของ kolamn ที่ บรรจุซิลิกาเจลเป็นตัวซับพอทที่มีของเหลวราบอยู่ และแผ่นราบ (plane) เช่น paper chromatography และ Thin Layer chromatography

4. **Gas-Liquid Chromatography** มีชื่อย่อว่า GLC วิธีการนี้ต้องอาศัยเครื่องมือใน การวัดสารตัวอย่างที่ถูกแยกออกจากเมชันเดิมกับวิธีของ GSC สำหรับเฟสที่อยู่กับที่ซึ่งเป็นของเหลว สามารถบรรจุอยู่ใน kolamn ได้โดยใช้ของแข็งเป็นตัวซับพอท (Solid support) หรือถุงอยู่บนผนัง ของ capillary column

นอกจากวิธีที่จัดแบ่งแล้วนี้วิธีการ โกรนาโทกราฟียังได้มีการพัฒนาต่อมาอีกนับวิธี การ แยกสารที่เรียกว่า Electrochromatography หรือ Electrophoresis และ ion exchange chromatography

## การเคลื่อนที่ของสารที่ต้องการแยก

สารที่ต้องการแยกต้องไม่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเฟสเคลื่อนที่ซึ่งเป็นตัวพابางที่เรียกว่า eluent ความเร็วของการเคลื่อนที่ของสารสามารถวัดได้ในเทอม R (retention ratio หรือ retardation factor) สารแต่ละตัวจะมีค่า R ไม่เท่ากัน

$$R = \frac{t_m}{t_m + t_s} \quad 12.1$$

$t_m$  คือ เวลาที่ไม่เกลุลงสารอยู่ในเฟสเคลื่อนที่

$t_s$  คือ เวลาที่ไม่เกลุลงสารอยู่กับที่

ในการพิที่ค่า  $R = 0.25$  หมายความว่า สารใช้เวลา 25 เปอร์เซนต์อยู่ในเฟสเคลื่อนที่ หรือสามารถเดินทางไปกับ eluent ได้ 25 เปอร์เซนต์ ให้สังเกตว่าถ้าค่า  $R = 1.0$  แสดงว่าสารนั้นเคลื่อนที่ไปกับ eluent ได้ด้วยความเร็วเท่าๆ กัน

อัตราส่วนของความเข้มข้นของสารที่กระจายอยู่ในเฟสอยู่กับที่และเฟสเคลื่อนที่ได้ของสารแต่ละชนิดจะเป็นค่าคงที่ที่เรียกว่า partition coefficient (K)

$$K = \frac{C_s}{C_m} \quad 12.2$$

$C_s$  = ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในเฟสอยู่กับที่

$C_m$  = ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในเฟสเคลื่อนที่

$$\left( \begin{array}{l} \text{อัตราส่วนของเวลา} \\ \text{ที่สารกระจายใน} \\ \text{แต่ละเฟส} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{l} \text{อัตราส่วนของ} \\ \text{ปริมาณของสารใน} \\ \text{แต่ละเฟส} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{l} \text{partition coefficient} \times \text{อัตราส่วน} \\ \text{ของปริมาตรของแต่ละเฟส} \end{array} \right)$$

$$\frac{t_s}{t_m} = \frac{C_s V_s}{C_m V_m} = K \frac{V_s}{V_m} \quad 12.3$$

จากสมการที่ 12.1

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{1 + \frac{t_s}{t_m}} \\ &= \frac{1}{1 + K \frac{V_s}{V_m}} \\ &= \frac{V_m}{V_m + K \cdot V_s} \end{aligned} \quad 12.4$$

สมการที่ 12.4 เป็นสมการที่แสดง retention ratio ในเทอมของ partition coefficient และ column parameter การพิจารณาการแยกสารจากค่า retention ratio ในทางปฏิบัติทำได้ยากมาก เพราะว่าค่า partition coefficient ในโคมาโทกราฟหาได้ยาก ไม่เหมือนกับการสกัดแบบแบบทช (Batch extraction) ดังนั้นการแยกต้องสมมุติว่าค่าล้มนี้ ประกอบด้วยจำนวนชั้นของการแยกหลายๆ ชั้น เป็น theoretical plate แต่ละ plate สามารถแยกได้ 1 ครั้ง (batch separation) ค่า partition coefficient สามารถเกิดขึ้นได้ในแต่ละชั้นของการแยก ดังนั้นการพิจารณาการแยกสารควรศึกษาจากค่า  $R_f$  - factor ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนของระบบทางการเคลื่อนที่ของสารต่อระบบทางการเคลื่อนที่ของ eluent กล่าวว่าคือ

$$R_f = \frac{\text{ระบบทางการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลาย}}{\text{ระบบทางการเคลื่อนที่ของตัวทำละลาย}}$$

ตัวถูกละลาย หมายถึง สารที่ต้องการแยกและละลายในเฟสเคลื่อนที่ได้  
ตัวทำละลาย หมายถึง เฟสเคลื่อนที่ หรือ eluent โดยปกติเคลื่อนที่เร็วกว่าตัวถูกละลาย


ในการทดลองที่ควบคุมสภาพของการทดลองให้กับที่และเหมือนกันพบว่าค่า  $R_f$  จะคงที่ สำหรับตัวถูกละลายชนิดหนึ่งๆ ซึ่งการวัดค่า  $R_f$  ของสารสามารถอักได้ว่าสารนั้นคือสารใดในและของคุณภาพวิเคราะห์เบื้องต้น

## ค่าใช้จ่ายที่ 12.1

### การแยก Cis และ Trans อะโซนีนชีน

#### กฎภัยที่เกี่ยวข้อง


การแยกสาร 2 ตัวผสมกัน โดยวิธีคอกลัมน์ โครงการพิจารณาทำได้มีเมื่อ โนเมกุลของสารสองตัวนี้มีความสามารถในการถูกดูดซับไว้ที่ของแข็งที่บรรจุอยู่ในคอกลัมน์ได้แตกต่างกันถ้าสารสองชนิดเป็นสารอินทรีย์ที่มีความเป็นโพลาร์เล็กน้อย เช่น โนเมกุล X และ Y ที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายนอนโพลาร์ เช่น เอทานอล สาร X และ Y สามารถถูกดูดซับไว้ที่ของแข็งที่เป็นโพลาร์ ดังรูปที่ 12.1 (ก) เมื่อผ่านตัวทำละลายเอทานอลลงในคอกลัมน์ต่อไปอิฐเท่าไร ก็ตาม X และ Y จะไม่เคลื่อนที่ เพราะ โนเมกุลของ X และ Y จะถูกดูดซับไว้ได้อย่างเห็นได้ชัด ถ้าเปลี่ยนตัว eluent มาเป็นเบนซีน ซึ่งเป็นตัวทำละลายที่เป็นโพลาร์มากกว่าเอทานอล ผ่านลงในคอกลัมน์ พบว่า X และ Y สามารถเคลื่อนที่ผ่านลงในคอกลัมน์ได้ เนื่องจาก X และ Y มีความสามารถในการถูกดูดซับและการละลายในตัวทำละลายได้แตกต่างกัน ดังนั้นสารทั้งสองจะเคลื่อนที่ผ่านคอกลัมน์ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันทำให้แยก X และ Y ออกจากกันได้ ดังรูปที่ 12.1 (ข) ถ้าเปลี่ยนตัว eluent ให้เป็นโพลาร์มากขึ้น เช่น แอลกอฮอล์ ทั้ง X และ Y จะเคลื่อนที่ในคอกลัมน์ลงมาพร้อมกันอย่างรวดเร็ว ดังแสดงในรูปที่ 12.1 (ก)




รูปที่ 12.1 การใช้ eluent ชนิดต่างๆ

สรุปได้ว่าวิธีการแยกโดยคลัมน์โครมาโทกราฟกระทำได้โดยใช้ตัวทำละลาย (solvent) ละลายสารผสมที่ต้องการแยก เมื่อใส่สารผสมลงในคลัมน์แล้วจะต้องเกิดการคูดซับได้ดี คือตัวทำละลายจะต้องไม่มีช่วยพาราสารผสมนั้นเคลื่อนที่ผ่านคลัมน์ หลังจากนั้นเปลี่ยนตัวทำละลายใหม่ ให้มีคุณสมบัติที่พาราที่ถูกคูดซับไว้ในคลัมน์เคลื่อนที่ผ่านคลัมน์ลงมาได้ ตัวทำละลายนี้เรียกว่า eluent ขบวนการที่ตัวถูกละลายสามารถเคลื่อนที่ผ่านคลัมน์ลงมาได้เรียกว่า การอีลูท (elution) ดังรูปที่ 12.1 (ง) นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาคุณสมบัติของสารต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นตัวคูดซับ (absorbent) ตัวทำละลาย และตัวอีลูท (eluent) การแยกสารเคมีที่เราสนใจจะทำได้สมบูรณ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทั้ง 3 ชนิด ดังกล่าว

อะโซเบนซีน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วย 2 ไอโซเมอร์ คือ cis และ trans ดังนี้



ทั้ง cis และ trans-isomer มีคุณลักษณะต่างและมีค่าไดโอดipolemoment (dipolemoment) สูง สามารถทำละลายได้ดีในตัวทำละลายโพลาร์ cis-form ไม่ค่อยเสถียร ส่วน trans-form เสถียรกว่า โดยปกติ ของแข็งอะโซเบนซีนจะอยู่ในรูปของ trans-form เมื่อผ่านแสงที่อะโซเบนซีนสามารถดูดกลืนพลังงาน ( $h\nu$ ) ได้ จานนั้นจะเปลี่ยนจาก trans-form เป็น cis-form ดังนี้



เมื่อปฏิริยาดึงสมดุลสารละลายจะประกอบด้วยของอะโซเบนซีนชนิด cis-form ประมาณ 15 ถึง 40% (ขึ้นอยู่กับตัวทำละลายที่ใช้)

สมดุลของปฏิกิริยาคงที่ได้นานดังนั้นจึงสามารถแยก cis-form และ trans-form ออกจากกัน โดยวิธีคอกลัม์โปรแกรมาโทกราฟ ตัวดูดซับ (absorbent) ที่ใช้ควรเป็นโพลาร์ เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) และใช้ปีโตรเลียมอีเทอร์เป็นตัวทำละลาย cis-form จะเป็นโพลาร์มากกว่า ดังนั้น จึงถูกดูดซับได้ดีกว่า แต่ถ้าใช้คอกลัม์เป็นพงค่านและเมทานอลเป็นตัวทำละลาย trans-form จะถูกดูดซับได้ดีกว่า

### จุดประสงค์ของการทดลอง

1. เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการแยกสารโดยวิธีคอกลัม์โปรแกรมาโทกราฟชินิค liquid – solid Chromatography
2. แยกอะโซะเบนซินที่อยู่ในรูปของ cis ออกจาก trans
3. หาค่าคงที่ของสมดุลระหว่าง cis และ trans isomer

### อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- แท่งแก้วคอกลัม์ขนาด  $0.5 \times 12$  นิ้ว (อาจใช้บิวเร็ตขนาด 50 มล. แทนก็ได้)
- ไบแก้ว (glasss wool)
- บีกเกอร์ ขนาด 250 มล. 4 ใบ
- กระบอกดูด ขนาด 10 และ 100 มล. 2 อัน
- ขวดวัสดุปริมาตร ขนาด 100 มล. 3 ใบ
- เครื่องมือโพลาร์โกราฟี 1 ชุด
- ขวดรูปกรวย ขนาด 125 มล. 3 ใบ

### สารอะลีดและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง


- อะลูมิเนียมออกไซด์ ขนาด 100 เมช (mesh)
- ปีโตรเลียมอีเทอร์ (เข้มข้น 3-4 กรัม/ลิตร)
- เอธิลอีเทอร์
- เมทานอล
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.2 M จำนวน 250 มล.

## วิธีทดลอง

1. ใช้ไข้แก้วอุดที่ปลายขดลัมน์ ใส่ปีโตรเลียมอีเทอร์ไว้ให้สูงประมาณ 8 นิ้ว
2. นำอะซูมิเนียมออกไซด์กวนให้เขวนโดยในปีโตรเลียมอีเทอร์แล้วค่อยๆ เทลงในขดลัมน์อย่างช้าๆ บรรจุอะซูมิเนียมออกไซด์ในขดลัมน์ให้สูงประมาณ 4-5 นิ้ว ปิดส่วนบนของขดลัมน์ด้วยไข้แก้วเช่นกัน ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้ปีโตรเลียมอีเทอร์ในขดลัมน์แห้ง ระดับของปีโตรเลียมอีเทอร์ต้องอยู่สูงกว่าอะซูมิเนียมออกไซด์เล็กน้อยตลอดเวลาที่ทำการทดลอง (ปีองกันไม่เกิดฟองอากาศ)
3. ปีเปคสารละลายอะโซเบนซินในปีโตรเลียมอีเทอร์ 5 มล. ใส่ลงในขดลัมน์ ปล่อยให้ตัวทำละลายในขดลัมนมีอัตราไหลผ่านขดลัมน์อย่างช้าๆ ประมาณ 10 หยดต่อนาที จนเกือบถึงไข้แก้ว (ต้องระวังไม่ให้แห้ง)
4. ใช้ปีโตรเลียมอีเทอร์ผ่านลงไปในขดลัมน์เรื่อยๆ จะปรากฏอะโซเบนซินแยกเป็น 2 แฉบอย่างรวดเร็ว วัตถุระบะของ trans-azobenzene ที่เคลื่อนที่ไปเมื่อผ่านปริมาตรของปีโตรเลียมอีเทอร์ไปจำนวน 20 มล. (ให้วัตถุระบะทางเป็นมล. ของ trans-azobenzene ที่เคลื่อนที่ได้ถ้าใช้บิวเร็ตเป็นขดลัมน์ให้อ่านเป็นปริมาตรจากบิวเร็ตได้ทันที) คำนวณหาค่า  $R_f$  ของ trans-azobenzene
5. ถ้าต้องการให้ trans-azobenzene เคลื่อนที่ได้เร็วให้เปลี่ยนตัวทำละลายเป็น 20% เอธิลอีเทอร์ในปีโตรเลียมอีเทอร์ บันทึกการเคลื่อนที่ของ trans-azobenzene ในตัวทำละลายนี้แล้ว เปรียบเทียบกับตัวทำละลายปีโตรเลียมอีเทอร์
6. ให้อีกุห trans-azobenzene ออกจากขดลัมน์ให้หมดด้วยเอธิลอีเทอร์ในปีโตรเลียมอีเทอร์ และเก็บสารละลายที่ถูกอีกุหได้นี้ทั้งหมดในขวดรูปกรวย
7. ทำการอีกุห cis-form โดยใช้ตัวทำละลายที่เป็นโพลาร์มาก些 คือ 5% เมทานอลในปีโตรเลียมอีเทอร์ เก็บสารละลายที่เป็น cis-form ทั้งหมดในขวดรูปกรวย
8. ทำการระหวัดว่าทำละลายที่เก็บได้ในข้อ 6 และ 7 โดยใช้การกลั่นแบบลดความดัน

9. ใช้แอลกอฮอล์จำนวนน้อยๆ ละลายสารที่เหลือจากการระเหย ถ่ายสารละลายที่ได้ลงในขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 มล. แล้วเชื่อมต่อช่วง 0.2 M NaOH กับน้ำกลั่น จนพอดีขึ้น และให้มีความเข้มข้นของ NaOH ประมาณ 0.1 M

10. นำสารละลายแต่ละส่วนมาทำโพลารอยแกรมทันทีที่เตรียมเสร็จ สมมติว่าทั้ง cis และ trans-isomer มีค่า diffusion coefficient เท่ากัน ง่ายนิดหน่อยที่จะทราบว่า cis และ trans-isomer



## การแยกองค์ประกอบของน้ำมีกสีด้วยวิธี paper chromatography

### พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

paper chromatography เป็นเทคนิคและวิธีการหนึ่งของ liquid-liquid chromatography โดยอาศัยหลักการแบ่งส่วนซึ่งเรียกว่า partition chromatography ที่ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Martin และ syngel โดยกระดาษกรอง (Filter paper) จะทำหน้าที่เป็นด้วชัพพoth ส่วนน้ำในกระดาษทำหน้าที่เป็นเฟสอยู่กับที่ ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำทำหน้าที่เป็นเฟสเคลื่อนที่ เรียกว่าสารละลายดีเวลลอป (developing solution) สารละลายดีเวลลอปจะเคลื่อนที่ผ่านกระดาษพร้อมกับพาด้วยกลุ่มละลายที่จุด (spot) ไว้บนกระดาษเคลื่อนที่ไปด้วย ถ้ามีตัวกลุ่มละลายหลายตัว จะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วต่างกัน คำนวณค่า  $R_f$  value ของตัวกลุ่มละลาย เพื่อป้องกันการระเหยของตัวทำละลายดีเวลลอป จะต้องจุ่นกระดาษในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เมื่อให้เวลาในการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายและตัวกลุ่มละลายเพียงพอแล้ว ให้ทำการเชิงหมายที่ตัวทำละลายดีเวลลอปเคลื่อนที่มาถึงระยะสุดท้าย ต่อจากนั้นระเหยตัวทำละลายดีเวลลอปออกจากกระดาษจนแห้ง ตัวกลุ่มละลายจะไม่ระเหยออกไปด้วยแต่ยังคงอยู่บนกระดาษซึ่งอาจสังเกตไม่เห็น ด้องใช้รือเจนดีก็ตัวหนึ่งฉีดพ่นบนกระดาษ รือเจนนี้จะทำปฏิกิริยากับตัวกลุ่มละลายเดียวปรากฏเป็นสีขึ้น ทำให้เห็นตำแหน่งของตัวกลุ่มละลายที่เคลื่อนที่ไป เมื่อวัดระยะทางที่ตัวทำละลายดีเวลลอปเคลื่อนที่กับระยะทางที่ตัวกลุ่มละลายเคลื่อนที่บนกระดาษก็สามารถคำนวณหาค่า  $R_f$  ได้

$$R_f = \frac{\text{ระยะทางการเคลื่อนที่ของตัวกลุ่มละลาย}}{\text{ระยะทางการเคลื่อนที่ของตัวทำละลาย}}$$

ค่า  $R_f$  สามารถช่วยบอกได้ว่าสารนั้นคือสารใดได้ เพราะสารแต่ละตัวมีค่า  $R_f$  ไม่เท่ากัน สำหรับวิธีของ paper chromatography สามารถใช้แยกสารผสมของกรดอะมิโน น้ำตาล โปรตีน และสารอนินทรีย์ต่างๆ ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

## จุดประสงค์ของการทดลอง

- เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการของ paper chromatography
- แยกส่วนประกอบของน้ำหมึกสีดำ (black ink)

## อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- หลอดแก้วทดลองยาว 12 นิ้ว
- ขวดน้ำดื่มสารละลายน้ำ 1 ใบ
- เข็มหกติดกระดาษ, คลิปติดกระดาษ
- กระดาษกรองเป็นแผ่นขนาด  $\frac{1}{2} \times 11$  นิ้ว


## สารละลายน้ำที่ใช้ในการทดลอง

- น้ำหมึกสีดำ
- เมทานอล
- เอทานอล
- 0.1 M HCl
- NH<sub>3</sub> เช่นชั้น

## วิธีทดลอง

- หยดน้ำหมึกสีดำลงบนกระดาษกรองให้เห็นอปaleyสุดของกระดาษมาครึ่งนิ้วโดยทำเครื่องหมายไว้ด้วย
- ในหลอดทดลองให้บรรจุตัวทำละลายดีเวลลอปไว้ 10 มล. ตัวทำละลายดีเวลลอปได้แก่ เมทานอล, แอมโมเนียเช่นชั้น, เอทานอล, 50:50 น้ำ : เมทานอล และ 0.1 M HCl ให้ทำการทดลองกับตัวทำละลายดีเวลลอปนี้ทุกตัว
- ให้ถ่วงน้ำหนักกระดาษกรองด้วยคลิปติดกระดาษ เพื่อให้กระดาษกรองเรียบและตรง
- ขีดกระดาษกรองให้ติดกับจุกคอร์กด้วยเข็มหกติดกระดาษ

5. ใส่กระดาษกรองลงในหลอดทดลองให้ระดับของตัวทำละลายดีเวลลอปอยู่ต่ำกว่า  
ชุดของหมึกสีคำ ดังรูปที่ 12.2




รูปที่ 12.2 รูปแสดงการทำ paper chromatography

6. ปล่อยให้ขบวนการโคมนาโพกราฟดำเนินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตัวทำละลายดีเวลลอปเคลื่อนที่เกือบถึงจุดคอร์ก เหลืออีกประมาณ 1 นิ้ว หยุดการทดลอง

7. นำกระดาษกรองออกจากหลอดทดลองปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งจะปรากฏสีจุดต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหมึกสีคำ เมรีบันเทียบโคมนาโพกราฟเกรณ์ที่ทำได้จากการใช้ตัวทำละลายดีเวลลอปเดียวกันนิด

8. หาค่า  $R_f$  ของสารแต่ละชนิดที่เป็นส่วนประกอบของน้ำหมึก



การแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยวิธี

ก๊าซโคมากโรไฟฟ์ (Gas Chromatography)

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ก๊าซโคมากโรไฟฟ์ เป็นวิธีการแยกสารผสมที่สามารถระเหยกลาญเป็นไอผ่านไปในคอลัมน์ที่มีเฟสอยู่กับที่เป็นของแข็งหรือของเหลวไว้ได้ ถ้าเฟสอยู่กับที่เป็นของแข็งเรียกว่า Gas solid chromatography (GSC) ถ้าเป็นของเหลวเรียกว่า Gas liquid chromatography (GLC) การทดลองนิยมใช้วิธีการของ GLC มากกว่า ส่วนประกอบของเครื่องมือในการทำการทดลองโดยวิธีก๊าซ-โคมากโรไฟฟ์แสดงไว้ในรูปที่ 12.3 ถ้าที่เป็นเฟสเคลื่อนที่หรือตัวพา (carrier) จะถูกปล่อยออกจากถังที่ควบคุมความดันได้ด้วยมาตรวัดความดัน (gauge) สารตัวย่างในตอนเริ่มต้นเป็นของเหลวจะถูกฉีดเข้าไปในเครื่อง GC แล้วทำให้กลาญเป็นไอ จากนั้นจะถูกแยกโดยก๊าชตัวพาผ่านมาเข้าดีเทกเตอร์ซึ่งจะส่งสัญญาณเป็นกระแสไฟฟ้าให้มิเตอร์อ่านค่าได้ ถ้าปริมาณสารที่ออกมานำเข้าดีเทกเตอร์น้อยขึ้นเทอร์จะอ่านค่าได้น้อย ถ้ามากจะอ่านค่าได้มาก นอกจากนี้อาจดึงเข้ากับเครื่องบันทึก (recorder) ก็ได้ เครื่องบันทึกจะบันทึกภาพออกมานเป็น peak ซึ่งเป็นกราฟที่บ่งชี้ระหว่างพื้นที่พิกและดีเทกเตอร์ response กับเวลา ภาพที่ได้นี้เรียกว่า โคมากโรแกรม (Chromatogram) ดังแสดงในรูปที่ 12.4 ความสูงของ peak ที่ได้จะสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของสาร

การแยกสารจะทำได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอลัมน์ (column efficiency) และ Resolution ประสิทธิภาพของคอลัมน์สามารถอธิบายได้ในเทอมของ Height equivalent to a theoretical plate (HETP) ซึ่งคำนวณได้จากค่าความยาวของคอลัมน์ (L) หารด้วยจำนวนของ theoretical plate (N)


$$\text{HETP} = \frac{L}{N}$$

$$\text{ซึ่ง } N = 16 \left( \frac{t}{w} \right)^2$$


$t$  = retention time คือเวลาการเคลื่อนที่ของสารจาก injection port

ผ่านคอลัมน์มาถึง detector

$w$  = ความกว้างของฐาน (peak)




รูปที่ 12.3 ส่วนประกอบของเครื่องมือก๊าซโกรามาโทกราฟี



Peaks: (1) hexane; (2) ethanol; (3) toluene; (4) methyl ethyl ketone.

รูปที่ 12.4 โกรามาโทแกรม


คอลัมน์ที่คืนน้ำค่า N ต้องมีค่าสูงมากซึ่งจะทำให้ peak ที่ได้แคบที่สุดเมื่อใช้เวลา Retention time นานที่สุด เมื่อจาก N ความมีค่ามาก จึงสรุปได้ว่าคอลัมน์ที่ดีควรมีค่า HETP น้อยที่สุดถ้ามีสารผสมที่ต้องการแยกออกจากกัน การแยกนอกจากขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอลัมน์แล้วยังขึ้นอยู่กับสภาวะของการทำการทดลอง (operating condition) เช่น อุณหภูมิ และความเร็วของก๊าซตัวพา (carrier gas) การทดลองที่ให้ resolution ที่ดีจะทำให้ได้โปรแกรมไทแกรมดังแสดงในรูปที่ 12.5 (ก) การทดลองที่ให้ resolution ไม่ดีจะทำให้ได้โปรแกรมไทแกรมดังแสดงในรูปที่ 12.5 (ข)



รูปที่ 12.5 แสดง resolution ของโปรแกรม

วิธีการของก๊าซโปรแกรม สามารถใช้วิเคราะห์ทางคุณภาพ (Qualitative) และทางการหาปริมาณ (Quantitative) การวิเคราะห์ทางคุณภาพสามารถทำได้โดยทำโปรแกรมของสารละลายมาตรฐานที่ทราบว่าสารนั้นๆ คือสารใด จากนั้นนำสารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ว่าคือสารอะไร ทำการโปรแกรมโดยใช้สภาวะของการทดลองแบบเดียวกันทุกอย่าง (identical condition) โดยการวัด retention time ของสารตัวอย่างแล้วเทียบกับสารมาตรฐาน ก็สามารถบอกได้ว่าสารนั้นคือสารใด เพราะสารชนิดเดียวกันเมื่อทำโปรแกรมแล้วจะได้ retention time ที่เท่ากัน วิธีการนี้ต้องใช้กับสารตัวอย่างที่พอยางทราบมาบ้างแล้วว่าเป็นสารพวกใด จึงจะทำให้ทำโปรแกรมของสารมาตรฐานได้อยู่ดี เช่น ทราบมาว่าสารตัวอย่างเป็นพวกแอลกอฮอล์แต่ไม่ทราบว่ามีคาร์บอนกี่ตัว เรายังเลือกทำโปรแกรมของสารมาตรฐานแอลกอฮอล์ที่มีจำนวนคาร์บอนต่างๆ กัน เมื่อเทียบกับ Retention time ของสารมาตรฐานก็สามารถบอกได้ว่าสารตัวอย่างเป็นแอลกอฮอล์ชนิดใด เป็นด้านล่างการวิเคราะห์หาปริมาณสามารถทำได้โดยการทำโปรแกรมของสารละลายน้ำที่

ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนจากการวัด peak height หรือ peak area ของสารตัวอย่างเทียบกับสารมาตรฐานจะทำให้หาความเข้มข้นของสารตัวอย่างได้ในการทดสอบที่สามารถควบคุมสภาวะของการทดสอบได้คงที่ในการทำโคม่าโทแกรมของสารมาตรฐานกับสารตัวอย่างและประสิทธิภาพของคอลัมน์ให้ resolution ที่ดีมาก เราสามารถใช้ peak height สำหรับการเทียบหาปริมาณของสารตัวอย่างได้แต่ในการทดสอบทั่วไปการควบคุมสภาวะของการทดสอบให้เหมือนกันทุกอย่างทำได้ยาก ดังนั้นการหาปริมาณควรหาจาก peak area พื้นที่ของ peak จะสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณความเข้มข้น เช่นเดียวกับ peak height การหา peak area สามารถคำนวณได้แบบเดียวกับการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม



### จุดประสงค์ของการทดสอบ

1. เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือก้าชโกรมาโทกราฟ สำหรับการทดสอบเรื่อง gas-liquid chromatography (GLC)
2. วิเคราะห์ว่าสารตัวอย่างที่ได้รับคือสารใด

### อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ


1. เครื่องมือก้าชโกรมาโทกราฟ 1 ชุด
2. เข็มฉีดสารตัวอย่างขนาดไมโครลิตร

## สารที่ใช้ในการทดลอง

1. toluene
2. p-Xylene
3. methyl acetate
4. สารตัวอย่างที่เป็นตัวตัวหนึ่งของสารที่ใช้เป็นมาตรฐาน

## วิธีการทดลอง

1. เปิดเครื่องมือก๊าซ โปรแกรมโทกราฟทึ้งไว้ก่อนอย่างน้อย 30 นาที
2. ผ่านก๊าซตัวพาในโทรเจนไปในคอลัมน์ก่อนฉีดสารตัวอย่าง
3. ใช้เข็มฉีดคุณสาร toluene นา 5  $\mu$ l
4. ฉีดสาร toluene ลงในคอลัมน์ การฉีดต้องจับเข็มให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้าง ใช้มือซ้ายจับที่ก้านเข็ม และมือขวาดึงหัวฉีดให้สารตัวอย่างเข้าไปในคอลัมน์ ต้องระวังก้านฉีดกระเด็นหลุด เพราะความดันภายในคอลัมน์สูง และระวังปลายเข็มชนกับขอบโลหะของคอลัมน์ทำให้เข็มคงอยู่ได้
5. ทำการรีอย่างลับบนกราฟในตำแหน่งที่ฉีดสารลงในคอลัมน์ พร้อมบันทึกโปรแกรม
6. ทำการโปรแกรมของ p-Xylene และ methyl acetate ด้วยวิธีเดียวกันกับ toluene ในข้อ 3-5
7. นำสารตัวอย่างที่อาจารย์ผู้ควบคุมแยกให้ทำการหาโปรแกรม เช่นเดียวกันกับข้อ 3-5
8. เมื่อทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้วต้องรอให้อุณหภูมิของคอลัมน์ injection port และ detector ลดลงเท่ากับอุณหภูมิห้องเสียก่อน จากนั้นจึงปิดเครื่อง
9. ให้ใช้อะซิโตนทำความสะอาดเขี้มฉีดสารตัวอย่าง โดยดูดเอาอะซิโตนเข้าออกจากเขี้มฉีดสารตัวอย่าง 2-3 ครั้ง แล้วเอาก้านออก ทึ้งไว้ให้แห้ง
10. จากโปรแกรมของสารตัวอย่างวัดค่า retention time เทียบกับของ toluene , p-Xylene และ methyl acetate เพื่อหาว่าสารตัวอย่างที่ได้รับคือสารชนิดใด



## การหาปริมาณแอลกอฮอล์ในสุราโดยวิธี กําชโครโนทกราฟี

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เช่นเดียวกับการทดลองที่ 12.3

### จุดประสงค์ของการทดลอง

- เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคอลัมน์
- เพื่อหาชนิดของแอลกอฮอล์ในสุรา
- เพื่อหาปริมาณของแอลกอฮอล์ในสุรา
- เพื่อหาความสามารถในการแยกของคอลัมน์

### อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- ขวดวัสดุปริมาตร
- ปีเปต
- Syringe ขนาด  $10 \mu\text{l}$
- เครื่องมือกําชโครโนทกราฟี “Bendix”
- คอลัมน์ 10% Carbowax ยาว 20 เมตร (66.67 ฟุต)
- Flame ionization detector

### สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

- แอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ : MeOH , EtOH , 1-propanol , n-butanol , 3-pentanol , ฯลฯ
- ตัวอย่างสุราชนิดต่างๆ
- กําชตัวพา  $\text{N}_2$
- กําชเชื้อเพลิง  $\text{H}_2 + \text{อากาศ}$

## วิธีทดลอง

1. เปิดเครื่องมือก๊าซ โกรนา โทกราฟีเพื่อคุณไว้อ่านอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

2. ตั้งเงื่อนไขเครื่องมือดังนี้ (ตั้งเมื่อพร้อมที่จะฉีดสาร)

ก๊าซตัวพา : flowrate = 0.5

ก๊าซเชื้อเพลิง :  $H_2$  , flowrate = 4.0

: Air , flowrate = 4.0

อุณหภูมิของกอตันน์ :  $68^{\circ}C$

อุณหภูมิของ injector :  $130^{\circ}C$

อุณหภูมิของ detector :  $150^{\circ}C$

3. เตรียมสารละลายของเอธิลแอลกอฮอล์ในน้ำให้มีความเข้มข้นต่างๆ กันโดยบีเป็ตเอธิล  
แอลกอฮอล์มา 0 , 1.0 , 3.0 , 5.0 , 7.0 , 9.0 และ 10.0 มล. ใส่ลงในขวดปรินาตราขนาด 100 มล.  
ตามลำดับ แล้วจ่อจากด้านหลังกลับเข้าไป

4. ฉีดสารคือไปนีจานวน 1.0  $\mu l$  เข้าไปในเครื่องก๊าซ โกรนา โทกราฟี ตามลำดับโดยด้องกด  
ปุ่ม “reverse” ของเครื่อง recorder ไปพร้อมๆ กับการฉีดสารตัวอย่าง

- Methyl alcohol

- Ethyl alcohol

- 1-propanol

- n-butanol

-3-pentanol

ให้วัดค่ารีเทนชัน ใหม่จากพิกของสารแต่ละตัว และสังเกตลักษณะพิกของแต่ละสาร

5. ฉีดสารผสมของสารทั้ง 5 ชนิด ในข้อ 4 ขนาด 1.0  $\mu l$  แล้วบันทึกโกรนา โทแกรม ให้วัด  
ค่ารีเทนชัน ใหม่จากพิกที่ได้ของสารแต่ละตัว และสังเกตลักษณะพิกที่เกิดขึ้นเทียบกับข้อ 4

6. ฉีดสารตัวอย่างสูตร 1.0 มล แล้วบันทึกโคมนาไฟแกรน พิจารณาเทียบรีเทนชันไทด์ของสารตัวอย่างกับรีเทนชันไทด์ของสารทั้ง 5 ชนิด สรุปให้ได้ว่าแอลกอฮอล์ในสารตัวอย่างสูตรคือ แอลกอฮอล์ชนิดใด

7. ฉีดสารละลายของเอธิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นต่างๆ กันจากการเตรียมในข้อ 3 แล้ว บันทึกโคมนาไฟแกรน

8. นำสูราเยื่อห่อต่างๆ ฉีดเข้าเครื่องถ่ายโคมนาไฟกราฟ แล้วบันทึกโคมนาไฟแกรน

### การวิเคราะห์ข้อมูล

1. จากโคมนาไฟแกรนที่ได้จากการทดลองข้อ 7 ให้นำมาวัดความสูงของพิกແล้าสร้างกราฟ นาทรูานะระหว่างเปอร์เซนต์ของเอธิลแอลกอฮอล์เทียบกับความสูงของพิก

2. จากความสูงของพิกสูรานิดต่างๆ ให้หาเปอร์เซนต์ของเอธิลแอลกอฮอล์ในสูราจาก กราฟนาทรูานที่สร้างได้

3. จากโคมนาไฟแกรนของสารผสมทั้ง 5 ชนิด ที่ได้จากการทดลองในข้อที่ 5 ให้วัดค่ารีเทนชันไทด์และความกว้างของพิก เพื่อนำมาคำนวณหาประสิทธิภาพของคอลัมน์ซึ่งอธิบายได้ในเทอมของ HETP (H)

$$H = L/N$$

$$N = (4 t_{R_2} / W)^2$$

เมื่อหาจำนวนเพลต N จาก  $t_{R_2}$  และ W ของสารแต่ละชนิดได้แล้ว ให้นำมาหาจำนวนเพลต N เฉลี่ยของคอลัมน์ จากนั้นจึงหาค่า H เมื่อทราบความกว้างของคอลัมน์เท่ากับ 20.0 เมตร

4. จากโคมนาไฟแกรนของสารผสมทั้ง 5 ชนิด ที่ได้จากการทดลองในข้อที่ 5 ให้วัดค่ารีเทนชันไทด์และความกว้างของพิก เพื่อนำมาคำนวณหากำลังแยก (resolution) ของคอลัมน์โดยเทียบกับ พิกที่ 1 จากสูตร

$$R = 2(t_{R_2} - t_{R_1}) / (W_1 + W_2)$$

## คำถาม

1. ท่านคิดว่าการวิเคราะห์วิธีกําชั้นในมาโทกราฟ เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์หาความแรง (degree) ของสูตร้าได้ดีหรือไม่ ง่ายขึ้นบ้าง
2. เมตุใดจึงต้องใช้คอลัมน์ 10% carbowax ในการทดลองนี้ จะใช้คอลัมน์ชนิดอื่นได้ดีหรือไม่
3. ค่า  $t_r$  ใช้บวกออกลักษณ์ของสารที่แยกออกจากกันได้ดีเพียงใด
4. ยุณหภูมิที่ใช้ในการทำกําชั้นในมาโทกราฟมีค่าสูงขนาดใด