


บทปฏิบัติการที่ 14

การย่อยสลายเซลลูโลสโดยจุลินทรีย์ในดิน


เซลลูโลส (cellulose) เป็นโพลีแซ็กคาไรด์ที่พบมากในธรรมชาติ ประกอบด้วยหน่วยของ เมตา-กลูโคส (β -glucose) เชื่อมกันด้วย 1, 4 - กลูโคซิดิกบอนด์ (1, 4 - glucosidic bond), ถ้ากลูโคส 2 โมเลกุล เชื่อมกันด้วย เมตา - 1, 4 กลูโคซิดิกบอนด์ได้เป็นเซลโลไบโอส (cellobiose) โมเลกุลของเซลลูโลสประกอบด้วยเซลโลไบโอส 1,000 - 10,000 หน่วยเชื่อมต่อกัน ซึ่งมักจะไมละลายน้ำ พวกที่ละลายน้ำได้อยู่ในรูปคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxymethyl cellulose)



จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสได้ มีทั้งพวกแอโรบ, แอนแอโรบ, มีไซติกและเทอร์โมฟิลิกแบคทีเรีย, ฟังไจ และแอกติโนมัยสิต จุลินทรีย์เหล่านี้จะย่อยสลายเซลลูโลสได้ในสภาวะแวดล้อมแตกต่างกัน โดยผลิตเอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) ซึ่งเป็นอะเดียปทีฟเอนไซม์ (adaptive enzyme) ถูกสร้างเมื่อมีเซลลูโลสมากระตุ้น จึงสามารถตรวจหา เซลลูเลสที่มีอยู่ในดินเพื่อแสดงว่ามีการสลายเซลลูโลสในดินหรือไม่

เอ็นไซม์ที่จุลินทรีย์สร้างในการย่อยสลายเซลลูโลสมีหลายชนิดเรียกรวมว่าเซลลูเลส ใ้แก่ C_1 หรือเอ็กโซกลูคาเนส (exoglucanase) จะสลายเมตา - 1, 4 กลูโคซิกมอнокจากปลายค่านอกของสายเซลลูโลสเข้ามาที่ละ 2 โมเลกุล, C_x หรือเอ็นโดกลูคาเนส (endoglucanase) จะสลายเมตา - 1, 4 กลูโคซิกมอнокแบบสุ่มภายในสายของเซลลูโลส และเมตา-กลูโคซิเดส (β -glucosidase) จะสลายเมตา - 1, 4 กลูโคซิกมอнокของเซลโลไบโอส เป็นต้น

ENZYMIC BREAKDOWN 3 enzymes : C_1 , C_x , β -glucosidase



วัตถุประสงค์

ตรวจหาการทำงานของเอ็นไซม์เซลลูเลสที่มีอยู่ในดินด้วยวิธีไดไนโตรซาลิสิก (dinitrosalicylic) และหาปริมาณจุลินทรีย์พวกแอโรบิกไมโซฟิลิกในดินที่สลายเซลลูโลสด้วยวิธีเอ็ม-ที-เอ็น

อุปกรณ์

1. กิ่งตัวอย่าง
2. น้ำกลั่นมาเชื้อในขวดฝาเกลียว 90 มล. 3 ขวด, 100 มล. 2 ขวด
3. น้ำกลั่น
4. บีเบต 1 มล., 10 มล.
5. หลอดทดสอบ
6. สไลด์
7. กล้องจุลทรรศน์
8. เครื่องปั่น (blender)
9. เครื่องปั่นตกตะกอนที่มีอุณหภูมิต่ำ (refrigerated centrifugation)
10. เครื่องวัดความทึบ (spectrophotometer)
11. อ่างต้มน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้ (water bath)
12. กัญโคส
13. หลอดบรรจุอาหาร เลี้ยง เชื้อสำหรับจุลินทรีย์พวก เชตดูโลไต์... ซึ่งมี
กระดานกรองขนาด 1×6 ซม.² อยู่
14. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (phosphate buffer) 0.01 โมลาร์ (M) พีเอช 7
15. กรด 3, 5 ไคโนโครซาลิซิลิก
16. เอทานอล 95%
17. สีนอล-อีริโทรซิน (phenol-erythrocin)
18. สีคริสตอลไวโอเลต (crystal violet)

วิธีปฏิบัติ

การหาการทำงานของ เซลล์ เลสในคืนควยวีโคไนโตรซาลิซิลิก

1. เตรียมน้ำละลายกินความเจือจาง 1 : 2 โคโยใช้ฟอสเฟตบัพเฟอร์ 0.01 โมลาร์ พีเอช 7
 2. นำมาบั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันในเครื่องบั่นนาน 5 นาที
 3. บั่นแยกตะกอนและน้ำใสออกจากกันด้วยเครื่อง เซนติฟิวจ์ความเร็ว $15,000 \times G$ อุณหภูมิ 4 °ซ. นาน 1 ชม. รินส่วนน้ำใสแยกออกมา
 4. หาการทำงานของ เอ็นไซม์เซลล์ เลส โดยกุกส่วนน้ำใสจากข้อ 3. ใส่หลอดทดสอบ 1 มล. เติมฟอสเฟตบัพเฟอร์ 0.01 โมลาร์พีเอช 7 1 มล. ลงไปผสมกัน และใส่กระดาษกรองขนาด 1×6 ซม.² 1 ชั้น (ทำ 2 ชั้น) บนที่อุณหภูมิ 50 °ซ. 1 ชม.
 5. วัดปริมาณรีดิวซิงกุกคาร์ (reducing sugar)
 - 5.1 เติมกรก 3, 5 โคไนโตรซาลิซิลิก 3 มล. ลงในหลอดทดสอบ จากข้อ 4.
 - 5.2 ตั้งในอ่างน้ำร้อนอุณหภูมิ 100 °ซ. นาน 5 นาที แล้วทำให้เย็นทันที
 - 5.3 กุกสารละลายจากข้อ 5.2 1 มล. ใส่ในหลอดทดสอบ เติมน้ำกลั่น 8 มล. เขย่าให้เข้ากันสม่ำเสมอ วัดความขุ่นด้วยสเปกโตรมิเตอร์ 20 ที่ 550 นาโนเมตร โคโยใช้บัพเฟอร์ เป็นสารละลายที่ไวต่อความขุ่นเพิ่มขึ้น
 - 5.4 เปรียบเทียบความขุ่นเพื่อหาค่ารีดิวซิงกุกคาร์จากเส้นกราฟมาตรฐาน
6. การทำเส้นกราฟมาตรฐาน
 - 6.1 ละลายกลูโคสที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (100 - 3,000 ไมโครกรัม) แต่ละความเข้มข้นในบัพเฟอร์ 1.5 มล.

- 6.2 เค็มกรก 3, 5 ไคโนโครซาลิซิลิก ลงไปผสมกับสารละลายกลูโคส
หลอดละ 3 มล.
- 6.3 ทิ้งในอ่างน้ำร้อนอุณหภูมิ 100° ซ. 5 นาที แล้วทำให้เย็นทันที
- 6.4 ศึกษาระลายจากข้อ 6.3 1 มล. ใส่ในหลอดทดสอบ เค็ม
น้ำกลั่น 9 มล. เขย่าให้เข้ากันสม่ำเสมอ วัดความขุ่นด้วย
สเปกโตรนิค 20 ที่ 550 นาโนเมตร ไซม์ฟอสเฟอรัส เป็นสาร
ละลายที่ไม่มีความขุ่นเทียบ
- 6.5 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลาย
กลูโคสกับความขุ่น

การหาปริมาณจุลินทรีย์พวกแอโรบิกมีโซฟิลิกในกินที่ละลาย เซลลูโลสด้วยวิธี เอ็ม-พี-เอ็น

- 1. เตรียมน้ำละลายกินเจือจาง 1 : 10, 1 : 10², 1 : 10³, 1 : 10⁴,
1 : 10⁵
- 2. ศึกษาน้ำละลายกินความเจือจางละ 1 มล. ใส่ลงในหลอดบรรจุอาหาร
สำหรับ เซลลูโลสไลติกที่มีกระดองกรอง เป็นแหล่งของ เซลลูโลส ทำทุกความเจือจาง ความ
เจือจางละ 5 ซ้ำ
- 3. ทำหลอดคุมเปรียบเทียบ 3 หลอด
- 4. บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 4 สัปดาห์
- 5. บันทึกผลหลอดที่มีการ เจริญเติบโต และคำนวณหาปริมาณจุลินทรีย์ที่ละลาย
เซลลูโลสต่อกิน 1 กรัม จากตาราง เอ็ม-พี-เอ็น ดังนี้

$$\text{ปริมาณจุลินทรีย์ที่สลายเซลลูโลสในดิน} = \frac{x}{b}$$

x = ค่าจากตาราง เอ็ม-ที-เอ็นที่นำผลจากการทดลองไปเทียบได้

b = ค่าความเงิองของน้ำละลายดินน้ำหนักกลางใน 3 ความเงิองที่ใช้ผลไปอ่านในตาราง

การตรวจสอบการเจริญเติบโต

1. เซย่าหลอกอาหารที่มีน้ำละลายดินอยู่แรง ๆ คุณลักษณะความขุ่นของกระเพาะกรอง เปรียบเทียบกับในหลอกคุม

2. นำกระเพาะกรองวางบนแผ่นสไลด์ แฉในเอธานอล 95 เปอร์เซ็นต์

3. ย้อมสีฟีนอล-อีโรโทรซิน 2 - 3 นาที

4. ล้างน้ำให้สะอาด

5. ย้อมทับด้วยสีกิริสคอลลิวโอเลท 5 - 10 นาที

6. ศึกษารูปร่างลักษณะของ เชื้อที่เจริญอยู่บนกระเพาะกรองด้วยกล้องจุลทรรศน์ และวาดภาพแสดงลักษณะไว้

คำถาม

1. จง เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบจุลินทรีย์ในดินที่ย่อยสลายเซลลูโลสของทั้ง 2 วิธี?

2. จุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายเซลลูโลสในดิน มีอะไรบ้าง?

3. เอ็นไซม์เซลลูเลสของจุลินทรีย์ทุกชนิดจะทำงานได้ดีที่พีเอช 7 ใช่หรือไม่?

ตารางแสดงปริมาณเงินเหรียญในคืนที่มีโอกาสพบไข่มากที่สุด (เริ่ม-ที่-เงิน)

Code			X	P	Code			X	P	Code			X	P
10	10	10	100.0	100.0	10	10	0	2.40	3.4	10	9	0	1.70	5.30
10	10	9	23.0	38.7	10	9	9	6.07	0.01	10	8	7	3.10	0.01
10	10	8	16.2	30.2	10	9	8	5.26	0.04	10	8	6	2.78	0.14
10	10	7	12.0	26.2	10	9	7	4.58	0.27	10	8	5	2.49	0.56
10	10	6	9.18	25.0	10	9	6	3.98	0.85	10	8	4	2.21	1.64
10	10	5	7.02	24.2	10	9	5	3.46	2.25	10	8	3	1.96	4.50
10	10	4	5.42	23.4	10	9	4	2.98	4.80	10	8	2	1.71	8.46
10	10	3	4.28	21.7	10	9	3	2.63	8.57	10	8	1	1.50	10.83
10	10	2	3.49	17.3	10	9	2	2.28	11.77	10	8	0	1.30	7.21
10	10	1	2.75	10.2	10	9	1	1.97	11.02	10	7	6	2.19	0.01
10	7	5	1.95	0.20	10	6	3	1.25	0.59	10	4	5	1.073	0.01
10	7	4	1.74	0.80	10	6	2	1.09	2.73	10	4	4	0.943	0.07
10	7	3	1.53	2.57	10	6	1	0.933	8.42	10	4	3	0.818	0.48
10	7	2	1.33	6.17	10	6	0	0.792	10.73	10	4	2	0.700	2.26
10	7	1	1.16	10.01	10	5	5	1.30	0.02	10	4	1	0.589	7.97
10	6	6	1.01	9.33	10	5	4	1.15	0.14	10	4	0	0.493	14.99
10	6	5	1.75	0.01	10	5	3	1.02	0.91	10	3	4	0.773	0.02
10	6	4	1.54	3.08	10	5	2	0.872	3.30	10	3	3	0.662	0.24
10	6	3	1.41	0.11	10	5	1	0.742	8.94	10	3	2	0.561	1.80
10	6	2	1.25	0.59	10	5	0	0.622	12.68	10	3	1	0.474	6.93
10	5	4	399	17.67	10	0	2	.314	0.15	9	5	1	.372	0.86
10	5	3	.631	0.01	10	0	2	.268	1.44	9	5	0	.334	1.78
10	5	2	.534	0.12	10	0	0	.231	7.95	9	4	3	.408	0.02
10	5	1	.455	9.99	9	8	0	.499	0.03	9	4	2	.365	0.22
10	4	4	.368	5.30	9	7	1	.488	0.02	9	4	1	.324	1.13
10	4	3	.329	18.14	9	7	0	.435	0.17	9	4	0	.290	3.58
10	4	2	.442	0.04	9	6	2	.474	0.06	9	3	3	.362	0.04
10	4	1	.376	0.60	9	6	1	.425	0.23	9	3	2	.324	0.26
10	3	3	.317	3.71	9	6	0	.381	0.56	9	3	1	.288	1.77
10	3	2	.275	15.14	9	5	2	.416	0.10	9	3	0	.255	6.23
9	6	3	.215	0.03	8	6	0	.270	0.11	8	2	2	.210	0.14
9	6	2	.231	0.25	8	5	1	.267	0.11	8	2	1	.188	1.24
9	6	1	.253	2.19	8	5	0	.242	0.46	8	2	0	.169	7.12
9	5	4	.223	9.53	8	4	2	.266	0.04	8	1	2	.187	0.11
9	5	3	.249	0.19	8	4	1	.240	0.33	8	1	1	.166	1.46
9	5	2	.221	1.84	8	4	0	.217	1.47	8	1	0	.147	9.31
9	5	1	.193	9.03	8	3	2	.239	0.06	8	0	2	.166	0.06
9	4	4	.217	0.07	8	3	1	.214	0.77	8	0	1	.146	0.88
9	4	3	.191	0.79	8	3	0	.193	3.73	8	0	0	.128	6.41
9	4	2	.164	5.02	8	2	3	.233	0.01	7	6	0	.212	0.02
9	4	1	.209	0.09	7	2	0	.133	5.49	6	4	0	.139	0.32
9	3	4	.151	0.16	7	1	2	.149	0.08	6	3	2	.153	0.01
9	3	3	.155	0.01	7	1	1	.132	1.10	6	3	1	.138	0.20
9	3	2	.165	0.12	7	1	0	.116	8.98	6	3	0	.123	1.35
9	3	1	.171	0.68	7	0	2	.132	0.03	6	2	2	.137	0.03
9	2	4	.188	0.03	7	0	1	.116	0.80	6	2	1	.122	0.45
9	2	3	.169	0.35	7	0	0	.101	7.92	6	2	0	.107	4.12
9	2	2	.152	2.44	6	5	0	.155	0.08	6	1	2	.121	0.06
9	2	1	.167	0.04	6	4	2	.171	0.00	6	1	1	.106	0.87
9	1	4	.150	0.78	6	4	1	.155	0.04	6	1	0	.092	8.73
8	6	4	.106	0.04	5	2	0	.086	3.36	4	3	0	.080	0.43
8	6	3	.092	0.83	5	1	2	.099	0.03	4	2	1	.080	0.16
8	6	2	.078	0.77	5	1	1	.086	0.58	4	2	0	.068	2.16
8	6	1	.126	0.04	5	1	0	.073	8.28	4	1	2	.080	0.01
8	5	4	.127	0.02	5	0	2	.085	0.01	4	1	1	.068	0.50
8	5	3	.114	0.14	5	0	1	.072	0.79	4	1	0	.056	7.21
8	5	2	.113	0.08	5	0	0	.060	12.10	4	0	2	.067	0.02
8	5	1	.100	0.79	4	5	0	.106	0.02	4	0	1	.056	0.76
8	4	4	.113	0.01	4	4	0	.093	0.06	4	0	0	.045	14.62
8	4	3	.099	0.28	4	3	1	.092	0.03	3	4	0	.076	0.04
8	3	4	.086	0.00	3	0	0	.032	18.64	1	2	1	.038	0.02
8	3	3	.075	0.02	2	4	0	.062	0.02	1	2	0	.029	0.53
8	3	2	.064	0.23	2	3	0	.051	0.11	1	1	1	.028	0.12
8	3	1	.064	0.09	2	2	0	.041	3.95	1	1	0	.019	4.76
8	2	4	.053	1.53	2	1	1	.040	0.02	1	0	1	.019	0.34
8	2	3	.064	0.01	2	1	0	.030	6.01	1	0	0	.110	34.58
8	2	2	.055	0.31	2	0	2	.040	0.01	0	2	0	.018	0.21
8	2	1	.043	7.06	2	0	1	.030	0.41	0	1	1	.018	0.04
8	1	4	.050	3.82	2	0	0	.020	24.13	0	1	0	.009	3.05
8	1	3	.042	0.51	1	3	0	.038	0.04	0	0	1		0.26

รายงานผลปฏิบัติการที่ 14

ชื่อ _____ รหัสประจำตัว _____
วันที่ _____ กลุ่มที่ _____ ผู้ร่วมงาน _____

จงเขียนแผนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของกลูโคสกับความดัน

การทำงานของ เซลล์ เลสในดิน

	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย
การวัดความชื้นของริทริกซ์กึ่งการ			

เทียบความชื้นที่อ่านได้จากกราฟมาตรฐานจะมีริทริกซ์กึ่งการ _____

บันทึกผลหาค่าอาหารที่มีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ตายเซลล์โลส

หลอดที่ ความเจือจาง	1	2	3	4	5	รวม	คูณด้วย 2
1 : 10							
1 : 10 ²							
1 : 10 ³							
1 : 10 ⁴							
1 : 10 ⁵							

$x =$ _____ $b =$ _____

ปริมาณจุลินทรีย์ที่ตายเซลล์โลสในดิน 1 กรัม = $\frac{x}{b} =$ _____