


## บทปฏิบัติการที่ 7

### การหาปริมาณแบคทีเรียในดิน

แบคทีเรีย เป็นจุลินทรีย์พวกโปรแคริโอติกเซลล์ (prokaryotic cell) มีลักษณะเป็นเซลล์เดี่ยว ขนาด 0.001 - 0.005 มม. ขยายพันธุ์ไ้รวดเร็ว ในดินที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียถึง  $10^7$  เซลล์ต่อกินแห้ง 1 กรัม มีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดขบวนการต่าง ๆ ในดินหลายอย่าง ได้แก่ การสลายอินทรีย์วัตถุในดิน ขบวนการไนตริฟิเคชัน (nitrification) ขบวนการดีไนตริฟิเคชัน (denitrification) ขบวนการไนโตรเจนฟิกเซชัน (nitrogen fixation) ขบวนการซัลเฟอร์ออกซิเดชัน (sulfur oxidation) และขบวนการซัลเฟตรีดักชัน (sulfate reduction) เป็นต้น

เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เมื่อเจริญรวมกันเป็นกลุ่มก้อนหรือโคโลนีในอาหารแข็งจึงสามารถตรวจพบได้ ถือว่า 1 โคโลนีเจริญมาจากจุลินทรีย์ 1 เซลล์ การนับจำนวนโคโลนีของจุลินทรีย์ที่เจริญในอาหารแข็ง เรียกว่า อะการ์เพลต-เมธอด (agar plate method) เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการหาปริมาณจุลินทรีย์ในดิน โดยนำดินตัวอย่างมาเพาะเลี้ยงในหม้อจิบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ สภาพแวดล้อมและระยะเวลาในการบ่มเชื้อ เป็นต้น

จุลินทรีย์ในดินมีปริมาณมากมักจะเกาะอยู่กับอนุภาคของดิน และมีหลายชนิดปะปนกันอยู่ จึงมักจะทำให้ดินตัวอย่าง เจือจางและหลุกกระจายอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะนำไปเลี้ยงในอาหารแข็ง เรียกว่า ไคลูชันเพลต-เมธอด (dilution plate method) ชนิดและจำนวนโคโลนีของจุลินทรีย์ที่นับไ้จะแตกต่างกันไปตามหม้อจิบที่ใช้ในการเลี้ยงเชื้อ ปริมาณจุลินทรีย์ที่นับไ้จึงมักจะต่ำกว่าที่เป็นจริง แต่เป็นวิธีที่สะดวกและเหมาะสมกับจุลินทรีย์ที่เจริญเป็นโคโลนี เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และแอกติโนมัยซีต เป็นต้น



ลักษณะรูปร่างแบบต่างๆของแบคทีเรียที่พบในดิน (A) rods.; (B) cocci; (C) spirilla; (D) spirochaetes; (E) bacilli with spores; (F) stalked cells; (G) branched cells and Y-shaped cells; (H) vibrio; (I) budding cells; (J) club-like cells.

### วัตถุประสงค์

หาปริมาณแบคทีเรียในดินตัวอย่างด้วยวิธีไคโรซันเพลต

### อุปกรณ์


1. ดินตัวอย่างย้งแห้งในอากาศ และบดแล้ว
2. จานเลี้ยง เชื้อ
3. ปิเปต 1 มล., 10 มล.

4. น้ำกลั่นฆ่าเชื้อในขวดฝาเกลียวขวดละ 90 มล. 4 ขวด, 100 มล. 2 ขวด
5. อาหารวุ้น 3 ชนิดคือ
  1. Nutrient **Agar**
  2. Diluted Nutrient Agar
  3. Soil Extract **Agar**
6. เครื่องซั่ง

### วิธีปฏิบัติ



#### การเตรียมน้ำละลายดินที่มีความเจือจางต่าง ๆ

1. ทำซีกเครื่องหมายแสดงระดับน้ำบนขวดน้ำกลั่น 100 มล. ใช้ปิเปตดูดน้ำกลั่นออก 10 มล.
2. ชั่งดินหนัก 10 กรัม ใส่ลงในขวดน้ำกลั่นที่ทำเครื่องหมายไว้ (จากข้อ 1.) เติมน้ำกลั่นฆ่าเชื้อลงไปให้มีปริมาตรทั้งหมดเป็น 100 มล. ตามซีกเครื่องหมายที่ทำไว้ เขย่าแรง ๆ ประมาณ 25 - 30 ครั้ง ดินตัวอย่างมีความเจือจาง 1 : 10
3. (ทิ้งไว้ 2 - 3 นาทีเพื่อให้อนุภาคดินขนาดใหญ่อตกตะกอน) ใช้ปิเปตดูดน้ำละลายดินเจือจาง 1 : 10 ปริมาตร 10 มล. ใส่ลงในขวดน้ำกลั่นฆ่าเชื้อ 90 มล. เขย่าแรง ๆ ประมาณ 25 - 30 ครั้ง ดินตัวอย่างมีความเจือจาง 1 : 10<sup>2</sup>
4. ทำเช่นเดียวกับข้อ 3. จนกระทั่งได้ดินตัวอย่างมีความเจือจาง 1 : 10<sup>6</sup> (ไม่ควรตั้งดินที่ความเจือจางต่าง ๆ ไว้นานกว่า 10 นาที)



ฉะการ-เพดก-เมรอก

1. กูกน้ำตละลายกินที่ความเจือจางพอเหมาะ 3 ความเจือจางคือ  $1 : 10^4$ ,  $1 : 10^5$ ,  $1 : 10^6$  ใต้งในจานเลี้ยงเชื้อจากละ 1 มล. ความเจือจางละ 3 ซ้ำต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ชนิก
2. ทำจานเลี้ยงเชื้อเปรียบเทียบ (จานคุม) อย่างน้อย 2 จานต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ชนิก โดยใช้น้ำกลั่นฆ่าเชื้อ 1 มล. แทนน้ำละลายกินเจือจาง
3. เทอาหารเลี้ยงเชื้อที่หลอดเหลว อุณหภูมิประมาณ  $45^{\circ}$  ซ. ลงในจานเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ในข้อ 1. และ 2. หยุนจานอาหารในทิศทางตามเข็มนาฬิกา, ทวนเข็มนาฬิกา, เลื่อนจานไปข้างหน้าและมาข้างหลัง, ซ้ายและขวา อย่างละ 5 ครั้ง ระวังไม่ให้อาหารเลี้ยงเชื้อกระดกเปื้อนฝ่าจาน
4. เมื่ออาหารแข็งตัว กลับจานเลี้ยงเชื้อ นำไปบ่มที่อุณหภูมิห้องประมาณ 3 - 5 วัน
5. นับจำนวนโคโลนีก่อนที่จะขยายขนาดแม่ไปคลุมทับกันจากจานเลี้ยงเชื้อที่มีโคโลนีอยู่ระหว่าง 20 - 200 โคโลนี



6. กำหนดหาปริมาณมักเทรีโนดินจากสูตร

$$\text{จำนวนโคโลนีต่อกิน 1 กรัม} = \frac{\text{จำนวนโคโลนีที่อ่านได้เชิงเชื้อ (เฉลี่ย)}}{\text{ปริมาตรน้ำละลายดินเชื้อจาง/จานเลี้ยงเชื้อ} \times \text{ความเจือจางของกินตัวอย่าง}}$$

คำถาม

1. จงบอกถึงข้อดีและข้อเสียของวิธีโคจูนันเพลท ?
2. การหาปริมาณมักเทรีโนดินมีวิธีใดบ้าง ?
3. อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อจุลินทรีย์ทั่วไป ควรมีคุณสมบัติอย่างไร ?
4. อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในการทดสอบชนิดโค เหมาะสมกับมักเทรีโนดินมากที่สุด
5. ปริมาณมักเทรีโนดินที่นับได้ แตกต่างจากปริมาณมักเทรีโนดินอย่างไร จงอธิบาย ?
6. จงบอกถึงหลักในการนับจำนวนโคโลนีและการเลือกข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดหาปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน ?
7. เราสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียอื่นที่ไม่ใช่เจริดูปะนกับมักเทรีโนดินได้อย่างไร ?

รายงานผลปฏิบัติการที่ 7

ชื่อ \_\_\_\_\_ รหัสประจำตัว \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ กลุ่มที่ \_\_\_\_\_ ผู้ร่วมงาน \_\_\_\_\_

บันทึกผลการหาปริมาณแบคทีเรียในดิน

ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ	ความเจือจางของดินตัวอย่าง	จำนวนโคโลนีต่อจานเลี้ยงเชื้อ			ค่าเฉลี่ยของจำนวนโคโลนี	จำนวนโคโลนีต่อดิน 1 กรัม
		1	2	3		
	1 : 10 <sup>4</sup>					
	1 : 10 <sup>5</sup>					
	1 : 10 <sup>6</sup>					
	จานรวม					
	1 : 10 <sup>4</sup>					
	1 : 10 <sup>5</sup>					
	1 : 10 <sup>6</sup>					
	จานรวม					
	1 : 10 <sup>4</sup>					
	1 : 10 <sup>5</sup>					
	1 : 10 <sup>6</sup>					
	จานรวม					