

## บทที่ 3

# การแยกและวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนวิธีการอย่าง ชัดเจน แยกและสกัดคาร์โบไฮเดรตจากพืชตัวอย่าง
2. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางคุณภาพวิเคราะห์ของคาร์โบไฮเดรตหรืออนุพันธ์ที่สกัดแยกมาได้
3. เพื่อให้นักเรียนรอบรู้บทบาทหลัก และวิธีการวิเคราะห์วิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรตในสารละลาย
4. เพื่อศึกษา ปฏิกริยา การเกิดของคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิด

### บทนำ


คาร์โบไฮเดรตจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีพบมากที่สุด มีสูตร empirical เป็น  $C_x(H_2O)_y$  หรือ "hydrates of carbon" ประกอบด้ยหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ polyhydroxy aldehydes หรือ ketones และอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง คาร์โบไฮเดรตสามารถแบ่งแยกออกได้ 3 ประเภทดังนี้

1. Monosaccharides มีสูตรทั่วไปเป็น  $(CH_2O)_n$  โดย n มีค่าเท่ากับ 3-7 ประกอบด้ย หมู่ hydroxyl หนึ่งข้อย 2 หมู่และหมู่ฟังก์ชันอื่น 1 หมู่เป็น aldehyde หรือ ketone ภายอาจจะเรียกชื่อตามหมู่ฟังก์ชันหลังว่า "aldose" หรือ "ketose" นอกจากนี้ยังสามารถเรียกชื่อตามจำนวนคาร์บอนได้ คือ triose (C=3), tetrose (C=4), pentose (C=5), hexose (C=6) และ heptose (C=7) สูตรโครงสร้างและแหล่งที่พบของ monosaccharides ได้สรุปในรูปที่ 3.1 - 3.2 และ ตารางที่ 3.1 ตามลำดับ


2. Oligosaccharides เกิดจาก monosaccharides 2-15 หน่วยต่อเชื่อมกันด้ยพันธะ covalent Oligosaccharides ชนิดที่พบบ่อยในธรรมชาติ คือ พวก disaccharides ซึ่งประกอบด้วย monosaccharides 2 หน่วยมาต่อกัน เช่น sucrose (น้ำตาลทราย หรือ cane sugar), maltose และ lactose (สูตรโครงสร้างแสดงในรูปที่ 3.3) แหล่งที่พบและความสำคัญของ disaccharides แต่ละตัวได้สรุปในตารางที่ 3.1

3. Polysaccharides ประกอบด้วย monosaccharides จำนวน 100-1,000 หน่วยมาต่อกันเป็นสายยาว ถ้าเป็น monosaccharides หรืออนุพันธ์ชนิดเดียวกัน จะเรียกว่า "homopolysaccharides" เช่น แป้ง (starch), glycogen, cellulose และ chitin

เป็นต้น แต่ถ้าประกอบด้วย monosaccharides หรือ อนุพันธ์มากกว่า 1 ชนิด จะเรียกว่า "heteropolysaccharides" เช่น hyaluronic acid, heparin และ murein เป็นต้น คุณสมบัติและแหล่งที่พบ polysaccharides ชนิดต่างๆ ได้สรุปในตารางที่ 3.2 ส่วนโครงสร้างของ polysaccharides บางตัวได้แสดงในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.1 แสดงสูตรโครงสร้างของ monosaccharides พวก "aldose"



รูปที่ 3.2 แสดงสูตรโครงสร้างของ monosaccharides พวก "ketose"


**ตารางที่ 3.1** แสดงแหล่งที่พบและความสำคัญของ monosaccharides และ disaccharides ที่พบทั่วไป

<u>ชนิดของคาร์โบไฮเดรต</u>	<u>แหล่งที่พบและความสำคัญ</u>
<u>monosaccharides</u>	
<u>Pentoses</u>	
L - Arabinose	พบในยางไม้และการหมักของ bacteria บางชนิดโดยพบในรูปของ pentosans
D - Arabinose	พบในส่วน glycoside ของเชื้อวัณโรค (tubercle bacilli)
D - Ribose	เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ RNA และยังพบใน coenzymes พวก NAD, FAD และ ATP
2-Deoxy-D-ribose	เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ DNA
<u>Hexoses</u>	
D - Glucose	เป็นสารอาหารที่สำคัญในการให้พลังงานของสิ่งมีชีวิต
D - Fructose	จัดเป็นน้ำตาลที่หวานที่สุด พบใน ผลไม้, น้ำผึ้ง และ น้ำอสุจิ (seminal fluid)
D - Galactose	เป็นส่วนประกอบของ glycolipids ที่พบในเนื้อเยื่อประสาท (nervous tissue)
<u>Disaccharides</u>	
Lactose	พบในน้ำนมและปัสสาวะของหญิงมีครรภ์
Maltose	ได้จากการย่อยสลายแป้ง (starch) ด้วยเอนไซม์ amylase และ พบในธัญพืชที่กำลังงอกและข้าวบาเลย์ (malt)
Sucrose	พบในพืช โดยเฉพาะอ้อยและหัวบีท (beet)


ตารางที่ 3.2 แสดงคุณสมบัติบางประการและแหล่งที่พบของ polysaccharides

Polysaccharide	ชนิดของ monosac.	คุณสมบัติและแหล่งที่พบ
Starch	$\alpha$ -D-glucose	-ประกอบด้วย amylose (เป็นสายยาวของ glucose ที่ต่อกันด้วยพันธะแบบ $\alpha$ 1-4 มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 50,000) และ amylopectin (เป็นสายยาวและกิ่งของ glucose ที่ต่อกันด้วยพันธะแบบ $\alpha$ 1-4 และ $\alpha$ 1-6 มีน้ำหนักโมเลกุล = $2 \times 10^5 - 1 \times 10^6$ ) ในอัตราส่วน 1 : 4 -เป็นคาร์โบไฮเดรตสะสมในพืชพวกมัน, ข้าวและธัญพืช
Glycogen	$\alpha$ -D-glucose	-ประกอบด้วย glucose ที่ต่อกันด้วยพันธะแบบ $\alpha$ 1-4 และ $\alpha$ 1-6 ทำให้เป็นสายยาวและกิ่งที่แตกแขนงมากมายมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ $1 \times 10^6 - 3 \times 10^6$ -เป็นคาร์โบไฮเดรตสะสมในสัตว์ โดยเฉพาะในตับและกล้ามเนื้อ
Cellulose	$\beta$ -D-glucose	-เป็นสายยาวของ glucose ที่ต่อกันด้วยพันธะแบบ $\beta$ 1-4 -เป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์พืช, สาหร่าย และ bacteria
Chitin	$\beta$ -D-N-acetyl-glucosamine	-เป็นสายยาวของอนุพันธ์ glucose ที่ต่อกันด้วยพันธะแบบ $\beta$ 1-4 -พบมากในเปลือกหรือกระดูก (exoskeleton) ของกุ้ง, ปู และแมลงต่างๆ
Hyaluronic acid	D-glucuronic-acid และ N-acetyl-D-glucosamine	-พบใน synovial fluid รอบข้อต่อ (joints) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่น (lubricant)
Heparin	D-glucuronic-acid และ N-acetyl-D-glucosamine sulfate	-ทำหน้าที่เป็นสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) พบตามผนังเส้นเลือดและปอด
Chondroitin sulfate	D-glucuronic-acid และ N-acetyl-D-galactosulfate	-พบในเนื้อเยื่อผิวหนังและกระดูกอ่อน


Lactose ( $\beta$  form) [ $O$ - $\beta$ -D-galactopyranosyl-(1  $\rightarrow$  4)- $\beta$ -D-glucopyranoside]






Sucrose [ $O$ - $\beta$ -D-fructofuranosyl-(2  $\rightarrow$  1)- $\alpha$ -D-glucopyranoside]




Maltose ( $\beta$  form) [ $O$ - $\alpha$ -D-glucopyranosyl-(1  $\rightarrow$  4)- $\beta$ -D-glucopyranoside]



**รูปที่ 3.3** แสดงสูตรโครงสร้างของ disaccharides




**รูปที่ 3.4** แสดงสูตรโครงสร้างของ polysaccharides บางตัว



**รูปที่ 3.5** แสดงสูตรโครงสร้างของ amylose สายตรง (a) amylopectin สายกิ่ง (b), amylose สายเกลียว (c), โมเลกุลของ amylopectin และ glycogen (d)

ปฏิบัติการในบทนี้จะนำพืชหัวประเภทมันชนิดต่างๆ มาทำการแยกและสกัดคาร์โบไฮเดรต เนื่องจากเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตจาก starch หรือแป้งที่มีราคาถูก และปลูกได้ง่ายในประเทศไทย โดยที่หัวแล้ว มันจะมีแป้งประมาณ 10-30 % นอกนั้นจะเป็นองค์ประกอบอื่นๆ เช่น น้ำ, น้ำตาลและโปรตีน เป็นต้น โครงสร้างของแป้งประกอบด้วย amylose และ amylopectin [ดูรูปที่ 3.5 (a) , (b) และ (c) ประกอบ] ในปริมาณ 10-20 % และ 80-90 % ตามลำดับ แป้งที่แยกออกมาได้ สามารถทดสอบด้วยการใช้สารละลายไอโอดีนในการย้อมสี โดยโมเลกุลของ I<sub>2</sub> จะแทรกตัวเข้าไปตรงส่วนที่เป็นแกนของเกลียว amylose ทำให้เกิดสีน้ำเงินขึ้น (ดูรูปที่ 3.6 ประกอบ)



**รูปที่ 3.6** แสดงการรวมตัวของ amylose กับ I<sub>2</sub> และปฏิกิริยาการเกิด furfural หรืออนุพันธ์ของ furfural (5-hydroxymethylfurfural) ของน้ำตาล pentose และ hexose

ส่วนพวก amylopectin หรือ glycogen ซึ่งมีโครงสร้างเป็นกิ่งก้านสาขา ดังแสดงในรูปที่ 3.5(d) เมื่อย้อมสีด้วยสารละลายไอโอดีนจะให้สีน้ำตาลแดงแทน เนื่องจากรูปร่างของโมเลกุลแบบเกลียวมีความยาวไม่เพียงพอต่อการเข้าแทรกของไอโอดีน และจะไม่เกิดสีของสารละลายไอโอดีนกับพวก disaccharide และ monosaccharide คาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลเล็กเหล่านี้สามารถทำการทดสอบได้โดยอาศัยคุณสมบัติ 2 ประการคือ




1. การเกิด furfural หรือ อนพันธ์ของ furfural


เมื่ออยู่ในสารละลายกรดเข้มข้น พันธะ glycosidic จะถูกทำลาย ทำให้โมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตสลายกลายเป็น monosaccharide จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาการคั่งน้ำออกจากโมเลกุลของ monosaccharide ให้ผลิตภัณฑ์เป็นพวก furfural หรืออนพันธ์ของ furfural ขึ้นอยู่กับชนิดของ monosaccharide นั้นๆ เช่น D-ribose ซึ่งเป็น pentose จะถูกคั่งน้ำออกมาได้ผลิตภัณฑ์เป็น furfural ส่วน D-glucose ซึ่งเป็น hexose จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น 5-hydroxymethyl furfural (ดูรูปที่ 3.6 ประกอบ)

สาร furfural และ 5-hydroxymethyl furfural ที่เกิดขึ้นนี้ สามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบ phenolic ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่เข้าทำปฏิกิริยา (reagent) และสารตั้งต้น จึงใช้เป็นวิธีการทดสอบคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ ได้ ดังนี้

- 1.1 Molisch test เป็นวิธีที่ใช้ทดสอบว่ามีคาร์โบไฮเดรตหรือไม่ reagent ที่ใช้คือ  $\alpha$ -naphthol ( $\alpha$ -hydroxynaphthalene) โดยให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีม่วงแดงเกิดขึ้น ดังสมการ




- 1.2 Anthrone test เป็นวิธีที่ใช้ในการทดสอบ hexose , aldopentose และอนพันธ์ของ hexose Reagent ที่ใช้คือ anthrone ซึ่งจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีน้ำเงินเขียว และสามารถนำวัดการดูดกลืนแสงที่ 620 หรือ 625 nm. เพื่อหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตดังกล่าวได้




Anthrone test นี้ อาจเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าคาร์โบไฮเดรตที่จะทดสอบมีโปรตีนที่มีองค์ประกอบเป็นกรดอะมิโนชนิด tryptophan ปนอยู่ปริมาณมาก จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีสีแดงกับ anthrone แทน

1.3 Bial test เป็นวิธีที่ใช้ในการทดสอบ hexose และ pentose โดยจะเกิดปฏิกิริยากับ orcinol (3,5-dihydroxytoluene) ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีน้ำเงินเขียวเกิดขึ้น ดังสมการ




ปฏิกิริยานี้ไม่จำเพาะต่อ pentose เท่านั้น triose, heptose บางตัวและ uronic acid สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ผลเช่นเดียวกัน ส่วน hexose สามารถเกิดปฏิกิริยาให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีน้ำตาลเหลืองแทน

1.4 Seliwanoff test เป็นวิธีที่ใช้ในการทดสอบ hexose โดยจะเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีสีแดงกับ resorcinol (m-hydroxyphenol) และอัตราเร็วในการเกิดผลิตภัณฑ์ของพวก ketohexose จะไวกว่าพวก aldohexose




## 2. การเป็น reducing agent

เมื่ออยู่ในสารละลายเบส สารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชัน carbonyl ในโมเลกุล จะเกิดปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่ของคาร์บอนอะตอมกลับไปมา ระหว่างรูปแบบ 2 ชนิด คือ keto และ enol เรียกลักษณะการเกิดสมดุลแบบนี้ว่า "tautomerism"




ดังนั้น คาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะ monosaccharide ที่มีโครงสร้างเป็นแบบวง ชนิด pyranose และ furanose สามารถเกิดสมดุลคั่งข้างกันได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น D-glucose มักจะมีโครงสร้างเป็นรูปวง pyranose เมื่ออยู่ในสารละลายเบสจะเกิด tautomerism ทำให้

วงเปิดออกเป็นสายยาวดังแสดงในรูป 3.7 (ก) จากนั้นโครงสร้างสายยาวจะเกิด tautomerism ผ่านสารตัวกลางชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบเป็น enol form ที่เรียกว่า 1,2-enediol intermediate แล้วจึงเกิดเป็น monosaccharide อีก 2 ตัวที่มีรูปแบบเป็นแบบ keto form ของ D-fructose และ D-mannose ดังแสดงในรูปที่ 3.7 (ข) monosaccharide ที่เกิดขึ้นในลักษณะ โครงสร้างสายยาวนั้นจะมีหมู่ aldehyde หรือ ketone อิสระ ซึ่งสามารถแสดงคุณสมบัติในการเป็นตัวรีดิวซ์ได้ ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้




รูปที่ 3.7 แสดงการ เกิด tautomerism ของ D-glucose ที่มีโครงสร้าง เป็นรูปวง pyranose และสายยาว (ก) และของ D-glucose, D-fructose และ D-mannose โดยผ่านสารตัวกลาง 1,2 enediol (U)

2.1 สามารถทำปฏิกิริยากับ Benedict's reagent (สารละลาย cupric citrate ในสารละลายเบส) จะให้ตะกอนแดงของ cuprous oxide




**หมายเหตุ** ปฏิกิริยานี้ไม่มีความจำเพาะต่อชนิดของน้ำตาลรีดิวซ์ สารประกอบ aldehyde อื่นๆ และสารจำพวก formic acid, hydrazobenzene, phenols, phenylhydrazine, pyrogallol และ uric acid สามารถให้ผลบวกกับ Benedict's reagent ได้เช่นกัน

2.2 สามารถทำปฏิกิริยากับ Barfoed's reagent (สารละลาย cupric acetate ในกรดน้ำส้มเจือจาง) จะให้ตะกอนแดงของ cuprous oxide โดย monosaccharide ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า disaccharide จะเข้าทำปฏิกิริยาได้เร็วกว่า แต่ถ้าให้ความร้อนกับปฏิกิริยาไปนานๆ พวก disaccharide จะให้ตะกอนแดงได้ เช่นกัน




2.3 สามารถทำปฏิกิริยากับ Tollen's reagent (สารละลาย  $\text{AgNO}_3$  ใน  $\text{NH}_4\text{OH}$ ) จะให้โลหะเงินเกิดขึ้น โดยเคลือบอยู่ด้านในหลอดแก้วที่ใส่ทดสอบ



**หมายเหตุ** โลหะเงินที่เกิดขึ้นควรกำจัดทิ้ง เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้วโดยใช้ 6M  $\text{HNO}_3$

2.4 สามารถทำปฏิกิริยากับ phenylhydrazine ให้ผลิตภัณฑ์สีเหลืองของ osazone เกิดขึ้น โดย monosaccharide จะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่า disaccharide



2.5 สามารถทำปฏิกิริยากับ 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) ในสารละลายเบส เมื่อนำไปต้มจะได้สารละลายสีส้มแดงของ 3-amino-5-nitrosalicylic acid เกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ 540 nm.

2.6 สามารถทำปฏิกิริยากับ o-toluidine (2-methylaniline) ในสารละลายกรด เมื่อนำไปต้มจะได้สารละลายสีน้ำเงินเขียวเกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ 620-650 nm.

2.7 สามารถทำปฏิกิริยากับ สารละลาย ferricyanide ที่มีสีเหลือง ได้สารละลายของ ferrocyanide ที่ไม่มีสีในสภาวะที่เป็นเบส ซึ่งสามารถนำไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ลดลง ณ ความยาวคลื่น 420 nm.

2.8 สามารถทำปฏิกิริยากับ Copper solution (สารละลาย  $\text{Cu}^{2+}$  ในเบส) ได้ผลิตภัณฑ์เป็น cuprous oxide จากนั้นจึงเติม Nelson's reagent ลงไป ทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีน้ำเงิน ซึ่งสามารถนำไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ 540 nm.

การทดลองจะแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นการสกัดแยกแป้งจากหัวมัน

ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบของแป้งที่สกัดแยกได้จากตอนที่ 1

ตอนที่ 3 เป็นการทดสอบคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ จากตอนที่ 2 และแหล่งอื่นเปรียบเทียบ กับสารละลายคาร์โบไฮเดรตที่ทราบชนิด

ตอนที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ปริมาณ glucose จากแหล่งต่างๆ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

**ตอนที่ 1** การสกัดแยกแ่งจากมันอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ต่อ 1 กลุ่มการทดลอง

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Knife และ plastic plate 1 ชุด | 6. Cylinder ขนาด 50 ml. 1 ใบ       |
| 2. Mortar และ pestle 1 ชุด       | 7. Wash bottle 1 ขวด               |
| 3. Centrifuge tube 2 หลอด        | 8. Brush 1 อัน                     |
| 4. Watch glass 2 อัน             | 9. ถังพลาสติก ขนาด 4 X 5 นิ้ว 2 ใบ |
| 5. Vial 2 ขวด                    | 10. หัวมัน 2 ชนิด                  |

เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

1. Centrifuge และ two-pan balance
2. Oven
3. Toploading balance (rough)

วิธีการทดลอง

1. นำหัวมันมาปอกเปลือกออก แบ่งมา 5 g. ล้างให้สะอาด ให้นำเป็นชิ้นเล็ก ๆ บรรจุใส่ถังพลาสติก
2. เติมน้ำกลั่นลงใบ 20 ml. ปิดปากถุงให้แน่น บดให้ละเอียด (ระวังอย่าให้ถังพลาสติกฉีกหรือมีรอยร้าว)
3. เทส่วนน้ำทิ้ง (พยายามเก็บส่วนกากให้ได้มากที่สุด) จากนั้นเติมน้ำกลั่นลงใบอีก 20 ml. ปิดปากถุงให้แน่น บดให้ละเอียด
4. เทส่วนน้ำทิ้ง จากนั้นนำกากทั้งหมดใส่ centrifuge tube ตีคลุกกลุ่มน้ำที่เรียบร้อยแล้ว นำไป centrifuge ที่ 2,500 rpm เป็นเวลา 5 นาที
5. เทส่วนน้ำทิ้ง ตะกอนที่ได้นำมาเปลี่ยนบน watch glass แล้วนำไปอบที่แห้งใน oven (50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง)
6. เมื่อแห้งแล้ว บดสอยที่ไว้สักระยะหนึ่ง นำไปชั่งน้ำหนัก แล้วจึงนำไปบดให้ละเอียด เทียบเท่าแบ่งด้วย mortar และ pestle จากนั้นบรรจุเก็บใส่ใน vial ตีคลุกกลุ่มน้ำที่เรียบร้อยแล้ว

**ตอนที่ 2** การวิเคราะห์ส่วนประกอบของแ่งที่สกัดแยกได้จากตอนที่ 1อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ต่อ 1 กลุ่มการทดลอง

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Beaker ขนาด 250 ml. & 600 ml. อย่างละ 1 ใบ | 8. Dropper 1 อัน          |
| 2. Erlenmeyer flask ขนาด 50 ml. 1 ใบ          | 9. Vial 4 ขวด             |
| 3. หลอดทดลอง ขนาด 16X150 mm. 14 หลอด          | 10. Capillary tube 4 แท่ง |

- |   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| 4. Serological pipette ขนาด 2 ml. 2 อัน       | 11. Spatula      | 1 อัน  |
| 5. Watch glass 1 อัน                          | 12. Stirring rod | 1 แท่ง |
| 6. Rubber bulb และ tip 1 ชุด                  | 13. Wash bottle  | 1 ขวด  |
| 7. Cylinder ขนาด 50 ml. & 10 ml. อย่างละ 1 ใบ | 14. Brush        | 1 อัน  |

สารเคมีที่ใช้ร่วมกัน

1. 6 M HCl พร้อม beaker ขนาด 100 ml. 1 ใบ
2. 3 N NaOH พร้อม beaker ขนาด 100 ml. 1 ใบ และ dropper 2 อัน
3. สารละลาย iodine
4. 1% แบริ่งข้าวโพดใน 0.4 N NaOH พร้อม transfer pipette ขนาด 1ml. 1 อัน
5. 1% แบริ่งข้าวเหนียวใน 0.4 N NaOH พร้อม transfer pipette ขนาด 1ml. 1 อัน
6. 0.4 N NaOH พร้อม beaker ขนาด 100 ml. จำนวน 1 ใบ และ serological pipette 1 อัน

เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

1. Hot plate และ ceramic plate
2. Toploading balance (2 decimal points)

วิธีการทดลอง

ก. ทดสอบความหนืดของสารละลายแบริ่ง

1. ชั่งผงแบริ่งชนิดที่ 1 และ 2 0.01 g. ใส่ vial 1 และ 2 ตามลำดับจากนั้นเติม 0.4 N NaOH ลงไป vial ละ 1 ml. คนให้ละลาย
2. Pipette สารละลายแบริ่งข้าวโพด , สารละลายแบริ่งข้าวเหนียว อย่างละ 1 ml. ลงใน vial 3 และ 4
3. นำ capillary tube จำนวน 4 แท่ง เมื่อวัดความสูงได้ 2 cm. ให้ทำเครื่องหมายเอาไว้ จากนั้นนำแต่ละแท่งใส่ลงใน vial 1, 2, 3, 4
4. จับเวลาในการเคลื่อนที่ของสารจนถึงเครื่องหมายที่ขีดไว้ บันทึกผลการทดลอง

ข. การละลายแบริ่งด้วยสารละลายกรด

1. ชั่งผงแบริ่งที่ได้จากตอนที่ 1 0.5-1.0 g. ใส่ลงใน beaker ขนาด 250 ml. เติมน้ำกลั่น 25-50 ml. (เพื่อทำให้เป็น 2% w/v)
2. นำไปต้มบน hot plate คนจนละลาย แล้วจึงตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
3. Pipette น้ำแบริ่งใส่หลอดทดลอง จำนวน 3 หลอด ๆ ละ 1 ml. ติดฉลากแต่ละหลอดว่าเป็น "Sample 1" แล้วจึงแบ่งใส่ watch glass 2-3 หยด ทดสอบด้วย

สารละลาย iodine 1 หยด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

4.ตวงน้ำแข็ง 20 ml. ใส่ Erlenmeyer flask จากนั้นนำไปวางในน้ำเดือด แล้วเติม 6 M HCl ลงไป 2 ml. ผสมให้เข้ากัน ต้มเป็นเวลา 2 นาที

5.Pipetteของเหลว ออกมาจากflaskใส่หลอดทดลองที่มี 3 N NaOH หลอดละ 1 หยด จำนวน 3 หลอด ๆ ละ 1 ml. ตัดฉลากแต่ละหลอดว่าเป็น "Sample 2" แล้วจึงแบ่งใส่ watch glass 2-3 หยด ทดสอบด้วยสารละลาย iodine 1 หยด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

6.เติม 6 M HCl ลงไป 2 ml. ผสมให้เข้ากัน ต้มเป็นเวลา 2 นาที

7.Pipetteของเหลวออกจากflaskใส่หลอดทดลองที่มี 3 N NaOH หลอดละ 2 หยด จำนวน 3 หลอด ๆ ละ 1 ml. ตัดฉลากแต่ละหลอดว่าเป็น "Sample 3" แล้วจึงแบ่งใส่ watch glass 2-3 หยด ทดสอบด้วยสารละลาย iodine 1 หยด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

8.เติม 6 M HCl ลงไป 2 ml. ผสมให้เข้ากัน ต้มเป็นเวลา 2 นาที

9.Pipetteของเหลวออกจากflaskใส่หลอดทดลองที่มี 3 N NaOH หลอดละ 3 หยด จำนวน 3 หลอด ๆ ละ 1 ml. ตัดฉลากแต่ละหลอดว่าเป็น "Sample 4" แล้วจึงแบ่งใส่ watch glass 2-3 หยด ทดสอบด้วยสารละลาย iodine 1 หยด บันทึกการเปลี่ยนแปลง

**หมายเหตุ** น้ำแข็งมักจะมีการรวมตัวกันตกตะกอนลงมาเมื่อตั้งทิ้งไว้ จึงควรผสมให้เข้ากันทุกครั้งเมื่อต้องการถ่ายเทออกบาซี

**ตอนที่ 3** การทดสอบคาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆ

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ต่อ 1 กลุ่มการทดลอง

1. Beakerขนาด 100 ml. และ 600 ml. อย่างละ 1 ใบ
2. หลอดทดลอง ขนาด 16X150 mm. จำนวน 16 หลอด พร้อม rack
3. Test tube holder 1 อัน
4. Transfer pipette ขนาด 1 ml. 1 อัน
5. Rubber bulb และ tip 1 ชุด
6. Stirring rod 1 แท่ง
7. Wash bottle 1 ขวด
8. Brush 1 อัน



สารเคมีที่ใช้ร่วมกัน

1. 1% Xylose , 1% Glucose , 1% Fructose , 1% Sucrose , 1% Starch, 1% ลูกอมชนิดที่ 1 และ 1% ลูกอมชนิดที่ 2 พร้อมtransfer pipetteขนาด 1 ml. จำนวน 2 อัน ต่อสาร 1 ชนิด
2. Seliwanoff's reagent พร้อมทั้งbeaker ขนาด 250 ml. จำนวน 1 ใบ และ serological pipette ขนาด 10 ml. จำนวน 2 อัน (วางไว้ในตู้ควีน)
3. Barfoed's reagent พร้อม burette และ beaker ขนาด 250 ml.
4. Benedict's reagent พร้อม burette และ beaker ขนาด 250 ml.

เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

1. Hot plate และ ceramic plate

วิธีการทดลองก. Seliwanoff's test

1. Pipette น้ำกลั่น, 1% Xylose, 1% Glucose, 1% Fructose , 1% Sucrose, 1% Starch, 1% ลูกอมชนิดที่ 1 และ 1% ลูกอมชนิดที่ 2 อย่างละ 1 ml. ลงในหลอดทดลองที่ 1-8 ตามลำดับ
2. เติม Seliwanoff's reagent ลงในหลอดทดลองที่ 1-8 และ Sample 1, 2, 3, 4 จากตอนที่ 2 หลอดละ 9 ml.
3. ผสมให้เข้ากัน แล้วจึงนำไปต้มในน้ำเดือด 5 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุก 1 นาที บันทึกผลการทดลอง

หมายเหตุ ให้ระมัดระวังในการใช้ Seliwanoff's reagent เนื่องจากมีส่วนประกอบของ 6 M HCl รวมอยู่ด้วย จึงควรทดลองในตู้ควีน

ข. Barfoed's test

1. Pipette น้ำกลั่น, 1% Xylose, 1% Glucose, 1% Fructose , 1% Sucrose, 1% Starch, 1% ลูกอมชนิดที่ 1 และ 1% ลูกอมชนิดที่ 2 อย่างละ 1 ml. ลงในหลอดทดลองที่ 1-8 ตามลำดับ
2. เติม Barfoed's reagent ลงในหลอดทดลองที่ 1-8 และ Sample 1, 2, 3, 4 จากตอนที่ 2 หลอดละ 5 ml.
3. ผสมให้เข้ากัน แล้วจึงนำไปต้มในน้ำเดือด 5 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุก 1 นาที บันทึกผลการทดลอง

ค. Benedict's test

1. Pipette น้ำกลั่น, 1% Xylose, 1% Glucose, 1% Fructose, 1% Sucrose, 1% Starch, 1% ลูกอมชนิดที่ 1 และ 1% ลูกอมชนิดที่ 2 อย่างละ 1 ml. ลงในหลอดทดลองที่ 1-8 ตามลำดับ
2. เติม Benedict's reagent ลงในหลอดทดลองที่ 1-8 และ Sample 1, 2, 3, 4 จากตอนที่ 2 หลอดละ 5 ml.
3. ผสมให้เข้ากัน แล้วจึงนำไปต้มในน้ำเดือด 2 นาที บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์หาปริมาณ glucose

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ต่อ 1 กลุ่มการทดลอง

1. Beaker ขนาด 100 ml. และ 600 ml. อย่างละ 1 ใบ
2. Serological pipette ขนาด 10 ml. จำนวน 1 อัน
3. Rubber bulb และ tip 1 ชุด
4. หลอดทดลอง ขนาด 16X150 mm. จำนวน 9 หลอด พร้อม rack
5. Stirring rod 1 แท่ง
6. Wash bottle 1 ขวด
7. Brush 1 อัน
8. Aluminium foil ขนาด 1x1 นิ้ว จำนวน 10 แผ่น
9. Test tube holder 1 อัน

สารเคมีที่ใช้ร่วมกัน

1. สารละลาย glucose มาตรฐาน (Std. Glucose) ความเข้มข้น 0.5 mg/ml  
สารละลายนี้ พึงตัวอย่าง (Unknown 1) และสารละลาย Syrup ตัวอย่าง (Unknown 2) พร้อม serological pipette ขนาด 1 ml. จำนวน 2 อัน ต่อ 1 สาร
2. Nelson's reagent พร้อม burette และ beaker ขนาด 250 ml.
3. Copper solution พร้อม burette และ beaker ขนาด 250 ml.

เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน

1. Hot plate และ ceramic plate
2. Spectrophotometer พร้อม cuvette

วิธีการทดลอง

1. Pipette สารในปริมาตรต่าง ๆ กัน ลงในหลอดทดลองที่ 1-9 ตามตารางข้างล่างนี้

หลอดที่	ปริมาตรที่ใส่ (ml.)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
สาร									
น้ำกลั่น	1.0	0.8	0.5	0.3	-	0.5	-	0.5	-
Std. Glucose 0.5mg/ml	-	0.2	0.5	0.7	1.0	-	-	-	-
Unknown 1	-	-	-	-	-	0.5	1.0	-	-
Unknown 2	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0

2. ผสมให้เข้ากัน จากนั้นเติม Copper solution ลงไปหลอดละ 1 ml.

3. ผสมให้เข้ากัน ปิดปากหลอดทดลองด้วย aluminium foil นำไปต้มในน้ำเดือด 20 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น

4. เติม Nelson's reagent ลงไปหลอดละ 1 ml. เขย่าให้ตะกอนละลาย

5. เติมน้ำกลั่นลงไปหลอดละ 3 ml. ผสมให้เข้ากัน

6. นำไปอ่านค่าการดูดกลืนแสง ที่ 540 nm. โดยใช้หลอดที่ 1 เป็น blank บันทึกผลการทดลอง

การเตรียมสารละลายบางชนิดที่ใช้ในการทดลอง1. สารละลาย iodine

ละลาย potassium iodide 3 g. ในน้ำกลั่น 100 ml. จากนั้นเติมเกล็ด iodine ลงไป 0.06 g.

2. Seliwanoff's reagent

ละลาย resorcinol 1 g. ใน 6M HCl 1000 ml. จากนั้นเทลงใน beaker ที่มี  
น้ำกลั่น 1000 ml. ผสมให้เข้ากัน

3. Barfoed's reagent

ละลาย copper acetate 132 g. ในน้ำกลั่น 2000 ml. จากนั้นเติม glacial-  
acetic acid ลงไป 9 ml. ผสมให้เข้ากัน

4. Benedict's reagent

ก. ละลาย sodium citrate 346 g. และ sodium carbonate 200 g. ใน  
น้ำกลั่น 1,700 ml.

ข. ละลาย copper sulfate .5 H<sub>2</sub>O 34.6 g. ในน้ำกลั่น 300 ml.  
ผสม ก. และ ข. ให้เข้ากัน

5. Copper solution

ก. ละลาย sodium carbonate 12.5 g., potassium sodium tartrate  
12.5 g., sodium hydrogen carbonate 10 g. และ sodium sulfate  
100 g. ในน้ำกลั่น 350 ml.

ข. ละลาย copper sulfate .5 H<sub>2</sub>O 7.5 g. ในน้ำกลั่น 50 ml. จากนั้นเติม  
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> conc. 1 หยด  
ผสม ก. และ ข. ให้เข้ากัน

6. Nelson's reagent

ก. ละลาย ammonium molybdate 17 g. ในน้ำกลั่น 300 ml. จากนั้นค่อย ๆ  
เติม H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> conc. จำนวน 14 g. พร้อมกับคนไปด้วยขณะเติม

ข. ละลาย sodium arsenate .7 H<sub>2</sub>O 2 g. ในน้ำกลั่น 17 ml.  
ผสม ก. และ ข. ให้เข้ากัน

-----

รายงานผลการทดลอง

เรื่อง การแยกและวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆ

ชื่อผู้ทดลองและ เขียนรายงาน \_\_\_\_\_ รหัส \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ร่วมทดลอง 1. \_\_\_\_\_ รหัส \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ รหัส \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_

กลุ่มที่ \_\_\_\_\_ section/วันที่ทำการทดลอง \_\_\_\_\_ เวลา \_\_\_\_\_

ห้องที่ทำการทดลอง \_\_\_\_\_

อาจารย์ผู้ควบคุมการทดลอง 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**ตอนที่ 1** ผลการสกัดแยกแป้งจากหัวมัน

ชื่อสารตัวอย่าง		
ปริมาณสารตัวอย่างที่ใช้	g.	g.
ปริมาณแป้งที่ได้	g.	g.
% Yield		

**ตอนที่ 2** ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของแป้งที่สกัดแยกได้จากตอนที่ 1

**2.1 ความหนืดของสารละลายแป้ง**

	1% แป้งข้าวโพด	1% แป้งข้าวเหนียว	1% สารตัวอย่าง ....	1% สารตัวอย่าง ....
เวลาที่ใช้				

**สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง**

## 2.2 การสลายแป้งด้วยสารละลายกรด

ชื่อสารตัวอย่าง		
ปริมาณสารตัวอย่างที่ใช้	g.	g.
ปริมาณน้ำที่ใช้	ml.	ml.
<u>สาร</u>	<u>ผลที่สังเกตได้</u>	
สารตัวอย่าง _____		
Sample 1		
Sample 2		
Sample 3		
Sample 4		
สารตัวอย่าง _____		
Sample 1		
Sample 2		
Sample 3		
Sample 4		

สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง

ตอนที่ 3 การทดสอบคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ จากตอนที่ 2 และแหล่งอื่น

สาร	Seliwanoff's test		Barfoed's test		Benedict's test	
	ผลที่สังเกต ได้	ระดับ ความเข้ม	ผลที่สังเกต ได้	ระดับ ความเข้ม	ผลที่สังเกต ได้	ระดับ ความเข้ม
น้ำกลั่น						
1% Xylose						
1% Glucose						
1% Fructose						
1% Sucrose						
1% Starch						
1% ลูกอมชนิดที่ 1						
1% ลูกอมชนิดที่ 2						
สารตัวอย่าง..						
Sample 1						
Sample 2						
Sample 3						
Sample 4						
สารตัวอย่าง..						
Sample 1						
Sample 2						
Sample 3						
Sample 4						

+ แสดงผล positive ซึ่งมีระดับความเข้มจากน้อยไปมาก ดังนี้ +1, +2, +3 และ +4 ตามลำดับ

- แสดงผล negative

## สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณ glucose จากแหล่งต่าง ๆ

หลอดที่ สาร	ปริมาตรที่ใส่และปริมาณค่าต่าง ๆ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
น้ำกลั่น	1.0ml	0.8ml	0.5ml	0.3ml	-	0.5ml	-	0.5ml	-
Std. Glucose 0.5mg/ml	-	0.2ml	0.5ml	0.7ml	1.0ml	-	-	-	-
unknown 1	-	-	-	-	-	0.5ml	1.0ml	-	-
unknown 2	-	-	-	-	-	-	-	0.5ml	1.0ml
OD <sub>540</sub>									
ปริมาณสาร (ug)									
ความเข้มข้น (mg/100 ml)	-	-	-	-	-				



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า OD 540 และ ปริมาณ glucose (ug.)

Unknown 1 ความเข้มข้นของ glucose หลอดที่ 6 = \_\_\_\_\_mg/100 ml หรือ mg %

ความเข้มข้นของ glucose หลอดที่ 7 = \_\_\_\_\_mg/100 ml หรือ mg %

ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ glucose ใน Unknown 1 = \_\_\_\_\_mg/100 ml หรือ mg %

Unknown 2 ความเข้มข้นของ glucose หลอดที่ 8 = \_\_\_\_\_mg/100 ml หรือ mg %

ความเข้มข้นของ glucose หลอดที่ 9 = \_\_\_\_\_mg/100 ml หรือ mg %

ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ glucose ใน Unknown 2= \_\_\_\_\_mg/100 ml หรือ mg %

วิธีคำนวณหาความเข้มข้นของ glucose ใน unknown

สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง

คำถาม

1. ปริมาณของ amylose และ amylopectin ในแป้ง มีผลอย่างไรต่อหน้าแป้ง
  2. เหตุใด iodine solution จึงให้สีน้ำเงินกับหน้าแป้ง แต่ให้สีน้ำตาลแดงกับสารละลาย glycogen
  3. จงอธิบายวิธีการสกัดแยก polysaccharide อื่นมา 1 ตัวอย่าง
-

4.จงบอกผลที่ควรเกิดขึ้นเมื่อนำ sacrose , lactose และ maltose มาทดสอบด้วย Benedict's test เพราะเหตุใด

5.ถ้านักศึกษาทำการทดสอบ Sample 1,2,3,4 จากตอนที่ 2 กับ Molisch's test จะให้ผลการทดลองอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด

6.การทราบปริมาณ glucose ในสารตัวอย่าง นักศึกษาคิดว่ามีความสำคัญอย่างไร

7.นอกจากการใช้ Copper solution และ Nelson's reagent ในการ  
หาปริมาณ glucose นักศึกษาคิดว่ามีวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้ได้หรือไม่ จงอธิบาย