

บทปฏิบัติการที่ 5

การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย

หลักการ

ในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) สำหรับการโคลนยีน (gene cloning) หรือดีเอ็นเอนั้น ต้องอาศัยดีเอ็นเอที่เป็นพาหะหรือเวกเตอร์ (vector) ในการนำชิ้นดีเอ็นเอที่ต้องการ (DNA insert) เข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน (host cells) เวกเตอร์ที่ใช้อาจจะเป็นพลาสมิด เพจ (phage) คอสมิด (cosmid) หรือ Yac vector ซึ่งอยู่กับข้างของดีเอ็นเอที่จะโคลนและเซลล์เจ้าบ้าน สำหรับเวกเตอร์เพื่อให้มีการแสดงออกของยีน (gene expression) เป็นโปรตีนที่สนใจหรือต้องการนั้น จะต้องมีส่วนควบคุม (regulatory elements) เช่น ยีนส่งเสริม (promoter gene) หรือบริเวณจับสำหรับไรโบโซม (ribosome binding site หรือ RBS) เป็นต้น ดังนั้นเวกเตอร์ในแต่ระบบจึงแตกต่างกันและแยกออกจากในแต่ละชนิด เช่น เวกเตอร์สำหรับโคลนยีนทั่วๆ ไป เวกเตอร์สำหรับใช้ในการแสดงออกของยีน (expression vector) เพื่อเพิ่มการแสดงออกของยีน เป็นต้น ระบบเวกเตอร์ที่มีการพัฒนาและมีให้เลือกมากที่สุดคือเวกเตอร์สำหรับ *E. coli*

พลาสมิดสามารถจำลองตัวเองได้ในเซลล์ จึงนำไปสู่การสำหรับในการโคลนยีนในงานด้านพันธุวิศวกรรม ซึ่งพลาสมิดที่พบในธรรมชาติมีข้อเสียหลายอย่างไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นดีเอ็นเอพาหะในการโคลนยีน จึงมีการสร้างพลาสมิดขึ้นมาใหม่ โดยการตัดต่อยีนจากพลาสมิดที่พบในธรรมชาติร่วมกับการสังเคราะห์ หรือดัดแปลงเบสเพิ่มเติมตามต้องการ พลาสมิดที่นำมาใช้ในการโคลนยีนนิยมใช้ที่มีการจำลองตัวแบบ relaxed และมีขนาดเล็ก ขนาดชิ้นดีเอ็นเอที่สอดใส่ (insert) ความมีขนาดไม่เกิน 10 กิโลเบส ถ้าชิ้นดีเอ็นเอมีขนาดใหญ่ ควรใช้เพจหรือคอสมิด การโคลนโดยใช้ดีเอ็นเอของเพจเป็นเวกเตอร์จะสามารถโคลนชิ้นดีเอ็นเอประมาณ 6-20 กิโลเบส หรือไม่เกิน 25 กิโลเบส ส่วนคอสมิดสามารถสอดใส่ชิ้นดีเอ็นเอที่มีขนาดตั้งแต่ 2-45 กิโลเบส

ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการโคลนยีนหลังจากการสร้างดีเอ็นเอสายผสมแล้ว คือ การนำดีเอ็นเอสายผสมที่สร้างขึ้นเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านเพื่อเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ ในที่นี้จะ

เน้นเฉพาะเซลล์เจ้าบ้านแบคทีเรีย *E. coli* ในธรรมชาติจะมีการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านหลายวิธี เช่น

1. Conjugation คือการย้ายดีเอ็นเอจากแบคทีเรียนหนึ่ง (donor) ไปอีกเซลล์หนึ่ง (recipient) โดยสื่อที่เรียกว่า F-factor (fertility factor) เมื่อดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แล้วจะรวมกับดีเอ็นเอในโครโนมของผู้รับ
2. Transduction คือการย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียโดยอาศัยสื่อพวกเพิจ
3. Transformation คือการย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียโดยไม่ต้องใช้สื่อหรือตัวกลางใดๆ ซึ่งการเกิด Transformation ในธรรมชาติจะเกิดได้กับแบคทีเรียบางชนิดเท่านั้น เช่น *Bacillus sp.*, *Streptococcus sp.* ส่วน *E. coli* ซึ่งนิยมใช้จะไม่สามารถรับดีเอ็นเอได้ในธรรมชาติ แต่จะสามารถรับดีเอ็นเอจากสิ่งแวดล้อมต่อเมื่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับดีเอ็นเอภายนอก (competent cells) คือสภาวะของเซลล์ที่ยอมให้ดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์ (permeability) สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งหลังจากการเคลื่อนย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แล้ว ดีเอ็นเอจะต้องไม่ถูกทำลายโดยเอนไซม์นิวคลีอส (nuclease) หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย modifying enzymes ดังนั้นในการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ เซลล์เจ้าบ้านที่ใช้จะเป็นเซลล์เจ้าบ้านที่ไม่มีเอนไซม์ตัดจำเพาะ (restriction enzymes) และเอนไซม์ตัดแบ่ง (modifying enzymes) ($r m^-$)


วิธีการเคลื่อนย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน *E. coli* ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการได้แก่

1. Heatshock โดยใช้ chemical treated cells โดยใช้สารเคมีเกลือโลหะต่างๆ หรือ DMSO (dimethyl sulfoxide) ในการทำให้เซลล์อยู่ในสภาพที่เป็น competent cell
2. Electroporation โดยอาศัยกระแสไฟฟ้าทำให้ผิวเซลล์ด้านนอกแตกช้ำขณะเพื่อรับดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์
3. Transfection อาศัยเพจพาดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์
4. Liposome โดยอาศัยสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเป็นลิปิด (lipid) หรือฟอสโฟลิปิด (phospholipid)


Heatshock transformation

โดยวิธีการนี้พลาสมิດดีเอ็นเอ (plasmid DNA) จะเคลื่อนสู่ *E. coli* โดยต้องเตรียมเซลล์ผู้รับให้อยู่ในสภาพ competent cells ก่อน เพื่อให้มีการยอมรับดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์

โดยแซ่เซลล์ในสารละลายเกลือ Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} , K^+ , Co^{2+} , Rb^+ , หรือ DMSO (dimethylsulfoxide) ที่ 0°C เมื่อเติมดีเอ็นเอลงไปก็จะเกิดการประกอบเชิงซ้อนของดีเอ็น เอกับเกลือโลหะเหล่านี้ที่ผนังเซลล์และจะเคลื่อนเข้าสู่เซลล์เมื่อได้รับการระคุณด้วยความร้อนที่ 42°C (heatshock) เมื่อเซลล์รับดีเอ็นเอก็จะเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ (replication) ได้ เนื่องจากมีจุด ORI บนพลาสมิดดีเอ็นเอ เซลล์ที่ได้รับพลาสมิดสายผสม (recombinant plasmid) จะมีฟีโนไทป์ (phenotype) ตามยีนที่ได้รับ ดังนั้นสามารถตรวจสอบเซลล์ที่ได้รับพลาสมิด (transformant cell) นั้นได้จากฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้น



รูปที่ 5-1 การโคลนยีนโดยการเชื่อมต่อดีเอ็นเอเข้าไปใน pBR322
(จาก Zubay, 1987)



รูปที่ 5-2 เครื่องมือนำดีเอ็นເອເນັ້ນເບົ້າສູ່ເຊລຕົວຍກະແສໄຟຟ້າ
(Electroporator; Bio-Rad Laboratories)

ประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้ายดีเอ็นເອື່ນກັບປັດຈຸບາຍອ່າງ ເຫັນ

1. ขนาดของดีเอ็นເອ ໂດຍດີເວັນເອທີມີขนาดເລິກຈະສາມາດຄະເລືອນຍ້າຍເບົ້າສູ່ເຊລຕົວໄດ້ຈໍາຍກວ່າດີເວັນເອຂະໜາດໃໝ່
2. ໂຄງຮູບປັບອົງດີເວັນເອ (conformation) ທີ່ເປັນວົງເກລີຍວແນ່ນ (supercoiled form) ຈະໄທ້
ປະສິທີກາພສູງສຸດ ແລະດີເວັນເອປາຍເປີດເປັນເສັ້ນຕຽງ (linear form) ຈະໄທ້ປະສິທີ
ກາພຕໍ່ສຸດ ສ່ວນດີເວັນເອທີ່ຄລາຍເປັນວົງ (relaxed form) ຈະໄທ້ປະສິທີກາພປານກລາງ
3. ຊົນດີຂອງເຊລຕົວເຈົ້າບ້ານ
4. ຮະຍະກາເຈົ້າຢູ່ຂອງເຊລຕົວເຈົ້າບ້ານ ໂດຍຮະຍະ mid log phase ຈະໄທ້ປະສິທີກາພສູງ
ສຸດ ໙ີ້ອງຈາກມີກາຮຽນສາງສາງຫຼົງໂມເກຸດມາກແລະເຊລຕົວມີຄວາມແຂງແຮງ ດັ່ງນັ້ນເນື້ອເວລາ

รับดีเอ็นเอเข้าไปแล้วจะปรับตัวพักฟื้นสู่ภาวะปกติได้ง่ายกว่า ถ้าเป็นระยะ lag phase เชลล์ยังอ่อนแอก้มีการสร้างเอนไซม์และสารชีวโมเลกุลต่างๆ น้อย เมื่อถูกสารเคมีอาจทำให้เชลล์ตายง่าย ส่วนระยะ stationary phase เชลล์แก่เกินไปเมื่อถูกสารเคมีอาจทำให้เชลล์ตายง่ายเช่นเดียวกัน ประสิทธิภาพก็จะต่ำ

5. ปริมาณดีเอ็นเอที่ใช้

6. วิธีเตรียม competent cells ที่นิยมใช้มี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ

1. การใช้แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl_2 method)

การใช้แคลเซียมคลอไรด์ในการทำให้ผนังเชลล์เจ้าบ้านเกิด permeability ทำได้โดยให้เชลล์เจ้าบ้านอยู่ในสภาวะของแคลเซียมคลอไรด์นานๆ ประมาณ 24 ชั่วโมง ที่ 4°C จะทำให้ประสิทธิภาพในการ transfer ดีขึ้น โดยวิธีแคลเซียมคลอไรด์นี้มีโอกาสที่พลาสมิดดีเอ็นเอจะเข้าไปในเชลล์เจ้าบ้านได้ 1 ใน 1000 เท่านั้น ดังนั้นประสิทธิภาพของการ transformation จะได้ประมาณ 10^5 - 10^6 เท่านั้น เช่น การ transform พลาสมิด pBR322 เข้าสู่เชลล์แบคทีเรียเจ้าบ้าน HB101 ประสิทธิภาพของการ transform = 10^5 transformants/ $\mu\text{g DNA}$

2. การใช้ DMSO (DMSO method)

การเพิ่มไอออน (ion) จะช่วยในการทำให้เกิด permeability ที่ผนังเชลล์มากขึ้น ได้แก่ Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Mn^{2+} , Co^{3+} , Rb^+ และ DMSO เนื่องจาก DMSO เป็นสารที่มีอันตรายต่อเชลล์ ดังนั้นวิธีนี้จะทำในเวลาสั้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อเชลล์น้อยมาก นอกจากนี้แล้ว DMSO ยังมีบทบาทในการทำให้ประสิทธิภาพในการ transform สูงขึ้น แต่ถ้าหาก DMSO ที่ใช้ถูกออกซิเดช์ (oxidized) โดยออกซิเจนในอากาศแล้ว จะได้ DMSO_4 (dimethylsulfate) ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของการ transform ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อควรระวังในการ transformation นี้ต้องใช้ fresh DMSO ที่ผ่าน N_2 free O_2 แล้วเท่านั้น

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้รู้วิธีการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เชลล์แบคทีเรีย (transformation)
- เพื่อให้รู้วิธีการเตรียมเชลล์แบคทีเรียในสภาพที่พร้อมจะรับดีเอ็นเอจากภายนอก

สารเคมีที่ใช้

1. LB broth; LB broth ที่มีแอมพิชิลิน 100 $\mu\text{g}/\text{ml}$
2. LB agar ที่มีแอมพิชิลิน 100 $\mu\text{g}/\text{ml}$
3. 0.1 M CaCl_2
4. 0.1 M MgCl_2
5. กลีเซอรอล
6. พลาสมิດตีเอ็นเอ
7. *E. coli* DH5 α (เป็นสายพันธุ์ใช้ในการเตรียมพลาสมิດและคอลัม สามารถคัดเลือกโดยใช้ complementation ได้ เพราะมี $\phi 80 \ lacZ \Delta M 15$ อยู่บนโครโนซม)

อุปกรณ์

1. ตู้อบ 37°C พร้อมเครื่องเขย่า (shaker incubator)
2. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (42°C water bath)
3. เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (refrigerated centrifuge)
4. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) และคิวเวต (cuvette)
5. Microtube

หมายเหตุ : สารละลายน้ำของสารน้ำในเซลล์จะต้องน้ำหนักตื้นกว่าเชื้อ ก่อนใช้

วิธีการทดลอง

การเตรียม competent *E. coli* โดยวิธี CaCl_2

1. เยี่ยเชื้อจากโคลoniเดียวของเซลล์ *E. coli* DH5 α ลงใน LB broth 5 ml เลี้ยงเชื้อโดยเขย่าที่ 37°C เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง
2. เดิมเชื้อที่เลี้ยง 0.4 ml ลงใน LB broth 40 ml (1:100) เลี้ยงเชื้อโดยเขย่าที่ 37°C จนถึง log phase ($A_{600} \sim 0.4-0.5$) ประมาณ 3 ชั่วโมง ($1 A_{600} \equiv 10^8 \text{ cells/ml}$)
3. เก็บเชื้อโดยบีบตัวที่ 500-1 โดยบีบตัวที่ 500-1,000. 4°C เป็นเวลา 10 นาที
4. แยกส่วนใส (supernate) ออก แล้วละลายตากอนเชื้อโดยใช้ 8 ml MgCl_2 (1:5 ปริมาตรเริ่มต้น) แช่น้ำแข็ง 15 นาที
5. บีบแยกเซลล์ที่ 500-1,000 x g ที่ 4°C เป็นเวลา 10 นาที

6. แยกส่วนใส่ออก แล้วละลายตะกรอนเชือโดยเติม 0.8 ml CaCl_2 (1:50 ปริมาตรเริ่มต้น) แซ่น้ำแข็ง 30-60 นาที เชลล์ที่ได้จะเรียกว่า competent cells ซึ่งพร้อมที่จะรับดีเอ็นเอ อินเข้าสู่เชลล์ (ถ้าเก็บส่วนนี้ไว้ที่น้ำแข็งหรือ 4°C เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมง จะทำให้ประสิทธิภาพในการ transform สูงขึ้น 4-6 เท่า)
7. ในกรณีที่จะเก็บ competent cells ไว้ใช้งาน ให้เติมกสีเซอรอลลงใน competent cells โดยให้ความเข้มข้นสุดท้ายของกสีเซอรอลเป็น 15%

หมายเหตุ : เชลล์และสารละลายของบัฟเฟอร์ที่นำมาใช้ในข้อ 3-7 ต้องแซ่เย็นในระหว่างที่ทำการทดลอง

การนำพลาสมิดดีเอ็นเอเข้าสู่ *E.coli* DH5α โดย heat shock method

1. เติมดีเอ็นเอ 0, 5, 20, 100, และ 500 ng ลงใน microtube ขนาด 1.5 mL (ปริมาตรไม่เกิน 10 μl)
2. เติม competent cells ที่เตรียมไว้ข้างต้น 100 μl แซ่น้ำแข็ง 15-20 นาที
3. แซ่เชลล์ที่ 42°C เป็นเวลา 45-60 วินาที
4. เติม LB broth 900 μl เขย่าเชลล์ที่ 37°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง.
5. แบ่งเชื้อ 100 μl (ไม่ควรเกิน 200 μl ต่อ เพลท (plate) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 mm) มากระจายบน LB agar ที่มีแอมพิชิลิน 100 $\mu\text{g/ml}$
6. บ่มเชื้อที่ 37°C เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง.

ผลการทดลอง


1. ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการเคลื่อนย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์

ปริมาณดีเอ็นเอ (ng)	จำนวนโคลนีต่อ เซลล์ $100 \mu\text{l}$	จำนวนโคลนีต่อ 1 หลอดที่ transform	ประสิทธิภาพของ การ transform (colonies/ $\mu\text{g DNA}$)
0 (control)			
5			
20			
100			
500			

โดยวิธีนี้ ประสิทธิภาพของการ transform จะอยู่ในช่วง 10^7 transformed colonies/ $\mu\text{g DNA}$

2. สร้างกราฟการ transform โดยให้จำนวน transformants เป็นแกน Y ส่วน ปริมาณพลาสมิดเป็นแกน X

Transformants (colonies)



ปริมาณพลาสมิด (ng)

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

แบบฝึกหัดบทปฐมบัติการที่ 5

- สารละลาย Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} , K^+ , Co^{2+} หรือ Rb^+ มีประโยชน์อย่างไรในการทำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย
 - ในการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย ถ้ามีประสิทธิภาพต่ำอาจจะแก้ไขโดยวิธีใด
 - ข้อดีและข้อเสียของ heat shock transformation มีอะไรบ้าง

