


บทปฏิบัติการที่ 12


การศึกษาไวรัสในดิน

ไวรัสเป็นอนุภาคที่มีชีวิตซึ่งประกอบด้วยโปรตีนและกรดนิวคลีอิก มีขนาด 0.05 – 0.10 ไมโครเมตร สามารถรอกผ่านของกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตรที่ใช้กรองมักเกร็ดได้ ไม่สามารถเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ต้องใช้กล้องที่มีกำลังขยายสูง เช่น กล้องอิเล็กตรอน เชื่อว่าปริมาณไวรัสในดินมีค่อนข้างสูง แต่อาศัยอยู่กับโฮส (host) มีทั้งพืช สัตว์ และ จุลินทรีย์ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ไวรัสที่อาศัยในพืช (plant virus) ไวรัสที่อาศัยในสัตว์ (animal virus) และไวรัสที่อาศัยในจุลินทรีย์ (microbial virus หรือ bacterial virus) ไวรัสที่อาศัยมักเกร็ดนี้เรียกว่าแบ็กเทอริโอเฟจ (bacteriophage)



เปรียบเทียบขนาดของไวรัสชนิดต่าง ๆ กับมักเกร็ด *E. coli*

เมื่อแบคทีเรียโอฟาจเข้าไปเจริญในเซลล์ของมักแครีที่เป็นโฮสต์แล้ว จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เซลล์ของโฮสต์แตก ไวรัสใหม่จะเข้าสู่มักแครีเซลล์อื่นที่อยู่โดยรอบ และจะเพิ่มจำนวนขึ้นทำให้เซลล์โฮสต์แตกต่อไป ดังนั้นบริเวณรอบ ๆ จุดเริ่มต้นที่มีไวรัสอยู่จึงเกิดเป็นบริเวณใสขึ้น เรียกว่า พลาคว (plaque) การใช้ลักษณะการเกิดพลาควในการศึกษาแบคทีเรียโอฟาจนี้เรียกว่าพลาควเมธอด (plaque method)



วัตถุประสงค์

ศึกษาแบคทีเรียโอฟาจในดินด้วยพลาควเมธอด


อุปกรณ์

1. ดินตัวอย่างผึ่งแห้ง และบดแล้ว
2. จานเลี้ยง เชื้อ
3. บีเปต 1 มล., 5 มล.
4. น้ำกลั่นฆ่าเชื้อหลอดละ 9 มล. 4 หลอด

5. เครื่องชั่ง
6. อาหารเลี้ยงเชื้อ
 - 6.1 nutrient Agar
 - 6.2 Nutrient Agar Plate
 - 6.3 Nutrient Broth
7. กระดาษกรอง
8. กรวยกรอง
9. ปีกเกอร์
10. มิลลิพอร์ฟิลเตอร์ (millipore filter) ที่ฆ่าเชื้อแล้ว
11. เชื้อบริสุทธิ์ Arthrobacter globiforme อายุ 24 ชม.
12. เครื่องเขย่า (shaker)

วิธีปฏิบัติ

1. ชั่งดินตัวอย่าง 25 กรัม ใส่ในฟลาสที่มี Nutrient Broth 100 มล. ที่ลอมเหลวอยู่อุณหภูมิ 45° ซ. ใส่เชื้อบริสุทธิ์ Arthrobacter globiforme ลงไป 5 มล. บันทึกอุณหภูมิห้องบนเครื่องเขย่า 48 ชม.
2. รินส่วนน้ำมากรองอนุภาคดินขนาดใหญ่ด้วยกระดาษกรอง 2 ชั้นในกรวยกรอง นำฟิลเตอร์มากรองอีกครั้งด้วยมิลลิพอร์ฟิลเตอร์



วิธีการกรองด้วยฟิลเตอร์ฟิวเจอร์

- นำฟิลเตอร์มาทำให้เจือจางที่ $1 : 10$, $1 : 10^2$, $1 : 10^3$, $1 : 10^4$
- ใช้ปิเปตดูดฟิลเตอร์ความเจือจางละ 1 มล. ใส่บนผิวหน้า Nutrient Agar Plate ทำความเจือจางละ 2 จาน
- ทำจานคุม 2 จาน โดยใช้น้ำกลั่นมาเจือแทนฟิลเตอร์
- ใส่เชื้อบริสุทธิ์ Arthrobacter globiforme 5 มล. ลงในฟลาสที่มี Nutrient Agar 100 มล. ที่ลอมเหลวอุณหภูมิประมาณ 45° ซ. เขย่าให้เข้ากัน

7. เทียบปริมาณอาหารในจานจากข้อ 4. จานละ 10 มล. พบจานให้คิด เทรศกระจายในอาหาร เลี้ยง เชื้ออย่างสม่ำเสมอ
8. เมื่ออาหารแข็งตัว กลับจานเลี้ยงเชื้อ แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง ตรวจดูเวลาที่ 24 และ 48 ชม.

คำถาม

1. เราสามารถหาปริมาณแบ็กเทอริโอฟาจในดินทั้งหมดได้หรือไม่ อย่างไร?
2. บทบาทสำคัญของไวรัสในดิน?
3. ปริมาณของแบ็กเทอริโอฟาจจากการทดลอง มากหรือน้อยกว่าที่มีในดิน เพราะอะไร?
4. มีวิธีการ เพิ่มปริมาณแบ็กเทอริโอฟาจในดินได้อย่างไรบ้าง?


รายงานผลปฏิบัติการที่ 12

ชื่อ _____ รหัสประจำตัว _____
วันที่ _____ กลุ่มที่ _____ ผู้ร่วมงาน _____

บันทึกผลการศึกษาแม่เหล็กเทอร์โรฟาจในดิน

ชนิดของแบคทีเรีย	ความเจือจาง ของดินตัวอย่าง	จำนวนหลุมที่ตายเนื่องเชื้อ	
		1	2
	1 : 10		
	1 : 10 ²		
	1 : 10 ³		
	1 : 10 ⁴		
	1 : 10		
	1 : 10 ²		
	1 : 10 ³		
	1 : 10 ⁴		

วากภาพแสดงลักษณะของพลาซีในอาหาร เลี้ยง เชื้อ



เชื้อแบคทีเรีย (โอส) _____

ชนิดอาหาร เลี้ยง เชื้อ _____