

บทปฏิบัติการที่ 13

การทดสอบคุณสมบัติของสารปฏิชีวนะที่สร้างจากแอคติโนมัยซีทในดิน


สารปฏิชีวนะเป็นสารเคมีที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเคมีเทอร์ราพิวติกเอเจนต์ (Chemotherapeutic Agent) สามารถฆ่าหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิดได้ จุลินทรีย์ที่เจริญอยู่ปะปนกันอยู่ในดินมักมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและอิทธิพลหลายอย่าง สารปฏิชีวนะที่จุลินทรีย์บางชนิดสร้างขึ้นมีส่วนในการควบคุมชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ในดินทั้งที่มีประโยชน์และมีโทษ จุลินทรีย์ที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อราบางชนิด และแอคติโนมัยซีท ซึ่งพบ 10 - 50 เปอร์เซ็นต์

สารปฏิชีวนะแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติต่าง ๆ และความเข้มข้นแตกต่างกัน สารปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นในดินจะมีบทบาทสำคัญเพียงใดขึ้นกับความคงทนต่อสภาพแวดล้อมของดิน ซึ่งดินแต่ละแห่งมีองค์ประกอบทางเคมี ฟิสิกส์ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน


การทดสอบคุณสมบัติของสารปฏิชีวนะสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

1. ดิสก์-เมธอด (Disc Method)
2. อะการ์-เพลท-เมธอด (Agar Plate Method)
3. อะการ์-ริง-เมธอด (Agar Rign Method)
4. สตรีค-เมธอด (Streak Method)

วิธีสตรีค นิยมใช้ในการทดสอบเบื้องต้น เพราะว่าทำได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถทดสอบเชื้อหลายชนิดพร้อม ๆ กัน มักจะลากเชื้อทดสอบและเชื้อที่สร้างสารปฏิชีวนะขนานกันในกรณีของเชื้อที่แพร่กระจายรวดเร็ว เช่น เชื้อราบางชนิด ในจุลินทรีย์ทั่วไปมักจะลากคั้งฉากกัน



ตัวอย่างของรูปแบบที่พบ เมื่อ เชื้อทดสอบถูกยับยั้งการเจริญด้วยสารปฏิชีวนะ
ในความเข้มข้นแตกต่างกัน



1. คือ ยับยั้งการเจริญเติบโตทันที (abrupt inhibition)
2. คือ มีโคโลนีที่ต้านทานสารปฏิชีวนะเล็กน้อย (few resistant colonies)
3. คือ มีโคโลนีที่ต้านทานสารปฏิชีวนะจำนวนมาก (many resistant colonies)
4. คือ เจริญได้ปกติ (normal growth)
5. คือ การยับยั้งการเจริญเติบโตลดลงทีละน้อย (gradual inhibition)
6. คือ เจริญได้เฉพาะเชื้อซึ่งอยู่รอบนอก (peripheral growth)
7. คือ เจริญเติบโตเรียวเล็กลง (tapered growth)

วัตถุประสงค์

ทดสอบคุณสมบัติของสารปฏิชีวนะที่สร้างโดยแอสคิโมัยสึทในคินกับจุลินทรีย์
ทดสอบทางชนิก โภยสครีก-เมธอก

อุปกรณ์

1. เชื้อบริสุทธิ์แอสคิโมัยสึทที่แยกได้จากคินเลี้ยงในอาหารรุ้นเลี้ยงอายุ 7 วัน 5 ชนิด
 2. เชื้อบริสุทธิ์จุลินทรีย์ทดสอบ
 1. Escherichia coli
 2. Pseudomonas aeruginosa
 3. Staphylococcus aureus
 4. Bacillus subtilis
- } เลี้ยงในอาหารเหลว
Nutrient Broth
อายุ 24 ชม.


- | | |
|------------------------------------|---|
| 5. <u>Saccharomyces cerevisiae</u> | } เลี้ยงในอาหารวุ้นเลี้ยง
Potato Dextrose Agar
อายุ 7 วัน |
| 6. <u>Candida</u> sp. | |
| 7. <u>Aspergillus</u> sp. | |
| 8. <u>Penicillium</u> sp. | |
3. อาหารวุ้นในจานเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar และ Czapek - Dox Agar
- อาหารวุ้นเลี้ยงในหลอดทดสอบ Nutrient Agar และ Potato Dextrose Agar
 - อาหารเหลว Nutrient Broth
4. น้ำเกลือ (NaCl) 0.85% ที่ฆ่าเชื้อแล้ว

วิธีปฏิบัติ

1. เตรียมขี้สเฟนชั้นของแอสกีโนไมซีท โดยใส่น้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์ ลงในหลอดเชื้อบริสุทธิ์หลอดละ 1 มล. ใช้เข็มเขี่ยเชื้อปลายงอที่ฆ่าเชื้อแล้วเขี่ยเชื้อแอสกีโนไมซีทที่ผิวหน้าอาหารให้หลุดกระจายในน้ำเกลือ
2. ใช้หวงเขี่ยเชื้อ (ที่ฆ่าเชื้อแล้ว) ทุบขี้สเฟนชั้นจากข้อ 1. ไปลากบนผิวหน้าจานอาหารวุ้น Nutrient Agar ในแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของจานเลี้ยงเชื้ออย่างสม่ำเสมอ ทำเชื้อละ 2 ข้ำ และทำเช่นเดียวกันในจานอาหารวุ้น Czapek - Dox Agar ทำเชื้อละ 3 ข้ำ บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง 7 วัน
3. เตรียมขี้สเฟนชั้นของเชื้อทดสอบชนิดที่ 5 - 8 ซึ่งเลี้ยงในอาหารวุ้นเลี้ยง เช่นเดียวกับข้อ 1.

4. ไซ้ห้วงเขี่ยเชื้อจุ่มเชื้อทดสอบในอาหารเหลว ลากบนผิวหน้าจานอาหาร
วุ้น Nutrient Agar จากข้อ 2. โดยลากจากขอบจานเข้ามาตั้งฉากกับแนวของเชื้อ
แอกติโมแบคทีเรีย ทำเช่นเดียวกันในเชื้อทดสอบชนิดที่ 1 - 4 ทำ 2 ซ้ำในเชื้อแอกติโมแบคทีเรีย
แต่ละชนิด บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจสอบทุก 24, 48 และ 72 ชม.

5. ไซ้ห้วงเขี่ยเชื้อจุ่มเชื้อที่ปนเปื้อนของเชื้อทดสอบจากข้อ 3. ลากบนผิวหน้า
จานอาหารวุ้น Czapek - Dox Agar จากข้อ 2. เชื้อทดสอบชนิดที่ 5 และ 6
ลากตั้งฉากกับแนวของเชื้อแอกติโมแบคทีเรีย ทำ 2 ซ้ำในจานเดียวกันต่อแอกติโมแบคทีเรียแต่ละ
ชนิด เชื้อทดสอบชนิดที่ 7 และ 8 ลากขนานและชิดกับแนวของเชื้อแอกติโมแบคทีเรีย ทำ
2 ซ้ำในเชื้อแอกติโมแบคทีเรียแต่ละชนิด บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจสอบทุก 24, 48 และ 72 ชม.



การตรวจผล

1. รักระยะบริเวณใส (clear zone) ของเชื้อทดสอบชนิดที่ 1 - 6 ที่ 24, 48 และ 72 ชม.
2. ศึกษารูปแบบที่เชื้อทดสอบถูกยับยั้งการเจริญเติบโตด้วยสารปฏิชีวนะที่แอสทริโนไมซินสร้างขึ้น บันทึกผลและวาดภาพแสดงในเชื้อทดสอบชนิดที่ 1 - 8

คำถาม

1. การทดสอบคุณสมบัติสารปฏิชีวนะที่แอสทริโนไมซินในดินสร้างขึ้นนี้ มีข้อจำกัดอย่างไร ?
2. สามารถใช้วิธีสเตรคทดสอบคุณสมบัติสารปฏิชีวนะที่สร้างจากแบคทีเรียและเชื้อราได้หรือไม่ ?
3. เชื้อแอสทริโนไมซินที่ทดสอบพบว่าไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อทดสอบทั้ง 6 ชนิด ไม่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะได้ ใจหรือไม่เพราะเหตุใด ?
4. จงบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างการถูกยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทดสอบด้วยสารปฏิชีวนะที่แอสทริโนไมซินสร้างขึ้นกับเวลา ?
5. ทำไมจุลินทรีย์ต่างชนิดกันจึงแสดงปฏิกิริยาต่อสารปฏิชีวนะไม่เหมือนกัน ?


รายงานผลปฏิบัติการที่ 13

ชื่อ _____ รหัสประจำตัว _____


วันที่ _____ กลุ่มที่ _____ ผู้ร่วมงาน _____

ชื่อทดสอบ	เวลา (ชม.)	ระยะใส(มม.) ที่พบในแอกติโนมัยสิต					รูปแบบการยับยั้ง การเจริญเติบโต
		ชนิดที่ 1	ชนิดที่ 2	ชนิดที่ 3	ชนิดที่ 4	ชนิดที่ 5	
1.	24						
	48						
	72						
2.	24						
	48						
	72						
3.	24						
	48						
	72						
4.	24						
	48						
	72						
5.	24						
	48						
	72						
6.	24						
	48						
	72						
7.	24						
	48						
	72						
8.	24						
	48						
	72						

วาทภาพแสดงบริ เวณใสและรูปแบบการยับยั้งการ เจริญเติบโตที่เกิดขึ้น




ลากตั้งฉาก




ลากขนาน

แอกติโนมัยสีทชนิดที่ 1




ลากตั้งฉาก




ลากขนาน

แอกติโนมัยสีทชนิดที่ 2




ลากทั้งฉาก




ลากขนาน

แอกทีโมเม็สึทอนิกที่ 3




ลากทั้งฉาก



ลากขนาน

แอกทีโมเม็สึทอนิกที่ 4



ลากตั้งฉาก

ลากขนาน

แอกทิโวมัยสี่เหลี่ยมที่ 5