

บทปฎิบัติการที่ 1

MOLDS IMPORTANT IN FOODS

molds ที่มีความสำคัญต่อทางด้านอาหาร เช่น อาจทำให้อาหารเสียหรือมีประโยชน์ ในทางอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ *Saprolegnia* sp., *Pythium* sp., *Mucor* sp., *Sclerotinia* sp., *Zygorrhynchus* sp., *Rhizopus* sp., *Absidia* sp., *Thamnidium* sp., *Aspergillus* sp., *Penicillium* sp., *Trichothecium* sp., *Geotrichum* sp., *Monilia* sp., *Sporotrichum* sp., *Botryis* sp., *Cephalosporium* sp., *Trichoderma* sp., *Scopulariopsis* sp., *Pullularia* sp., *Cladosporium* sp., *Helminthosporium* sp., *Alternaria* sp., *Stemphylium* sp., *Fusarium* sp., *Endomyces* sp., และ *Monascus* sp., สำหรับ บทปฎิบัติการนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะของ mold เมื่อเจริญบนอาหาร, รูปร่างลักษณะ และโครงสร้าง (morphological characteristics) ซึ่งมีประโยชน์ในการ classification และ identification mold.

วัสดุและอุปกรณ์

- เชื้อ 11 เชื้อ กือ *Penicillium* sp., *Aspergillus* sp., *Rhizopus* sp., *Geotrichum* sp., *Mucor* sp., *Monilia* sp., *Botrytis* sp., *Cladosporium* *Alternaria* sp., *Fusarium* sp., และ *Trichothecium* sp.,
- จานเพาะเชื้อที่มี Malt agar หรือ Potato dextrose agar เป็นตัวอย่าง
- 10% glycerol
- lactophenol
- น้ำกลันที่ปราศจากเชื้อ
- จานเพาะเชื้อและแท่งแก้วที่ปราศจากเชื้อ
- สีเด็ค
- เข็มเขียดเชื้อ (needle)
- ใบมีด
- pipette ที่ปราศจากเชื้อ
- burner
- ปากคีบ
- กล้องจุลทรรศน์

วิธีทำ

Direct examination

1. ตรวจดูการเจริญของ mold ที่เจริญอยู่บน agar slant หรือบนอาหารในงานเพาะเชื้อด้วยตาเปล่าและ low power microscope.
2. ใช้เข็มเขี้ยว (needle) ที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ จุ่มลงใน lactophenol หรือ 10% glycerol แล้วนำมาเขี่ย mycelium ของ mold ที่เจริญอยู่บน agar slant หรือบนอาหารในงานเพาะ เชื้อ วางบนสไลด์ที่หยด lactophenol หรือ 10% glycerol ไว้ประมาณ 1–2 หยด ปิดด้วย cover glass นำไปตรวจดูถักมณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วยกล้องจุลทรรศน์

ถักมณะของ hypha

ถักมณะของ spore head

ถักมณะของ asexual spore

ถักมณะของ sporangiophore และ conidiophore

ถักมณะของ special structure

Slide culture

1. ตัด malt agar ที่แข็งตัวในงานเพาะเชื้อออกรีหิมขานาดประมาณ 0.5×0.5 ซ.ม. แล้วนำวางบนสไลด์ที่ปราศจากเชื้อ ใช้เข็มเขี้ยว inoculate เชื้อตรงขอบหั้งสี่ของ malt agar ปิดด้วย cover glass นำไปวางบนแท่งแก้วที่อุ่นในงานเพาะเชื้อซึ่งปราศจากเชื้อกายในงานเพาะเชื้อนี้น้ำกลิ่นที่ปราศจากเชื้อยู่ประมาณ 5–10 มิลลิลิตร และ 10% glycerol ประมาณ 2–3 หยด ตรวจดูการเจริญทุกวันจนกระทั่งเห็นว่าเจริญพอแล้ว เอา cover glass ออกและเขี่ย agar ทั้ง หยด lactophenol หรือ 10% glycerol ลงไว้ประมาณ 1–2 หยด ปิด cover glass ด้วยสไลด์ และปิดสไลด์ด้วย cover glass ที่สะอาด นำไปตรวจดูถักมณะ hypha, spore head, asexual spore, sporangiophore, conidiophore และ special structure ด้วยกล้องจุลทรรศน์

หมายเหตุ ตอนหยด lactophenol หรือ 10% glycerol อาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้แทนได้ หยด alcohol 1–2 หยด เมื่อ alcohol ระเหยไปเกือบหมด หยด lactophenol blue ประมาณ 3–4 หยด ปิดด้วย cover glass ที่สะอาดทั้งไว้ประมาณ 30 นาที นำมาดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้เป็นการย้อมสี mycelium.

2. ตัดกระดาษกรองให้มีขนาดประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร ทำให้ปราศจากเชื้อ นำมาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม inoculate เชื้อลงตรงกลางกระดาษกรอง incubate เมื่อ เชื้อเจริญเอกสารด้วยกรองออกมาย้อมสีด้วย lactophenol blue ทำให้แห้งแล้วนำไปตรวจดูด้วย กล้องจุลทรรศน์ ใช้ออปเจกติป oil immersion

ผลการทดลอง 1

ชื่อจุลินทรีย์	Low power กำลังขยาย---	High power กำลังขยาย---	Oil immersion กำลังขยาย---

ช่องจุลินทรีย์	Low power กำลังขยาย---	High power กำลังขยาย---	Oil immersion กำลังขยาย---

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง