

บทปฏิบัติการที่ 5

EXAMINATION OF FRUITS AND VEGETABLES

บริเวณผิวของผักและผลไม้มีจุลินทรีย์อยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งอาจมาจากดิน น้ำที่ใช้ล้าง ภาชนะบรรจุ มือผู้ช้อและผู้ขายเป็นต้น ส่วนบริเวณเนื้อเยื่อด้านในของผักและผลไม้ที่ไม่เป็นโรคจะปรสจากเชื้อจุลินทรีย์สามารถแบ่ง为รือจัดจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั้งหมดตรงบริเวณผิวของผักและผลไม้ออกได้เป็น 2 พากใหญ่ ๆ คือ

1. pathogenic microorganisms เช่น *Erwinia carotovora*, *Rhizopus* sp., *Aspergillus* sp.
2. saprophytic microorganisms เช่น พาก coliform bacteria พาก saprophytic microorganisms ที่มีอยู่มักจะเข้าทำลายผักและผลไม้หลังจากที่พาก pathogenic microorganisms เข้าทำลายแล้ว

วัสดุและอุปกรณ์

1. ผัก เช่น กะหล่ำปลี, คะน้า, กวางตุ้ง
2. มะเขือเทศ
3. มันฝรั่ง
4. ผักและผลไม้ตากแห้ง
5. น้ำกลั่นที่ปราศจากเชื้อ 450 มิลลิลิตร
6. น้ำกลั่นที่ปราศจากเชื้อ 99 มิลลิลิตร
7. tryptone glucose yeast extract agar
8. nutrient broth
9. glucose yeast water broth
10. methylene blue
11. โกร่งที่ปราศจากเชื้อ
12. blender ที่ปราศจากเชื้อ
13. ทรายที่ปราศจากเชื้อ
14. มีด, pipette, งานเพาะเชื้อและแท่งแก้วที่ปราศจากเชื้อ

วิธีทำ

1. **plating of vegetables**, ชั้งผัก 50 กรัม ใส่ลงใน blender ที่ปราศจากเชื้อ รินน้ำก้อนดันที่ปราศจากเชื้อลงไป 450 มิลลิลิตร ปั่นโดยเริ่มจาก low speed ประมาณ 2-3 นาที แล้วเปลี่ยนไปที่ high speed 2 นาที หยุดประมาณ 2-3 นาที เพิ่มน้ำให้เกิดฟองอากาศมาก นอกจากนั้นยังทำให้ฟองอากาศที่เกิดขึ้นสลายตัวไป หลังจากนั้นปั่นอีกเล็กน้อยแล้ว pipette มาทำ dilution 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} และ 10^{-5} นำ dilution ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้มา pour plate ด้วยการ pipette 1 มิลลิลิตร จากแต่ละ dilution ใส่ในจานเพาะเชื้อ ทำ dilution ละ 3 จาน ริน tryptone glucose yeast extract agar ที่ยังเหลืออยู่ลงไป เขย่าให้น้ำลายผักและอาหารเลี้ยงเชื้อปั่นกันทั่วด้วยทิ้งไว้จนกระหงງุ้นเย็นและแข็งตัว จานจานเพาะเชื้อขึ้นวางกลับเอาฝาลงล่างนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 5 วัน หรือที่อุณหภูมิ 30-32 °C. ประมาณ 2 วัน นับโคโลนีในจานที่มีโคโลนีขึ้น 30-300 โคโลนี หากค่าเฉลี่ย รายงานผลแสดงถึงจำนวนบакเตอรีทั้งหมดที่มีอยู่ในผัก 1 กรัม แล้วตรวจสอบดูว่า มีโคโลนีชนิดเดียวกัน แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร และตรวจสอบหาจำนวนโคโลนีที่ให้ enzyme catalase โดยริน hydrogen peroxide ลงไปให้ทั่วอาหารในจานเพาะเชื้อ นับจำนวนโคโลนีที่ให้ gas ออกมานะ และใช้เข็มเขี่ยอาหารเลี้ยงเชื้อให้ hydrogen peroxide ลงไปถูกโคโลนีที่อยู่ข้างใต้อาหารเลี้ยงเชื้อ นับจำนวนโคโลนีที่ให้ gas ออกมานะ

2. **plating of surface of fruit**: ใช้มีดที่ปราศจากเชื้อตัดผิวของผลไม้ เช่น มะเขือเทศ หรือมันฝรั่ง ออกประมาณ 5 ตารางเซนติเมตร ใส่ลงในโกร่งที่มีทรายและปราศจากเชื้อ บดให้ละเอียดแล้วนำมาใส่ในขวดที่มีน้ำที่ปราศจากเชื้อออยู่ 99 มิลลิลิตร เขย่าให้ผิวผลไม้และน้ำปั่นกันทั่วๆ ทำ dilution 10^{-3} , 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} นำ dilution ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้มา pour plate ตามวิธีการที่ได้บรรยายไว้ในข้อ 1 โดยใช้ tryptone glucose yeast extract agar เพื่อศึกษาดูชนิดและจำนวนบักเตอรี ใช้ potato dextrose agar เพื่อศึกษาดูชนิดและจำนวน yeast กับ mold

3. sterility test of inner tissue :

3.1 เผาผิวด้านนอกมันฝรั่งให้ไหม้ แล้วใช้มีดที่ปราศจากเชื้อตัดออกให้เป็นรูปลิ่มใส่ลงในจานเพาะเชื้อที่ปราศจากเชื้อ ใช้มีดที่ปราศจากเชื้อตัดมันฝรั่งในจานเพาะเชื้อออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยเอาส่วนที่โดนเผาไหม้ทิ้ง inoculate มันฝรั่งลงในหลอดที่บรรจุ nutrient broth หลอดละขั้น ทำ 3 หลอด นำหลอดที่ inoculate แล้วนึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 5 วัน หรือที่อุณหภูมิ 30-32 °C. ประมาณ 2 วัน ตรวจสอบดูการเจริญของเชื้อ

3.2 ใช้ alcohol 95% เช็ดผิวด้านนอกมะเขือเทศแล้วเผาไฟ เอาหลอดปากกว้างหรือ pipette ขนาด 10 มิลลิลิตร ที่ปราศจากเชื้อแทงเข้าไปตรงด้านเผาไฟ ดึงเอา_out และเนื้อด้านในมะเขือเทศออกมาประมาณ 5 มิลลิลิตร inoculate ลงในหลอดที่บรรจุ glucose yeast water

broth หลอดละ 1 มิลลิลิตร ทำ 3 หลอด นำหลอดที่ inoculate แล้วนึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 5 วัน หรือที่อุณหภูมิ 30–32 °C. ประมาณ 2 วัน ตรวจสอบดูการเจริญของเชื้อ

4. dried fruits and vegetables : ชั้งผักและผลไม้ตากแห้ง 20 กรัม แช่ในน้ำดีที่บรรจุ น้ำก้นที่ปราศจากเชื้อออยู่ 180 มิลลิลิตร ประมาณ 30 นาที แล้วเบย่า 1–3 นาที นำไปตรวจหา

4.1 total count : นำ dilution 1:10 มาทำ dilution $10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$ แล้วทำการ pour plate นับจำนวนโคโลนี ตรวจสอบลักษณะของโคโลนีชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่แบบที่บรรยายไว้ในข้อ 1 (plating of vegetables) รายงานผลแสดงถึงลักษณะโคโลนีและจำนวนโคโลนีที่มีอยู่ในผลไม้หรือ ผักตากแห้ง 1 กรัม

4.2 direct microscopic examination : นำ 0.01 มิลลิลิตร จาก dilution 1:10 มา smear บนสไลด์ให้เต็มพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเซ็นติเมตร fix ด้วยความร้อนหรือ methyl alcohol แล้ว หยด methylene blue ลงไปข้อมันบักเตรียมไว้ใน field ประมาณ 100 field ต่าง ๆ กัน หาค่าเฉลี่ย ของบักเตรียมต่อ 1 field แล้วคูณค่าเฉลี่ยด้วย 500,000 ตัวเลขที่ได้จะเป็นจำนวนบักเตรียมต่อผลไม้ หรือผักตากแห้ง 1 กรัม โดยประมาณ (เนื้อที่ใน 1 field ในกล้องชุลท์ศน์ที่ใช้เลนซ์ oil immersion นั้นเป็นเนื้อที่ประมาณ $\frac{1}{5,000}$ ตารางเซ็นติเมตร)

4.3 thermophilic sporeformers : นำ dilution 1:10 ไปต้มให้เดือดประมาณ 5 นาที เติมน้ำก้นที่ปราศจากเชื้อออยู่ไป แทนส่วนของน้ำที่ระเหยไป แล้วนำไปหา thermophilic sporeformers ด้วยวิธีเดียวกันที่ได้บรรยายไว้เรื่อง examination of carbohydrate products รายงานผลแสดงถึง จำนวนเชื้อที่มีอยู่ในผลไม้หรือผักตากแห้ง 1 กรัม

ผลการทดลอง

1.

	จำนวนโคโลนีของบักเตรี่ทั้งหมดต่อผ้า 1 กรัม	จำนวนโคโลนีของบักเตรี่ที่ให้ enzyme catalase ต่อผ้า 1 กรัม	ชนิดของบักเตรีที่สังเกตได้ จากความแตกต่างของโคโลนี
Control			
ผ้า			

2.

	จำนวนโคโลนีของบักเตรีทั้งหมดต่อ พลาสต์ 1 กรัม	ชนิดของบักเตรีที่สังเกตเห็นได้จากความแตกต่างของโคโลนี	จำนวนโคโลนีของ yeast และ mold ต่อพลาสต์ 1 กรัม	ชนิดของ yeast และ mold เท่าที่สังเกตเห็นได้จากความแตกต่างของโคโลนี
Control				
พลาสต์				

3. ผลการเจริญของเชื้อ

มันฝรั่ง =

มะเขือเทศ =

4.

	จำนวนโคโลนีของ บักเตรีทั้งหมดต่อผัก หรือผลไม้ตากแห้ง 1 กรัม	ชนิดของบักเตรีท่าที่ สังเกตเห็นได้จาก ความแตกต่างของ โคโลนี	จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งหมดต่อผักหรือ [*] ผลไม้ตากแห้ง 1 กรัม (Direct microscopic examination)	จำนวน thermophilic sporeformersที่มีอยู่ ต่อผักหรือผลไม้ ตากแห้ง 1 กรัม
Control				
ผักหรือ [*] ผลไม้ ตากแห้ง				

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง